

TOM 4 BLUE JEAN
Poussette multi-réglable évolutive
Attention : des frais de port sont susceptibles d'être appliqués : 45€ ; consultez nos CVG

Code B

Caractéristiques standards TOM 4 BLUE JEAN

configuration personnalisée produits ni repris ni échangés

ASSISE : Dossier réglable en inclinaison (indépendamment du réglage de l'inclinaison du siège) • Siège réglable en inclinaison indépendamment du réglage de l'inclinaison du siège, en largeur (par l'intermédiaire des coussins latéraux) et en profondeur position verticale • Repose-pieds réglable en hauteur et en inclinaison • Roues avant increvables Ø 20 cm (7,9") et pivotantes en standard • Une ceinture 2 points • Barre d'appui thoracique • Roues arrière increvables Ø 30 cm (11,9 ") sculptées TC • Siège réversible pour tous les modèles • Coussin intérieur amovible et lavable en machine • CHASSIS Frein central • Crash testée • Poignée poussée réglable en hauteur

INFORMATIONS CLIENT

validé le jour JANVIER 2021

Prestataire - N° Client CREE :


Société : _____
 Adresse : _____
 Code Postal : _____
 Ville : _____
 Contact (Nom Prénom) : _____
 Tel Direct : _____
 E mail : _____
 Date d'essai : _____

Utilisateur :

Nom et prénom : _____
 Adresse : _____
 Code Postal/Ville : _____
 Téléphone : _____
 E Mail : _____
 Diagnostic : _____
 Prescripteur : _____
 Nom / Structure : _____
 Tel / E Mail : _____

Symboles : Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société CREE

 = Equipement standard
 = Autre choix (Sans Suppl.)
 = Veuillez choisir
 @ = tenir compte de l'indication
 * après le nom du produit : = TVA 5,5%

PRISE DE MESURE
Informations Utilisateur


Aaa : _____
 Poids : _____ Kg
 Taille : _____ cm
 1. Longueur des cuisses : _____ cm
 2. Longueur des jambes : _____ cm
 3. Hauteur avant-bras : _____ cm
 4. Hauteur tête : _____ cm
 5. Largeur du bassin : _____ cm

Codes LPPR

	Ancien code	Nouveau code	Montant
(ca)	4261051	9,257746	962,20
(cb)	4114855	9,364749	28,11
(cc)	4597319	9,364838	63,47
(cd)	4931024	9,364763	34,94
(ce)	4261051	9,364764	189,22
(cf)	4576386	9,364790	76,82
(cg)	4520330	9,364809	105,33
(ch)	1970507	6,364823	146,83
(ci)	4580215	9,364778	69,84

POUSSETTE

PACK TOM 4 :		Prix HT	Prix TTC	Code LPP	Montant LPPR
PACK TOM 4 : Poussette + Appui-tête + Bloc d'abduction + Harnais 4 points + cale-tronc					
TOM4P4PMIN	<input type="checkbox"/> PACK TOM4 MINI AVEC HARNAIS 4 POINTS PACK TOM4 *	1 195,80 €	1 261,57 €	(a) + (c) + (f) + (e) + (d) + (d)	1 261,57 €
22653JC	<input type="checkbox"/> STANDARD BLUE JEAN AVEC HARNAIS 4 POINTS PACK TOM4	1 195,80 €	1 261,57 €	(a) + (c) + (f) + (e) + (d) + (d)	1 261,57 €
22654JC	<input type="checkbox"/> MAXI AVEC BLUE JEAN HARNAIS 4 POINTS	1 195,80 €	1 261,57 €	(a) + (c) + (f) + (e) + (d) + (d)	1 261,57 €

PACK TOM 4 :		Prix HT	Prix TTC	Code LPP	Montant LPPR
PACK TOM 4 : Poussette + Appui-tête + Bloc d'abduction + Harnais en H + cale-tronc					
TOM4P4PMIN	<input type="checkbox"/> PACK TOM4 MINI HARNAIS 4 EN H PACK TOM4 *	1 195,80 €	1 261,57 €	(a) + (c) + (f) + (e) + (d) + (d)	1 261,57 €
22653J	<input type="checkbox"/> STANDARD BLUE JEAN AVEC HARNAIS 4 EN H PACK TOM4	1 195,80 €	1 261,57 €	(a) + (c) + (f) + (e) + (d) + (d)	1 261,57 €
22654J	<input type="checkbox"/> MAXI BLUE JEAN AVEC HARNAIS 4 EN H	1 195,80 €	1 261,57 €	(a) + (c) + (f) + (e) + (d) + (d)	1 261,57 €

Dimensions

Dimensions en cm

TAILLE	MINI	STANDARD	MAXI
Largeur totale	62	62	66
Largeur d'assise	18/22/26	20/24/26/31	22/26/28/35
Hauteur assise/sol	50	60	60
Hauteur dossier	44-61	51-65	56-67
Longueur totale	99	99	107
Inclinaison assise/dossier	0-180	0-180	0-160
Angle assise horizontale	+/-27	+/-27	+/-25
Profondeur d'assise	24-31	27-35	32-40
Hauteur assise/ repose pieds	14-28	20-35	24-40
Hauteur poignée de poussée	101	101	106
Longueur pliée	99	99	107
Largeur pliée (sans roues)	62	62	66
Hauteur pliée	55	55	63
Charge maximum en kg	35	35	50
Poids de la poussette	17	18,5	21

*Version 2022 jusqu'au 01/08/2022:
 (Hors commandes de référencement)



ACCESSOIRES TOM 4 BLUE JEAN

			Prix HT	Prix TTC	Code LPP	Montant LPPR	
	◆	APPUI-TETE TOM4 (DE SERIE)		◆	(c)	63,47 €	
CALE D'ABDUCTION							
	◆	CALE D'ABDUCTION TOM 4 (DE SERIE)		◆	(i)	69,84 €	
HARNAIS							
	■	HARNAIS 4 POINTS TOM 4 (INCLUS DANS TOM4P4P)		■	(e)	96,22 €	
	■	HARNAIS EN H TOM 4 (INCLUS DANS TOM4PH)		■	(e)	96,22 €	
CALES LATERALES							
	◆	CALES DE TRONC TOM 4 (DE SERIE)		◆	(d) + (d)	69,84 €	
T4J0024	<input type="checkbox"/>	REPOSE NUQUE TOM 4 MINI	59,00 €	62,25 €			
T4J0004	<input type="checkbox"/>	REPOSE NUQUE TOM 4 STD et MAXI	47,06 €	49,50 €			
SANGLE ABDOMINALE NOUVEAUTE							
T4J0035	<input type="checkbox"/>	SANGLE LARGE ABDOMINALE Mini TOM 4*	100,00 €	105,50 €	(d) + (d)	69,84 €	
T4J0036	<input type="checkbox"/>	SANGLE LARGE ABDOMINALE Standard TOM 4*	100,00 €	105,50 €	(d) + (d)	69,84 €	
T4J0037	<input type="checkbox"/>	SANGLE LARGE ABDOMINALE Maxi TOM 4*	100,00 €	105,50 €	(d) + (d)	69,84 €	
TABLETTE							
T4J0017	<input type="checkbox"/>	TABLETTE STANDARD TOM 4/TAMPA*	397,00 €	418,84 €	(f)	76,82 €	

			Prix HT	Prix TTC	Code LPP	Montant LPPR		
SANGLES DE PIEDS								
T4J0011	<input type="checkbox"/>	SANGLES DE PIED TOM 4*	88,00 €	92,84 €				
CAPOTE								
T4J0008	<input type="checkbox"/>	CAPOTE TOM 4*	297,00 €	313,34 €				
HOUSSE ANTI-PLUIE * ATTENTION COMMANDER LA CAPOTE POUR FIXER LA HOUSSE ANTI-PLUIE								
T4J0012	<input type="checkbox"/>	HOUSSE ANTI-PLUIE TOM 4 Mini (taille S) / Standard (Taille)	120,00 €	126,60 €				
T4J0013	<input type="checkbox"/>	HOUSSE ANTI PLUIE TOM4 Max (Taille L)	120,00 €	126,60 €				
VETEMENT THERMIQUE								
T4J0038	<input type="checkbox"/>	SAC THERMIQUE TOM 4 Mini*	389,00 €	410,40 €				
T4J0015	<input type="checkbox"/>	SAC THERMIQUE TOM 4 Standard*		470,00 €	495,85 €			
T4J0016	<input type="checkbox"/>	SAC THERMIQUE TOM 4 Maxi*		470,00 €	495,85 €			
PANIER								
T4J0019	<input type="checkbox"/>	PANIER TISSU TOM 4*	114,00 €	120,27 €				
ACCESSOIRES DIVERS								
T4J0018	<input type="checkbox"/>	PROTECTIONS LATERALES TOM 4*	73,00 €	77,02 €				
T4J0026	<input type="checkbox"/>	PROTECTION LATERALES ENVELOPPANTES TOM 4*		227,00 €	239,49 €			
CHASSIS ROULANT INTERIEUR								
T4J0014	<input type="checkbox"/>	BASE D'INTERIEUR TOM 4*	563,00 €	593,97 €	(h)	140,63 €		

