

PRODUIT - Déjà inclus	Cachet revendeur
Motorisation avec poignée tournante pour tierce personne Batterie Lithium / Chargeur Anti-bascule Poids de la motorisation seule : 8,8 kg Vitesse maximale 10 km/h Pneus adaptés pour des roues 26', 24' et 22' Ø 489 et 501 uniquement Montage réalisé par nos soins dans nos ateliers Poids maximum de l'utilisateur : 120 kg Poids maxi admissible pour le dispositif : 150 kg (poids du fauteuil + poids de l'utilisateur, hors poids du dispositif) Pente maximale de sécurité : 5° (9%) Obstacle franchissable de 25 à 70 mm Garantie 24 mois motorisation, batterie et chargeur hors pièces d'usure	Date de la commande : / /

LES INDISPENSABLES

MOTORISATION	POUSSEUR 2.1 : Ref : 886-000															
COULEURS	Classiques					Métalliques					Tendances					
																
	noir	blanc	bleu	rouge	kaki	bleu nuit	gris	argent	cuivré	doré	bleu clair	rose	vert	jaune	orange	cassis de Bourgogne
RACK BATTERIE AU LITHIUM 11,4 Ah ➔ Autonomie : jusqu'à 15 km* Poids : 3,85 kg	Châssis pliant										5 100 € TTC (4 834 € HT)					
	Fauteuil confort										5 450 € TTC (5 166 € HT)					
RACK BATTERIE AU LITHIUM 19 Ah Autonomie : jusqu'à 20 km* Poids : 3,62 kg	Châssis pliant										5 300 € TTC (5 024€ HT)					
	Fauteuil confort										5 650 € TTC (5 355€ HT)					
*peut varier en fonction du poids de l'utilisateur, de la température etc																
Remboursement Sécurité Sociale* : 2187,03€ suite à une entente préalable. Code L.P.P. : 430.94.15 «VHP, assistance électrique à la propulsion, BENOIT Systèmes, Pousseur2 Premium» * les codes et montants L.P.P.R sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Benoit Systèmes.																

Personne à contacter en charge du dossier (obligatoire) :

Mr Mme NOM et Prénom :
 Numéro de téléphone :

Mr Mme NOM et Prénom de l'utilisateur :
 Poids de l'utilisateur : kg. Handicap :

FAUTEUIL	Merci de vérifier la compatibilité en consultant notre guide de comptabilité ici														
	Marque :					Modèle :									
	Double mains courantes : Oui Non														
	Largeur d'assise (min 32cm) : et min 40cm entre les roues					Couleur du fauteuil :									
	Le dossier du fauteuil est-il :														
	Fixe			Réglable en angle			Cassant			Rabattable			Inclinable		
	Avez-vous déjà le fauteuil ? Oui Non														
	Avez-vous un délai quant à la réception dans nos ateliers :										/ /				
Livraison directe par le fabricant : Oui Non															
FRAIS DE PORT	Enlèvement du fauteuil : Carton Palette (pour châssis fixe ou confort)					90 € TTC (75 € HT)									
Frais de retour inclus dans le prix															

LES OPTIONS

OPTIONS	Référence	Désignation	PRIX HT (TTC)
Rack batterie supplémentaire	590-000	Rack batterie au Lithium 11,4 Ah ➔ pour DM BENOIT SYSTEMES Autonomie : jusqu'à 15 km* Poids : 3,85 kg	600 € TTC (568,72 € HT)
	593-000	Rack batterie au Lithium 19 Ah pour DM BENOIT SYSTEMES Autonomie : jusqu'à 20 km* Poids : 3,62 kg	800 € TTC (758,29 € HT)
Accessoires	500-036	Chargeur supplémentaire pour Pousseur 2.1	110 € TTC (104,26 € HT)
	500-067	Chargeur pour batterie Lithium spécial voiture (avec prise allume cigare)	140 € TTC (132,70 € HT)
	700-010	Verrouillage de sécurité de la motorisation (transport aérien)	38 € TTC (36,02 € HT)
	400-095	Garde-boues	55 € TTC LA PAIRE (52,13 € HT)
	750-060	Roues avant avec insert increvable 6' Largeur des fourches 36 mm <i>merci de vérifier la compatibilité (largeur des fourches sur votre fauteuil)</i> A changer sur le fauteuil : Oui Non	95 € TTC LA PAIRE (90,04 € HT)
	750-065	Roues avant avec insert increvable 7' Largeur des fourches 60 mm A changer sur le fauteuil : Oui Non	98 € TTC LA PAIRE (92,89 € HT)
	Acti'Tab Côté gauche	Mini (31 cm) Standard (40 cm) Large (44 cm)	295 € TTC (261 € HT)
	Acti'Tab Côté droit	Mini (31 cm) Standard (40 cm) Large (44 cm)	
	Remboursement Sécurité Sociale : 76,84 TTC Code LPP: 9363514 «VHP, propulsion manuelle, tablette complète avec son montage, BENOIT SYSTEMES»		
	Kitcool 2.0	Kitcool 2.0 (largeur de 36 cm à 52 cm) Kitcool 2.0 Mini (largeur de 26 cm à 35 cm)	650 € TTC (616 € HT)
		Kitcool 2.0 Sans têteière (largeur de 36 cm à 52 cm) Kitcool 2.0 Sans têteière Mini (largeur de 26 cm à 35 cm)	500 € TTC (474 € HT)
	Remboursement Sécurité Sociale : 63,41 TTC Code LPP : 9310311 «VHP, propulsion manuelle, appui-tête, BENOIT SYSTEMES»		
	Conditions de livraison	Lieu de livraison si différent :	
Observations			

➔ Compatible voyage aérien selon norme IATA 64ème édition en vigueur en 2023

*Peut varier en fonction du poids de l'utilisateur, de la température, etc.

