



**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur :  
Contact commercial + email et ligne directe :  
Référence de commande :  
Adresse de livraison :  
Date de commande :

**CARACTERISTIQUES**

- Largeur d'assise : 50 à 71 cm réglable
- Profondeur d'assise : 50 à 61 cm réglable
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 45 cm à 50 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : 47 cm à 52 cm
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 50-61cm
- Garde au sol : 7.62 cm
- Longueur hors tout : 90.45 cm (hors RP)
- Largeur de la base : 66.70 cm
- Rayon de giration : 50,20 cm
- Poids max utilisateur : 204 kg (sans lift) 182kg (avec lift)
- Ceinture type boucle auto
- Dossier biomécanique à compensation inclinable à 175°
- Assise à translation inclinable électriquement à 50°
- Roues centrales bandages souple noir 14"
- Roues avant et arrière bandages 6"
- Vitesse maximum : jusqu'à 7,2 km/h\*
- Autonomie : jusqu'à 30 km
- Moteurs : 4 pôles
- Batteries 73 A
- Chargeur 8A
- Electronique : Q-Logic 3
- Accroches-taxi 4 points

\*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle de base, du poids de l'utilisateur, du type de terrain de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à une variation de +10% -5%.

**DE SERIE**

- Bascule d'assise électrique 50°
- Dossier électrique biomécanique 180°
- Bluetooth



**DESIGNATION**

**REFERENCE**

**PRIX PUBLIC TTC**

X	Q6 EDGE HD	Q6 EDGE HD	9 995 €
---	------------	------------	---------

LPP 9178202 - 3938,01€

**COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER**

<input type="checkbox"/>	Rouge Red corvette		DGN169178-PRD1	-
<input type="checkbox"/>	Bleu Electric blue		DGN169178-PBU9	-
<input type="checkbox"/>	Noir Night train (mat)		DGN169178-PBK3	-
<input type="checkbox"/>	Vert Green Machine		DGN169178-PGN11	-
<input type="checkbox"/>	Orange Evolution Orange		DGN169178-POR6	-

**COLORIS OPTIONNEL**

<input type="checkbox"/>	Noir back in black (brillant)		DGN169178-PBK1	450 €
<input type="checkbox"/>	Bleu Midnight blue		DGN169178-PBU10	450 €
<input type="checkbox"/>	Gris Grey Street		DGN169178-PSL3	450 €
<input type="checkbox"/>	Rose Pretty in Pink		DGN169178-PPK3	450 €
<input type="checkbox"/>	Violet Deep purple		DGN169178-PPR5	450 €

**ELECTRONIQUE**

X	Boitier de commande Q-Logic 3 avec bluetooth			-
<input type="checkbox"/>	Avec touches 1 et 2	CTL143976		-
<input type="checkbox"/>	Avec touche éclairage (sélection éclairage page suivante)	CTL143977		-
<input type="checkbox"/>	Infra-rouge sur boitier standard			280 €
<input type="checkbox"/>	Joystick stand-alone Q-Logic 3	CTL143980	LPPR 9384670	715 €
	<u>Nécessite un manipulateur standard ou un contrôle d'environnement</u> (Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)			
<input type="checkbox"/>	Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156		190 €

**PANTOGRAPHE**

<input type="checkbox"/>	Pantographe escamotable réversible droite/gauche	MEC1801698		-
<input type="checkbox"/>	Support de pantographe réglable en hauteur	ARM250-3/4FM		149 €

**IACCESS**

<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess interrupteurs à bascule	CTL144010		690 €
<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess boutons poussoirs	CTL144009		690 €
	<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite			

**INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL**

<input type="checkbox"/>	Boitier SCIM	CTL143988		650 €
<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446		1 590 €
	(Montage côté opposé au manipulateur)			
<input type="checkbox"/>	Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033		45 €

**COMMANDE TIERCE-PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR AU DOSSIER**

<input type="checkbox"/>	Commande tierce personne Q-LOGIC 3	ELE167862		715 €
	<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite			
<input type="checkbox"/>	Déplacement du boitier principal à l'arrière	SOF		350 €
	(Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus) LPPR 9384551			

**EQUIPEMENT ROUTE**

<input type="checkbox"/>	Equipeur route sur rail d'assise		590 €
<input type="checkbox"/>	Eclairage Fender sur garde-boue		390 €
<b>ROUES</b>			
<input type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques noires 14"	WHL124117	-
<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages souples noires 14"	WHL124116	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues avant et arrière bandages noires 6"		-
<input type="checkbox"/>	Couleur insert roue centrale identique châssis		190 €
<b>FONCTIONS ELECTRIQUES</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	PTOINDV3444	-
<input type="checkbox"/>	Lift électrique iLevel 30,5cm		2 100 €
Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 47cm <input type="checkbox"/> 52cm			
Lift incompatible avec une largeur d'assise >24" (61cm) / 182kg maximum			
<b>SYSTEME D'ASSISE TRU BALANCE 3</b>			
<b>REGLAGES DE L'ASSISE</b>			
<b>Largeur (pouces)</b>	<input type="checkbox"/> 50,8cm (20")	<input type="checkbox"/> 55,9cm (22")	<input type="checkbox"/> 61cm (24")
	<input type="checkbox"/> 61cm (24")	<input type="checkbox"/> 66cm (26")	<input type="checkbox"/> 71cm (28")
<b>Profondeur (pouces)</b>	<input type="checkbox"/> 50,8cm (20")	<input type="checkbox"/> 55,9cm (22")	<input type="checkbox"/> 61cm (24")
	<input type="checkbox"/> 61cm (24")	<input type="checkbox"/> 50,8cm (25")	
	Module HD 1		Module HD 2
	Les largeurs d'assises 66cm (26") et 71cm (28") sont incompatibles avec le LIFT et la BASCULE D'ASSISE		-1 500,00 €
	Attribution du code LPP AA1 - 9178219 (3487,95€)		
<b>REGLAGES DU DOSSIER</b>			
<b>1 : Choisir les plaques de dossier pour le réglage en hauteur :</b>			
<input type="checkbox"/> Hauteur réglable de 56 à 63 cm Le coussin de dossier sera en hauteur 43 cm			
<input type="checkbox"/> Hauteur réglable de 61 à 68 cm Le coussin de dossier sera en hauteur 48 cm			
<b>2 : Choisir les amplitudes de réglages en largeur du dossier :</b>			
<input type="checkbox"/> Réglable de 50,8 à 61 cm			
<input type="checkbox"/> Réglable de 61 à 71 cm			
<b>3 : Régler la largeur du dossier à :</b>			
<input type="checkbox"/> idem largeur d'assise			
<input type="checkbox"/> 50.8cm (20") <input type="checkbox"/> 55.9cm (22") <input type="checkbox"/> 61cm (24") <input type="checkbox"/> 66cm (26") <input type="checkbox"/> 71cm (28")			
<b>DOSSIER TUBE</b>			
<input type="checkbox"/>	Interface d'adaptation dossier	SSAPTB4	495 €
<input type="checkbox"/>	Livree et montée à la place du dossier TruBalance		
<input type="checkbox"/>	Livree non montée en plus du dossier TruBalance		
<b>DOSSIERS ADI QBACK 2</b>			
<input type="checkbox"/>	Dossier Stealth ADI QBack 2		890 €
<input type="checkbox"/>	Livré et monté à la place du dossier TruBalance		
<input type="checkbox"/>	Livré non monté en plus du dossier TruBalance		
Sélection en page suivante			
Type :	<input type="checkbox"/> Aluminium		
	<input type="checkbox"/> Aluminium Flat Top		
Largeur :	<input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 21" <input type="checkbox"/> 22"		
Hauteur :	<input type="checkbox"/> Standard 16" <input type="checkbox"/> Tall 18" <input type="checkbox"/> Extra Tall 20" <input type="checkbox"/> Extra Extra Tall 22"		
Contour :	<input type="checkbox"/> Active 2,5" <input type="checkbox"/> Deep 4" <input type="checkbox"/> Extra Deep 6"		
Cales-tronc indépendants profondeur galbe <input type="checkbox"/> 4"		pour dossier contour active uniquement	
<input type="checkbox"/> 6" (à partir de la largeur 15")		pour dossier contour active uniquement	
<input type="checkbox"/> Préciser directement la référence souhaitée si vous la connaissez : .....			
<b>COUSSINS D'ASSISE</b>			
<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP	ST-TC2SPP	-
Epaisseur : 11,4cm   Poids du coussin : 1,81kg   Capacité de poids : 204kg			
<input type="checkbox"/>	50.8x50.8 <input type="checkbox"/> 50.8x55.9 <input type="checkbox"/> 55.9x50.8		
<input type="checkbox"/>	55.9x55.9 <input type="checkbox"/> 55.9x61 cm		
<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP	ST-SPCFSP	390 €
Epaisseur : 7,6cm   Poids du coussin : 1,36kg   Capacité de poids : 272kg			
<input type="checkbox"/>	55x9x55.9 <input type="checkbox"/> 55.9x61 <input type="checkbox"/> 61x61		
<input type="checkbox"/>	66x61cm <input type="checkbox"/> 71x61		
<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Stealth Spectrum Gel SPP	ST-SPCGSPP	390 €
			

Epaisseur : 7,6cm | Poids du coussin : 1,60kg | Capacité de poids : 250kg

61x55.9  61x61



<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Solution SPP	ST-SOLSPP	390 €
Epaisseur : 7,6cm   Poids du coussin : 2,45kg   Capacité de poids : 227kg		
<input type="checkbox"/> 50.8x50.8 <input type="checkbox"/> 50.8x55.9 <input type="checkbox"/> 55.9x50.8		
<input type="checkbox"/> 55.9x55.9 <input type="checkbox"/> 55.9x61 <input type="checkbox"/> 61x55.9 cm		



Consultez le bon de commande *Coussins Stealth Products* pour découvrir la gamme complète de coussins d'assise

**ACCOUDOIRS**

<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles (la paire)		
Montage <input type="checkbox"/> bas (20 à 30,5cm) <input type="checkbox"/> haut (30,5 à 40,6cm)		
<input type="checkbox"/> Manchettes mousse (à l'unité)		
<input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN142128	-
<input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN142014	-
<input type="checkbox"/> 43cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN1801530	-
<input type="checkbox"/> Manchettes gel (à l'unité)		
<input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ARM136409	120 €
<input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ARM136408	120 €
<input type="checkbox"/> Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)		
<input type="checkbox"/> droit	MEC133331	100 €
<input type="checkbox"/> gauche	MEC133331	100 €
<input type="checkbox"/> Rebord d'accoudoir (à l'unité)		
<input type="checkbox"/> droit	ASF6X2C-S-Q	120 €
<input type="checkbox"/> gauche	ASF6X2C-S-Q	120 €



**APPUI-TÊTE**

<input checked="" type="checkbox"/> Appui-tête Stealth Confort Plus	CP250+support	-
---	---------------	---

**RELEVÉ-JAMBES SEPARÉS**

<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHCS1322 +FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878	-
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés	MOT1800941 + MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHCS1322 +FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878	1 290 €

**Sélection obligatoire pour les relève-jambes séparés :**

<input checked="" type="radio"/> Tubes		
<input type="checkbox"/> 29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel	
	Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique	
<input type="checkbox"/> 37-56 cm	Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel	
	Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique	
<input checked="" type="radio"/> Palettes		
<input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm	MEC2008389	
<input type="checkbox"/> 15 x 17,5cm	MEC8008388	

**RELEVÉ-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE**


<input type="checkbox"/> Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz*	MEC166037	-
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation*	RIG131138	1 750 €
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur (avec contacteur ASL)*	RIG131108_FR	2 100 €

**Sélection obligatoire pour les relève-jambes à potence centrale :**

<input checked="" type="radio"/> Appui-mollet <input type="checkbox"/> 6"x6" RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" RIGASMB7120019	Préciser UL =	cm
<input checked="" type="radio"/> Potences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212		Réglage plaque d'assise 28 à 43cm
<input checked="" type="radio"/> Potences 13"-19" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG151508		Réglage plaque d'assise 34 à 50cm

**ACCESSOIRES POUR PALETTES ET RELEVÉ-JAMBES**

<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	60 €
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518	60 €
<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519	60 €
<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	20 €
<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm)	RIG152510	40 €
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152516	40 €
<input type="checkbox"/> Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)		
<input type="checkbox"/> 6"x6"	RIG133717	160 €
<input type="checkbox"/> 8"x8"	RIG133719	160 €
<input type="checkbox"/> Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)		
<input type="checkbox"/> 5"x8"	FPG5008T-Q	280 €



<input type="checkbox"/> 5"x11"	FPG5011T-Q		280 €
<input type="checkbox"/> 6,5"x8"	FPG6508T-Q		280 €
<input type="checkbox"/> 7"x11"	FPG7011T-Q		280 €

## POSITIONNEMENT


**UniLink**


<input type="checkbox"/> Cale-tronc Unilink droit <input type="checkbox"/> 3"x5" <input type="checkbox"/> 4"x6"	UIMBK1125 , UIPFS1100, ULS2510F-R (droit) , ULS2510F-L (gauche), ULP535050320 (3x5) ULP546050320 (4x6)		270 €
<input type="checkbox"/> Cale-tronc Unilink gauche <input type="checkbox"/> 3"x5" <input type="checkbox"/> 4"x6"			270 €
<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Unilink droit <input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"	UTT6A1260000 + UT800000-Q + UTP544056100 (4x4) UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)		220 €
<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Unilink gauche <input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"			220 €
<input type="checkbox"/> Cale coude Stealth Unilink droit, coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSES-3X10R (droit) /UETB4021FL-Q + ARMSES-3X10L (gauche)		220 €
<input type="checkbox"/> Cale coude Stealth Unilink gauche, coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)		220 €
<input type="checkbox"/> Maintien de coude Stealth droit, coussinet carré 4"x4"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)		200 €
<input type="checkbox"/> Maintien de coude Stealth gauche, coussinet carré 4"x4"			200 €
<input type="checkbox"/> Cale genou droit	KN1ADD-TRK+KN1ADD4		225 €
<input type="checkbox"/> Cale genou gauche	KN1ADD-TRK+KN1ADD4		225 €
<input type="checkbox"/> Cales latérales de dossier Adulte <input type="checkbox"/> petit <input type="checkbox"/> grand	CUS122169 / SET123465		-
<input type="checkbox"/> Plot d'abduction			500 €


Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse | Taille des coussins : 8x13cm | Support réglable en hauteur et profondeur escamotage sur assise (compatible repose jambe central)

## AIDES TECHNIQUES A LA POSTURE



<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur	IFRB5350		180 €																																				
<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 2 points (Remplace la ceinture standard TB3)	IFPB5122-IFPB5223-IFPB5224		110 €																																				
Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L																																							
<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 4 points (Remplace la ceinture standard TB3)	IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244		130 €																																				
Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L																																							
<input type="checkbox"/> Harnais classique Textile dynamique Homme	IFPS1102-IFPS1103-IFPS1104		145 €																																				
Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5	M	24	38	5	14	28	13	13	7	L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9			
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																															
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5																															
M	24	38	5	14	28	13	13	7																															
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9																															

<input type="checkbox"/> Harnais contour Textile dynamique Femme	IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104		145 €																																				
Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>2.5</td> <td>11</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>2.5</td> <td>13</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>2.5</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5	M	24	38	5	14	28	2.5	13	6	L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9			
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																															
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5																															
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6																															
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9																															

<input type="checkbox"/> Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique	IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104		145 €																
Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>56</td> <td>23</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>63.5</td> <td>28</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	S	48	20	5	M	56	23	6	L	63.5	28	6			
cm	A	B	C																
S	48	20	5																
M	56	23	6																
L	63.5	28	6																

Consultez la fiche ATP Positionnement pour encore plus de solutions de positionnement

## CONTACTEURS

<input type="checkbox"/> Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN		110 €
Quantité : .....			
<input type="checkbox"/> Microlite	ML210		190 €
<input type="checkbox"/> Mini Cup 24	MC210		190 €
<input type="checkbox"/> Contacteur twister câble long 1,5m	<i>Force de poussée requise : 30g</i>		170 €
<input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge	P005-79-P005-75-P005-76		
<input type="checkbox"/> Extension de câble pour contacteur	ES-EXT		20 €

Consultez notre fiche Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs

## EMBOUS DE JOYSTICK

<input type="checkbox"/> Champignon (B)	PLSKNCP1008		50 €
<input type="checkbox"/> Cupule menton (C)	PLSKNCP1009		35 €
<input type="checkbox"/> Poignée T (D)	PLSKNCP1006		70 €

<input type="checkbox"/>	Boule plastique (E)	PLSKNCP1007		35 €
<input type="checkbox"/>	Balle mousse (F)	PLSKNCP1004		50 €
<input type="checkbox"/>	Barre (G)	PLSKNCP1005		50 €
<b>ACCESSOIRES</b>				
<input type="checkbox"/>	Rail support d'accessoire dossier <i>Obligatoire déplacement manipulateur, support respirateur et support obus</i>	MEC125098		100 €
<input type="checkbox"/>	Sac à dos Quantum	ACC1905853		145 €
<input type="checkbox"/>	Support obus oxygène (rajouter rail support)	ACC125006		165 €
<input type="checkbox"/>	Support respirateur (rajouter rail   NC poignées de poussée)	ACC136791		380 €
<input type="checkbox"/>	Support gobelet (montage côté opposé au manipulateur)	ACC125003		45 €
<input type="checkbox"/>	Boîte range gant sur accoudoir	ACC125011		60 €
<input type="checkbox"/>	Bidon système d'hydratation	ACC125010		250 €
<input type="checkbox"/>	Crochet pour sac à main (à l'unité)	ACC125008		60 €
<input type="checkbox"/>	Support pour sac à dos (la paire)	ACC147774		60 €
<input type="checkbox"/>	Kit Réflecteur	ACC124670		35 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée (la paire) (NC support respirateur)	ACC1902104		-
<input type="checkbox"/>	Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC125012		190 €
<input type="checkbox"/>	Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835		190 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007		240 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de transfert fixes (la paire)	MEC1809930 x2		240 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de transfert amovibles (la paire)	ACC147773		275 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3	ELE168070		200 €
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable 56cm	SSLXM0100011 SSLXHD10000060 ARM240-T		450 €
<input type="checkbox"/>	Tablette TB3/TB4	MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131114		395 €
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-11B 11" transparente	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-11C 11" fumée	
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-13B 13" transparente	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-13C 13" fumée	
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-15B 15" transparente	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-15C 15" fumée	
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-17B 17" transparente	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-17C 17" fumée	
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-19B 19" transparente	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-19C 19" fumée	
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul avec écran LCD	MEC1910365   MEC1906270   ELE2000271 ELE1907290   ELE2000270   ESBLK   MEC1907331		590 €
<input type="checkbox"/>	Câble de programmation Q-LOGIC 3	DWR1111H068		550 €
<i>Nécessaire pour la programmation de la conduite et le SAV</i>				
<b>COMMENTAIRES</b>				
<b>FICHES JOINTES</b>				
<input type="checkbox"/>	Commandes spéciales	<input type="checkbox"/>	ATP positionnement	
<input type="checkbox"/>	Assise modulaire	<input type="checkbox"/>	Instructions de montage	
<input type="checkbox"/>	ATP appui-tête	<input type="checkbox"/>	Autre (préciser) :	

#### Notes et informations utiles

●LPPR 9178202 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, PRIDE MOBILITY, 3938,01€ TTC

●LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC

●LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC

●Eco-participation : 7€ HT

●Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil

●Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

●Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)

●Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>

(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)