

PRODUIT DE BASE



PHOTO NON CONTRACTUELLE

REAL 90001971 €

REAL 9000, releveur hydraulique, dispositif médical pour handicapés moteurs, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, levier de frein manuel à pousser 35 cm, tubes d'accoudoirs réglables en largeur et hauteur 32 cm, manchettes 35 cm, poids utilisateur maximum utilisateur 130 kg. Embase en H médicalisée 48 x 53 cm, roulettes 100 mm, pack de positionnement au choix, indissociable du dispositif.

Vérin : long (45 à 65 cm), court (32 à 46 cm). **Manette d'actionnement sous assise**, côté droit par défaut, côté gauche :
 Vérin : long (40 à 60 cm), court (32 à 46 cm). **Manette d'actionnement sous accoudoir**, côté droit par défaut, côté gauche : . **708 €**

REAL 9100 EL4799 €

REAL 9100, releveur électrique, dispositif médical pour handicapés moteurs, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, levier de frein manuel à pousser 35 cm, tubes d'accoudoirs réglables en largeur et hauteur 32 cm, manchettes 35 cm, poids maximum utilisateur 130 kg. Embase en H médicalisée 48 x 53 cm, roulettes 100 mm, pack de positionnement au choix, indissociable du dispositif.

Vérin : long (47 à 75 cm), court (40 à 60 cm), extra-court (32 à 47 cm).

Boîtier de commande côté droit par défaut, côté gauche :

Interrupteur : plat,

Télécommande filaire.302 €

PACK ERGOMEDIC

152 €


Assise et dossier plats ergomedic.

Assise : L: 44xP: 48 cm L: 48xP: 48 cm L: 44xP: 43 cm L: 40xP: 43 cm
 L: 40xP: 39 cm L: 36xP: 39 cm L: 33xP: 35 cm

Dossier : L: 42xH: 43 cm L: 40xH: 34 cm L: 38xH: 26 cm

Assise incurvée Ergomedic plus 6 cm * 0 €

Assise viscoélastique * 285 €



PACK COXIT

978 €

Assise arthrodèse et dossier plats ergomedic.


Assise : L: 44xP: 48 cm L: 48xP: 48 cm L: 44xP: 43 cm L: 40xP: 43 cm
 L: 40xP: 39 cm

Dossier : L: 42xH: 43 cm L: 40xH: 34 cm L: 38xH: 26 cm

Dossier galbé Ergomedic plus 6 cm * 0 €

Dossier galbé Ergomedic plus plus 10 cm * 278 €

Assise arthrodèse viscoélastique * 285 €



CODE LPP: 6275488	Siège de serie modulable et évolutif.	838,47 €
-------------------	---------------------------------------	----------

PACK ERGOMEDIC PLUS, GALBE 6 CM

978 €

Assise incurvée ergomedic plus et dossier galbé ergomedic plus.


Assise : L: 44xP: 48 cm L: 48xP: 48 cm L: 44xP: 43 cm L: 40xP: 43 cm
 L: 40xP: 39 cm L: 36xP: 39 cm L: 33xP: 35 cm

Dossier : L: 46xH: 43 cm L: 42xH: 43 cm L: 35xH: 43 cm

Coussin lombaire gonflable : 455 €

Assise plane Ergomedic * 0 €

Assise viscoélastique * 284 €



CODE LPP: 6275488	Siège de serie modulable et évolutif.	838,47 €
-------------------	---------------------------------------	----------

PACK ERGOMEDIC PLUS PLUS, GALBE 10 CM

1006 €

Assise viscoélastique et dossier galbé ergomedic plus plus.


Assise : L: 44xP: 48 cm L: 48xP: 48 cm L: 44xP: 43 cm L: 40xP: 43 cm
 L: 40xP: 39 cm L: 36xP: 39 cm L: 33xP: 35 cm

Dossier : L: 46xH: 43 cm L: 42xH: 43 cm L: 35xH: 43 cm

Coussin lombaire gonflable : 455 €

Assise plane Ergomedic * - 123 €

Assise incurvée Ergomedic plus 6 cm * - 123 €



CODE LPP: 1269336	Siège de serie modulable et évolutif.	838,47 €
-------------------	---------------------------------------	----------

*Préciser la taille désirée

Coloris

Velours : gris bordeaux marron bleu noir

Similicuir : rouge marron bleu gris noir

REGLAGE DE L'ASSISE

- Pas de réglage pour l'angle de l'assise, par défaut. **STD**
- Inclinaison d'assise par vérin **hydraulique**, 15° vers l'avant, 8° vers l'arrière, manette sous assise, côté droit côté gauche **683 €**
- Inclinaison d'assise par vérin **hydraulique**, 15° vers l'avant, 8° vers l'arrière, manette sous accoudoir, côté droit côté gauche **830 €**
- Inclinaison d'assise par manivelle, 15° vers l'avant, 8° vers l'arrière, actionnement à l'arrière de l'assise. **437 €**
- Inclinaison d'assise électrique*, interrupteur sous accoudoir, côté droit côté gauche **1975 €**
- Inclinaison d'assise électrique* avec télécommande filaire. **1975 €**
- Inclinaison d'assise électrique*, avec mini-joystick, côté droit côté gauche **1975 €**
- * Disponible uniquement sur REAL 9100 EL

MÉCANISME DE DOSSIER

- Mécanisme de dossier standard, réglable en hauteur et en inclinaison. **STD**
- Mécanisme de dossier MEDIC, réglable en profondeur : 15 cm, hauteur : 24 cm et en angle. **474 €**
- Mécanisme de dossier CONFORT, gaz, manette sous assise, côté droit par défaut, côté gauche **516 €**
- Mécanisme de dossier CONFORT, gaz, manette sous accoudoir, côté droit par défaut, côté gauche **830 €**
- Mécanisme de dossier électrique* angulation -1,5 à +29,5° interrupteur sous accoudoir, côté droit par défaut, côté gauche **1975 €**
- * Disponible uniquement sur REAL 9100 EL

ROULETTES, AU CHOIX :

- Roulettes standard XL, 100 mm, par défaut. **STD**
- Roulettes roulement facile, SL 100 mm. **327 €**
- Roulettes larges, roulement facile, BXL 100 mm. **327 €**
- Roulettes 125 mm avec extensions du châssis. **327 €**
- Roulettes 150 mm avec extensions du châssis. **327 €**

FREINS

- Levier de frein 35 cm, amovible côté : droit gauche **STD**
- Boule de préhension 5 cm. **31 €**
- Levier de frein 45 cm, amovible côté : droit gauche **68 €**
- Levier de frein 55 cm, amovible côté : droit gauche **68 €**
- Prise en croix. **92 €**
- Frein électrique* / **, interrupteur sur boîtier montée/descente. **1975 €**
- Extension d'embase arrière, la paire. **141 €**
- Extension d'embase avant, la paire. **141 €**

REPOSE-PIEDS ET RELÈVE-JAMBE

- Tube repose-pieds
- 1/8 cale-pied, droit **252 €**
- 1/8 cale-pied, gauche **252 €**
- 1/4 escamotable **252 €**
- Relève-jambe articulé par vérin à gaz, cale-mollet, adaptateur inclus, la paire..... **966 €**
- Repose-pieds monobloc rabattable l : 32 x p : 24 cm **523 €**
- Plage de réglage en hauteur :
- 30-38 cm
- 37-53 cm
- Repose-pieds monobloc rabattable l : 25 x p : 18 cm **523 €**
- Plage de réglage en hauteur :
- 30-38 cm
- 37-53 cm
- Repose-pieds monobloc rabattable l : 32 x p : 10 cm..... **523 €**
- Plage de réglage en hauteur :
- 30-38 cm
- 37-53 cm
- Repose-pieds Medic, palettes séparés relevables l : 15,5 x p : 21 cm **720 €**
- Plage de réglage en hauteur :
- 18-24 cm
- 23-32 cm
- 28-41 cm
- 38-51 cm
- Repose-pieds Medic, palettes fixe l : 15,5 x p : 21 cm..... **720 €**
- Plage de réglage en hauteur :
- 18-24 cm
- 23-32 cm
- 28-41 cm
- 38-51 cm
- Repose-pieds séparés potence escamotable - Cross..... **880 €**

ACCOUDOIRS :

- Tubes d'accoudoirs 9000 PLUS, 32 cm, réglables en hauteur et largeur par molette de serrage, par défaut..... **STD**
- Tubes d'accoudoirs escamotables vers l'arrière 32 cm, réglables en hauteur et largeur **431 €**
- Manchettes d'accoudoir moulées, polyuréthane, 35 cm, la paire, par défaut **STD**
- Manchettes d'accoudoir moulées, polyuréthane 25cm **0 €**
- Manchettes d'accoudoir moulées, polyuréthane 30cm **0 €**
- Manchettes d'accoudoir moulées, polyuréthane 40 cm **0 €**
- Manchettes d'accoudoir confort 25 cm **117 €**
- Manchettes d'accoudoir confort 30 cm **117 €**
- Manchettes d'accoudoir confort 35 cm **117 €**
- Manchettes d'accoudoir confort 40 cm **117 €**
- Manchettes d'accoudoir extra moelleux, 30cm..... **154 €**
- Manchettes d'accoudoir extra moelleux, 35cm..... **154 €**
- Manchettes d'accoudoir extra moelleux, 25cm..... **154 €**
- Accoudoir hémipédalique
- Droit **259 €**
- Gauche **259 €**

*Disponible uniquement sur REAL 9100 EL

** Adaptateur obligatoire avec assise rotative combiné sur lift électrique. **929 €**

OPTIONS SUR LE POSITIONNEMENT DU CORPS ET AUTRES FONCTIONS :

Cale-tronc, patte de fixation droite, coussinet 15 x 13 cm

- Coté droit 473 €
- Coté gauche 473 €

Cale-tronc, patte de fixation incurvée, coussinet 15 x 13 cm

- Coté droit..... 473 €
- Coté gauche 473 €

Mécanisme d'appui-tête standard, h : 38 cm

- Coussin plat 29 x 16 cm..... 473 €
- Coussin incurvé 31 x 18 cm 473 €
- Coussin incurvé EM PLUS 30 x 23 cm..... 473 €
- Coussin incurvé EM PLUS 30 x 8 cm 473 €

Cale-cuisses avec patte de fixation type tube d'accoudoir

- 15 x 8 cm, la paire..... 523 €
- 28 x 8 cm, la paire 523 €
- 24 x 14 cm, la paire 523 €
- 30 x 16 cm, la paire..... 523 €

Tablette 60 x 45 cm, montage côté gauche..... 584 €

Barre de poussée. 486 €

Poignées de poussée..... 486 €

APPUI-TÊTE

Appui-têteErgoMedic Plus 30 x 22 cm 593 €

Appui-têteErgoMedic 29 x 16 cm..... 511 €



PHOTO NON CONTRACTUELLE

PRODUIT DE BASE

REAL 9000 K (TAUX TVA 20 %)

Chaise manuelle, sans hauteur variable, pédale de frein et mécanisme de dossier standard avec poignées de poussée. Assise 44 x 48 cm, dossier 42x43 cm, accoudoirs 35 cm, revêtement similicuir noir. 1 969 €

Aucune option possible sur ce modèle 



PHOTO NON CONTRACTUELLE

REAL 9000 BASIC 1 353 €

REAL 9000 BASIC, releveur hydraulique, dispositif médical pour handicapés moteurs. Embase médicalisée, assise 44 x 48 cm, dossier 40 x 34 cm, accoudoirs 35 cm réglables en hauteur et largeur.

Vérin : long (45 - 65) court (40 - 54 cm)



Aucune option possible sur ce modèle

REAL 9100 BASIC EL 2 953 €

REAL 9100 BASIC, releveur électrique, dispositif médical pour handicapés moteurs. Embase médicalisée, assise 44 x 48 cm, dossier 40 x 34 cm, accoudoirs 35 cm réglables en hauteur et largeur.

Vérin : long (47 - 75 cm) court (40 - 60 cm)



Aucune option possible sur ce modèle