

Fiche de mesure / Tarifs publics

Informations client

Prix valables à partir de: 1/jan/24

Client (Nom / No.)	/
Contact	
Adresse	
CP / Ville	/
Tél / Fax	/

Adresse de livraison

Nom	/
Adresse	
CP / Ville	/
Tél.	
E-mail	
Votre référence	
Votre numéro de commande	

TiLite ZR



Coût de livraison : 35 € HT

☒	Choix obligatoire
☐ / ☐	Choix optionnel
☒ / ☐	Choix par défaut

Date d'évaluation

Poids de l'utilisateur

Date d'évaluation		kg
-------------------	--	----

Numéro	Tarif Public (€)
d'article	HT TTC

STYLE DE CHASSIS

Z2FS1	☐	TILITE ZR SÉRIE 2 (Ajustabilité minimale. Poids limite de 120 kg. Poids limite de 68 kg pour la largeur de l'assise arrière A et la profondeur d'assise B de 10"x)	4430,00	4673,65
Z2HDR1	☐	CHÂSSIS RENFORCÉ HEAVY DUTY (Poids limite de 136 kg. Pas de frais si la largeur d'assise arrière A de 20" et la profondeur d'assise B de 20" sont sélectionnées. Comprend le revêtement du dossier à tension réglable par sangles. Nécessite un dossier rabattable en aluminium à hauteur réglable, des roues avant en aluminium Billet, des roues arrière Shadow ou Spinergy SPOX. Roues arrière LX disponibles uniquement avec un carrossage de 0 ou 2 degrés. Non disponible avec fourche Slipstream, revêtement ajustable par Velcro, accoudoir tubulaire pivotant ou accoudoir tubulaire rabattable pivotant.)	476,00	502,18
Z2RFR1	☐	CHÂSSIS RENFORCÉ (Aucun frais si la largeur d'assise arrière de 20" et la profondeur d'assise de 20" ou usage intensif sont sélectionnées.)	372,00	392,46

LANGUE MANUEL D'UTILISATION

Langue	Choose	▼		
--------	--------	---	--	--

OPTIONS DE TRANSPORT

Z2WTB	☐	TRANSPORT BRACKETS (Comprend quatre supports de fixation. Usage inoccupé uniquement. Veuillez vous reporter au supplément du support de transport ZR pour obtenir des informations importantes concernant les options de transport.)	0,00	0,00
-------	--------------------------	--	------	------

FINITIONS DU CHASSIS

Z2FF1	☐	COULEUR DU CHASSIS TITANE SATIN (Disponible uniquement avec un châssis en titane.)	0,00	0,00
Z2SCBT1	☐	PATCH DE RÉNOVATION POURCHÂSSIS TITANE SATIN	20,00	21,10
Z2FF3	☐	TATOUAGES SUR CHÂSSIS (Tatouages sur les tubes du châssis avant. Structure en titane satiné. Le châssis en aluminium est tatoué sur de l'aluminium sablé avec une couche transparente. Les tatouages seront rectifiés en fonction de votre châssis.)	330,00	348,15
Z2FF44	☐	TATOUAGE FLOWER GARDEN 	372,00	392,46
Z2FF45	☐	TATOUAGE NEED FOR SPEED 	372,00	392,46
Z2FF43	☐	TATOUAGE MOSAIC 	372,00	392,46

COULEUR

High Gloss Paint	☐	Z2FF8 HIGH GLOSS BLACK	☐	Z2FF10 TILITE RED	☐	Z2FF29 NEON PINK
Metallin Paint	☐	Z2FF14 OCEAN BLUE METALLIC	☐	Z2FF15 TANGERINE METALLIC	☐	Z2FF29 ACID GREEN METALLIC
Pearlescent Paint	☐	Z2FF17 MIDNIGHT BLUE PEARL	☐	Z2FF18 WHITE PEARL		
Matte Paint	☐	Z2FF19 BLACK LAVA	☐	Z2FF27 TITANIUM GRAY		
Candy Paint	☐	Z2FF22 RUBY RED	☐	Z2FF23 AZURE BLUE	☐	Z2FF29 ELECTRIC PLUM
Matte texture Paint	☐	Z2FF40 HYPER BLUE	☐	Z2FF41 FLAME ORANGE	☐	Z2FF29 OD GREEN

KIT ANODISATION COULEUR

(Le kit anodisation couleur comprend : le support de roulette, la fourche de roulette et les capuchons de roulette. Si aucune couleur d'anodisation n'est sélectionnée, la

Z2ANO1	☐	PACK ANODISATION NOIR	0,00	0,00
Z2ANO12	☐	PACK ANODISATION OR	227,00	239,49
Z2ANO15	☐	PACK ANODISATION VERT	227,00	239,49
Z2ANO13	☐	PACK ANODISATION VIOLET	227,00	239,49
Z2ANO14	☐	PACK ANODISATION ORANGE	227,00	239,49
Z2ANO10	☐	PACK ANODISATION BLEU	227,00	239,49
Z2ANO11	☐	PACK ANODISATION ROUGE	227,00	239,49

TIFit : CHASSIS INDIVIDUALISÉ SUR MESURE

LARGEUR D'ASSISE ARRIÈRE (A)


Mesurer de l'extérieur du tube de selle à la tige arrière à l'extérieur du tube de selle opposé à la tige arrière à l'extérieur du tube de selle opposé à la tige arrière.

Z2RSW4-10	☐	LARGEUR D'ASSISE ARRIERE10"	☐ 11" ☐ 12" ☐ 13" ☐ 14"	0,00	0,00
			☐ 16" ☐ 17" ☐ 18" ☐ 19"		
Z2RSW2	☐	LARGEUR D'ASSISE ARRIERE20"		402,00	424,11

LARGEUR D'ASSISE (rétrécissement du châssis avant par rapport à la largeur d'assise) (T)

Mesurer de l'intérieur du tube du châssis avant à l'intérieur du tube opposé du châssis avant. (Requis avec l'extrémité avant en V (V). Non disponible avec l'extrémité avant standard (I))


Z2FSW1	☐	LARGEUR D'ASSISE AVANT (PAS DE CINTRAGE) (2,5" plus étroit que la largeur d'assise arrière A.)	0,00	0,00
Z2FSW3	☐	LARGEUR D'ASSISE AVANT (CINTRAGE DE 1.5") (4" plus étroit que la largeur d'assise arrière A. Comprend le revêtement d'assise à tension réglable par sangles. Non disponible avec les largeurs d'assise A de 10" et 11".)	320,00	337,60



PROFONDEUR D'ASSISE (B)

Mesurez de l'avant du montant arrière au bord avant de la sangle du siège. Le pliage du châssis commencera à 0,5" devant la sangle du siège, sauf si une profondeur de châssis personnalisée est spécifiée, ou si la combinaison des spécifications affecte la dynamique de roulement du fauteuil.

Z2SD1-10	☐	PROFONDEUR D'ASSISE 10"	☐ 11" ☐ 12" ☐ 13" ☐ 14"	0,00	0,00
			☐ 16" ☐ 17" ☐ 18" ☐ 19"		
Z2SD2	☐	PROFONDEUR D'ASSISE 20" (Profondeur d'assise personnalisée disponible via CMD)		402,00	424,11



SIÈGE ERGONOMIQUE (U)

Mesurez de l'avant du poteau arrière au début de la courbure vers le haut du tube du siège.

Z2ERG1-5	☐	ASSISE ERGONOMIQUE ☐ 6" ☐ 7" ☐ 8" ☐ 9"	372,00	392,46
----------	-----------------------	--	--------	--------

(Non disponible avec revêtement d'assise réglable en tension par boulon)

HAUTEUR D'ASSISE AVANT (C)

Mesurer du sol au sommet du tube de l'assise au bord avant de la sangle de l'assise.

Z2FSH1-16

☐ HAUTEUR D'ASSISE AVANT ☐ 15.5" ☒ 16" ☐ 16.5" ☐ 17" ☐ 17.5" ☐ 18" ☐ 18.5" ☐ 19" ☐ 19.5" ☐ 20" ☐ 20.5" ☐ 21"

0,00 0,00


HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE (D)

Mesurez du sol au sommet du tube du siège au niveau de la tige arrière.

Z2RSH1-12.5

☐ 12.5"	☐ 14.5"	☐ 16.5"	☐ 18.5"
☐ 13"	☐ 15"	☐ 17."	☐ 19"
☐ 13.5"	☐ 15.5"	☐ 17.5"	☐ 19.5"
☐ 14"	☐ 16"	☐ 18."	☐ 20"

Taille de la roue arrière	Hauteur d'assise arrière
20"	12.5"-20"
22"	13.5"-20"
24"	14.5"-20"
25"	15.0"-20"
26"	15.5"-20"



0,00 0,00

ANGLE AVANT ou LONGUEUR TOTALE DU CHASSIS

Sélectionnez une option. Si la longueur totale du châssis est sélectionnée, l'angle avant sera plié pour obtenir la longueur requise.

Z2FA1-70

☐ ANGLE DE POTENCES 70°

0,00 0,00

Z2FA1-75

☐ ANGLE DE POTENCES 75°

0,00 0,00

Z2FA1-80

☐ ANGLE DE POTENCES 80°

0,00 0,00

Z2FA1-85

☐ ANGLE DE POTENCES 85° (L) Mesure de la distance séparant l'avant du châssis du sol. (Non disponible avec les roues)

0,00 0,00

Z2FA1-90

☐ ANGLE DE POTENCES 90° (Non disponible avec les roues avant de 5" ou 6".)

0,00 0,00

Z2FA2

☐ LONGUEUR TOTALE DE CHASSISM= "

Mesure depuis l'avant du dossier jusqu'au bord avant du repose-pieds.

NCO

ASSISE AU REPOSE-PIEDS (E)

Mesurez à partir du bord avant de la sangle du siège jusqu'au sommet arrière du repose-pieds.

STFR-xxx

☐ REPOSE-PIEDS STANDARD

La mesure doit être au moins 2" plus courte que la hauteur d'assise avant (C).

☐ 13.5"	☐ 15"	☐ 16.5"	☐ 18."
☐ 14"	☐ 15.5"	☐ 17."	☐ 18.5"
☐ 14.5"	☐ 16"	☐ 17.5"	☐ 19"

0,00 0,00

Z2FTR3

☐ REPOSE-PIEDS PLAQUE ALU RÉGLABLE EN INCLINAISON

0,00 0,00

Z2FTR1

☐ REPOSE-PIEDS TITANE AVEC PLAQUE ABS

110,00 116,05

Z2FTR2

☐ REPOSE-PIEDS TUBE TITANE(OUVERT)


274,00 289,07

Z2FTR12

☐ REPOSE-PIEDS TITANE RELEVABLE EN ARRIÈRE

(Non disponible avec une largeur d'assise arrière A de 10" ou 11" ou un châssis Heavy Duty)

244,00 257,42



STFR-xxx

☐ REPOSE-PIEDS SURÉLEVÉ

STFR-S

☐ 7" - 9" Set at: "

0,00 0,00

STFR-M

☐ 9" - 11" Set at: "

STFR-L

☐ 11" - 13" Set at: "

Z2FTR4

☐ REPOSE-PIEDS, AJUSTABLE EN ANGLE, MONTAGE HAUT

168,00 177,24

LARGEUR DU REPOSE-PIEDS (I) ou (V)


Sélectionnez soit une extrémité avant standard (I) si aucun rétrécissement du châssis avant par rapport à la largeur d'assise (T) n'est sélectionné, soit une extrémité avant en V (V) si un rétrécissement du châssis avant par rapport à la largeur d'assise (T) est sélectionné.

PARTIE AVANT STANDARD (I)

Trouvez la largeur d'assise arrière (A) dans le tableau ci-dessous et sélectionnez l'une des options à droite. Mesurez de l'intérieur du tube de châssis avant à l'intérieur du tube de châssis avant opposé. (Non disponible avec la largeur d'assise avant (Seat Taper) T.)

Z2FE1-0 ☐ TERMINAISON STANDARD DU REPOSE-PIEDS SANS CINTRAGE 0,00 0,00
(Requis lorsque le châssis Heavy Duty et l'assise conique T sont sélectionnés.)

LARGEUR D'ASSISE ARRIÈRE (Mesure extérieure)				
	No Taper (2,5" plus étroit que la largeur d'assise arrière)	1.5" Taper (4" plus étroit que la largeur d'assise arrière)	3.5" Taper (6" plus étroit que la largeur d'assise arrière)	
10	☐ 7.5"			
11"	☐ 8.5"			
12"	☐ 9.5"	☐ 8"		
13"	☐ 10.5"	☐ 9"		
14"	☐ 11.5"	☐ 10"		
15"	☐ 12.5"	☐ 11"	☐ 9"	
16"	☐ 13.5"	☐ 12"	☐ 10"	
17"	☐ 14.5"	☐ 13"	☐ 11"	
18"	☐ 15.5"	☐ 14"	☐ 12"	
19"	☐ 16.5"	☐ 15"	☐ 13"	
20"	☐ 17.5"	☐ 16"	☐ 14"	

**V-AVANT (V)**

Mesurez de l'intérieur du tube du châssis avant à l'intérieur du tube du châssis avant opposé, 2-1/2" au-dessus du repose-pieds. (Requis avec le siège avant Taper T. Les repose-pieds en titane ont un ajustement de 1" vers le haut et vers le bas. Non disponible avec les sièges ergonomiques.)

Z2FE2-9 ☐ TERMINAISON DU REPOSE-PIEDS EN V 9" 129,00 136,10
☐ 10" ☐ 11" ☐ 12" ☐ 13" ☐ 14" ☐ 15"

REMBOURRAGE DU DOSSIER

(Vous souhaitez plus d'options d'assise ? Cliquez ici pour voir le nouveau formulaire de commande d'assise TiLite).

Z2BUP2 ☐ TOILE DE DOSSIER AJUSTABLE PAR VELCRO 0,00 0,00
(Non disponible avec les poignées de poussée rabattables.)

Tension réglable par sangles

(Nécessaire avec les poignées de poussée rabattables.)

Z2BUP3 ☐ TOILE DE DOSSIER REMBOURRÉE (SANGLES) 0,00 0,00

Z2BUP5 ☐ TOILE DE DOSSIER TISSU RESPIRANT 215,00 226,83
(Non disponible avec la bande de dossier ultrasuède.)

Z2UPC3-BL ☐ BANDE ARRIÈRE DE DOSSIERSUEDINE 110,00 116,05

Z2BUP0 ☐ SANS TOILE DE DOSSIER 0,00 0,00

TYPE DE DOSSIER/POIGNÉES DE POUSSÉE/HAUTEUR DE DOSSIER (F)

Mesurez du haut du montant du dossier au haut du tube du siège à l'arrière du châssis.

Z2SB1 ☐ DOSSIER ALUMINIUM RABATTABLE, RÉGLABLE EN HAUTEUR 0,00 0,00
(Nécessaire pour le châssis Heavy Duty.)

Z2SB2 ☐ DOSSIER TITANE RABATTABLE, RÉGLABLE EN HAUTEUR 219,00 231,05
(Le dos en titane est assorti à la finition du cadre. Non disponible avec poignées de poussée boulonnées.)

Z2SB15 ☐ DOSSIER EN TITANE NON RABATTABLE, HAUTEUR FIXE 297,00 313,34
(Le dos en titane est assorti à la finition du cadre. Non disponible avec poignées de poussée.)

BARRES DE DÉGAGEMENT ARRIÈRE TISHAFT™

(Non disponible avec le dossier Titanium non pliable et à hauteur fixe).

Z2SB3 ☐ BARRE DE VERROUILLAGE DE DOSSIER ALUMINIUM 0,00 0,00


Z2SB5 ☐ BARRE DE VERROUILLAGE DE DOSSIER EN FIBRE CARBONE 87,00 91,79

POIGNÉES DE POUSSÉE (choisir ci-dessus)

Z2SB6	☐	POIGNÉES INTÉGRÉES DANS LE TUBE DE DOSSIER	0,00	0,00
Z2SB7	☐	POIGNÉES RABATTABLES (Nécessite un réglage de la tension à l'aide des sangles du revêtement du dossier.)	204,00	215,22
Z2SB8	☐	POIGNÉES SUR TUBES FIXES (Comprend une barre de stabilisation du dossier de 4" de profondeur. Non disponible avec Ti Back.)	215,00	226,83
Z2SB9	☐	POIGNÉES SUR TUBE RÉGLABLES EN HAUTEUR (Comprend une barre de stabilisation du dossier de 4" de profondeur. Non disponible avec Ti Back.)	372,00	392,46

HAUTEUR DE DOSSIER DE FAUTEUIL PLIANT (F) (Z2SB1 et Z2SB2)

POIGNÉES DE POUSSÉE (choisir ci-dessus)	Short	Medium	Tall	use 0.5" increments
Aucune/boulon	9.5"-12.5"	13.5"-17.5"	17"-21.5"	Set at:
Intégré	11.5"-13.5"	14.5"-17.5"	18.5"-21.5"	Set at:
Intégré Rabatté	14"-16.5"	15"-19.5"	19.5"-22"	Set at:

**DOSSIER NON PLIABLE, HAUTEUR FIXE (F) EN TITANE**

avec nouvelle barre de rigidification arrondie

(Titanium back will match Frame Finish. Required for fixed Side Guards. Not available with Swing Away Tubular or Swing Away - Flip Back Tubular Armrests and Integrated Push Handles, Integrated Fold-Down Push Handles or Bolt-On Height Adjustable Push Handles.)

Hauteur de 8" à 20" par paliers de 0,5".

Set at: "

DISPONIBLE SUR TOUS LES DOSSIERS

Z2SB11	☐	BLOCAGE DU DOSSIER EN POSITION FERMÉE (Non disponible avec l'assise ergonomique.)	0,00	0,00
Z2SB19	☐	BARRE DE DOSSIER 4" DE PROFONDEUR (Requis avec un châssis Heavy Duty. Non disponible avec un dossier d'assise en titane non rabattable à hauteur fixe. La barre de stabilisation de 4" de profondeur n'est PAS de type arrondi.)	0,00	0,00
Z2SB16	☐	DOSSIER À PROFONDEUR AJUSTABLE (Les profondeurs d'assise B de 10"-18" permettent un réglage de 2" vers l'arrière. Les poignées de poussée réglables en hauteur ont une plage de hauteur limitée avec un dossier réglable en profondeur. Non disponible avec des profondeurs d'assise B de 19" ou 20", un châssis Heavy Duty, un revêtement d'assise réglable en tension par sangles ou des protections latérales en fibre de carbone.)	227,00	239,49

ANGLE DU DOSSIER DU FAUTEUIL (G)

Mesurer l'angle entre l'avant du montant du dossier et le sol.

Z2SBA3-80	☐ ANGLE DE DOSSIER FIXE 80° ☐ 83° ☐ 89° ☐ 95° ☐ 101° ☐ 86° ☐ 92° ☐ 98°	0,00	0,00
Z2SBA3-80	☐ ANGLE DE DOSSIER FIXE 80° ☐ 81° ☐ 85° ☐ 89° ☐ 93° ☐ 97° ☐ 101° ☐ 82° ☐ 86° ☐ 90° ☐ 94° ☐ 98° ☐ 83° ☐ 87° ☐ 91° ☐ 95° ☐ 99° ☐ 84° ☐ 88° ☐ 92° ☐ 96° ☐ 100°	0,00	0,00

CENTRE DE GRAVITÉ (H)

Mesurez de l'avant du montant arrière au tube de siège jusqu'au centre de l'essieu arrière. Si aucun centre de gravité n'est sélectionné, le fauteuil sera expédié avec le centre de gravité dans la position la plus en arrière.

Z2COG1-0	☐ CENTRE DE GRAVITÉ 0" ☐ 1.25" ☐ 2.25" ☐ 3.25" ☐ 4.25" ☐ 1.5" ☐ 2.5" ☐ 3.5" ☐ 4.5" ☐ 1.75" ☐ 2.75" ☐ 3.75" ☐ 4.75" ☐ 2" ☐ 3" ☐ 4" ☐ 5"	0,00	0,00
----------	--	------	------

ESPACEMENT DES ROUES ARRIÈRE (J) / BOUCHONS

Mesurez de l'extérieur du montant du dossier du siège à l'intérieur du pneu arrière. L'espacement des roues arrière TRA 0,75" n'est pas disponible avec un carrossage de 0° ou 2° K. La sélection d'un siège ergonomique peut limiter le centre de gravité disponible.

Z2RWS1-0.75	☐ ECARTEMENT ROUES ARRIÈRE/CHÂSSIS 0.75" ☐ 1" ☐ 1.25"	0,00	0,00
Z2CBR12	☐ BOUCHON DE CARROSSAGE ADJ ROUES ARRIERES	0,00	0,00
Z2CBR9	☐ ESPACEURS SUPPL. POUR ÉCARTEMENT ROUES/CHÂSSIS	0,00	0,00
Z2CBR11	☐ EMBOUTS DE CARROS. ALU 0-PLAY, 0° 2° 4° OU 6° (2X) (Non disponible avec un châssis à motorisable ou avec un carrossage K supérieur à 6°.)	0,00	0,00

REVÊTEMENT D'ASSISE

Z2SUP1	☐ TOILE D'ASSISE STANDARD EN NYLON (Non disponible avec une largeur d'assise arrière A de 10" ou 11")	0,00	0,00
Z2SUP2	☐ TOILE D'ASSISE RÉGLABLE EN TENSION PAR SANGLES (Non disponible avec une largeur d'assise arrière A de 10" ou 11" ou assise ergonomique)	103,00	108,67
Z2SUP8	☐ TOILE D'ASSISE RIGIDE ALU (Non disponible avec une largeur d'assise arrière A de 10" ou 11" ou assise ergonomique)	0,00	0,00
Z2SUP0	☐ SANS TOILE D'ASSISE	0,00	0,00

CARROSSAGE (K) / TUBES DE CARROSSAGE

Z2CBR1-0	☐ TUBE DE CARROSSAGE 0° ☐ 2° ☐ 4° ☐ 6° (Plus de 0° de carrossage K n'est pas disponible avec le châssis motorisable. 8° de carrossage peut être disponible auprès de notre Creative Mobility Division.)	0,00	0,00
Z2CBR15	☐ TUBE DE CARROSSAGE ALUMINIUM	0,00	0,00
Z2CBR3	☐ TUBE DE CARROSSAGE TITANE (Non disponible avec le châssis motorisable.)	210,00	221,55

OPTIONS DE CONFIGURATION PERSONNALISÉE

ROUES AVANT

Z2FW24	☐ 3"X1.5" LITESPEED ALU SOFTROLL ☐ MOYEU ARGENTÉ ☐ MOYEU NOIR	168,00	177,24
Z2FW14	☐ 4"X.75" JANTE COMPOSITE BANDAGE URÉTHANE (Non disponible avec fourche Slipstream ou châssis motorisable.)	0,00	0,00
Z2FW3	☐ 4" X .75" ROULETTE LUMINEUSE (Non disponible avec fourche Slipstream ou châssis motorisable.)	82,00	86,51
Z2FW26	☐ 4" X 1.5" LITESPEED COMPOSITE BANDAGE SOFTROLL (Non disponible avec système d'assistance électrique, système Power Add-on ou châssis Heavy Duty.)	0,00	0,00
Z2FW27	☐ 4" X 1.5" LITESPEED ALU / SOFTROLL ☐ MOYEU ARGENTÉ ☐ MOYEU NOIR	134,00	141,37
Z2FW6	☐ 5" X 1" JANTES COMPOSITEBANDAGES URÉTHANE (Non disponible avec un angle avant de 90° en L, une fourche Slipstream ou un châssis motorisable.)	0,00	0,00
Z2FW28	☐ 5" X 1.5" LITESPEED COMPOSITE / SOFTROLL (Non disponible avec un angle avant de 90° en L ou un châssis motorisable.)	0,00	0,00
Z2FW30	☐ 5" X 1.5" LITESPEED ALU BANDAGE SOFTROLL ☐ MOYEU ARGENTÉ ☐ MOYEU NOIR (Non disponible avec un angle avant de 90° en L.)	193,00	203,62
Z2FW9	☐ 6" X 1" JANTES COMPOSITEBANDAGES URÉTHANE (Non disponible avec un angle avant de 85° ou 90° en L, une fourche Slipstream ou un châssis motorisable.)	0,00	0,00
Z2FW32	☐ 6" X 1.5" LITESPEED COMPOSITE BANDAGE SOFTROLL (Non disponible avec un angle avant de 85° ou 90° en L, une fourche Slipstream ou un châssis motorisable.)	0,00	0,00
Z2FW33	☐ 6" X 1.5" LITESPEED ALUMINIUM BANDAGE SOFTROLL ☐ MOYEU ARGENTÉ ☐ MOYEU NOIR (Non disponible avec un angle avant de 85° ou 90° en L.)	227,00	239,49

FOURCHE AVANT PRECISION LOCK

Z2FK1	☐	FOURCHES STANDARD	0,00	0,00
Z2FK2	☐	FOURCHE MONOBRAS (Non disponible avec un châssis Heavy Duty ou un châssis motorisable.)	168,00	177,24
Z2GL1	☐	SUSPENSIONS DE FOURCHES OUT-FRONT GLIDE POIDS DE L'UTILISATEUR ☐ > 56kg ☐ 56kg-81kg ☐ 81kg-120kg (Anodisation noire uniquement.)	523,00	551,77
Z2TS1	☐	AXE DE FOURCHE EN TITANE(ROUES AVANT)	0,00	0,00

ROUES ARRIÈRE STANDARD

Z2RW14-20	☐ ROUES ARRIERE TILITE SHADOW 20" ☐ 22" ☐ 24" ☐ 25" ☐ 26"	0,00	0,00
25" et 26" nécessitent une profondeur d'assise minimale (B) de 15"			

ROUES ARRIÈRE PERFORMANCE

(Voir le tableau des gammes de hauteur de fauteuil arrière pour les limites de hauteur d'assise arrière D).

Z2RW7-22	☐ ROUES ARRIERE SPINERGY SPOX 22" ☐ 24" ☐ 25" ☐ 26"	576,00	607,68
Spinergy SPOX ☐ RED ☐ BLACK ☐ BLUE ☐ WHITE 25" et 26" nécessitent une profondeur d'assise minimale (B) de 15"			
Z2RW8-22	☐ ROUES ARRIERE SPINERGY LX 22" ☐ 24" ☐ 25" ☐ 26"	754,00	795,47
25" et 26" nécessitent une profondeur d'assise minimale (B) de 15"			
☐ BLACK ☐ RED ☐ BLUE ☐ WHITE			
☐ BRIGHT ORANGE ☐ FLAMINGO PINK ☐ PURPLE			
Z2RW9-22	☐ 22" (501) SPINERGY DESIGN LAB LX ☐ 24" ☐ 25" ☐ 26"	869,00	916,80
25" et 26" nécessitent une profondeur d'assise minimale (B) de 15"			
☐ BLACK ☐ RED ☐ BLUE ☐ WHITE			
☐ BRIGHT ORANGE ☐ FLAMINGO PINK ☐ PURPLE (Si la même couleur est sélectionnée, les moyeux et les jantes anodisés correspondent à l'ensemble des couleurs anodisées de la page 1. Disponible uniquement avec des rayons noirs).			
Z2RW16-24	☐ ROUES ARRIERE CARBON BLADE 24" ☐ 25"	1624,00	1713,32
(Non disponible avec le châssis Heavy Duty, 25" nécessite une profondeur d'assise minimale (B) de 15")			
Z2RW17-20	☐ ROUES ARRIERE SKYWAY® MAGS 20" ☐ 22" ☐ 24"	0,00	0,00
(Non disponible avec châssis Heavy Duty, pattes courtes, essieux à quatre roues libres, protège-rayons ou l'option sans mains courantes. Requiert des mains courantes en aluminium anodisé argenté.)			

AXES

Z2AXL1	☐	AXE STANDARD EN ACIER À DÉMONTAGE RAPIDE	0,00	0,00
Z2AXL2	☐	AXE EN TITANE À DÉMONTAGE RAPIDE	279,00	294,35
Z2AXL3	☐	AXE POUR TÉTRAPLÉGIQUE À DÉMONTAGE RAPIDE (Non disponible avec les roues arrière Mag ou 26"(590) Spinergy Sprox ou LX.)	168,00	177,24

PNEUMATIQUES ARRIÈRE

Z2RTR1	☐	PNEUMATIQUE ROUE ARRIÈRECRANTÉ	0,00	0,00
Z2RTR2	☐	PNEUM. ROUE ARRIÈRE CRANTÉ, INSERT ANTI-CREVAISON (Non disponible avec les roues arrière à baïonnette Spinergy Carbon.)	64,00	67,52
Z2RTR31	☐	MBL SPEEDLITE (PNEUMATIQUE)	0,00	0,00
Z2RTR30	☐	PNEU AIR PRIMO® SENTINEL24", 25" ou 26"	110,00	116,05
Z2RTR8	☐	PNEU AIR MARATHON PLUS ÉVOLUTION 24", 25" ou 26"	110,00	116,05
Z2RTR24	☐	PNEUMATIQUE ROUE ARRIÈREKENDA KOBRA KNOBBY	93,00	98,12

PNEUS ARRIÈRE PLEINS

(Non disponible avec les roues arrière Spinergy Carbon Blade).

Z2RTR22	☐	BANDAGES ROUE ARRIÈRE, PRIMO EXPRESS	116,00	122,38
Z2RTR23	☐	BANDAGES ROUE ARRIÈRE, PRIMO ACTIVE	146,00	154,03

MAINS COURANTES**Mains courantes OUT-FRONT**

Z2RIM1	☐	MAINS COURANTES ALU ANODISÉES ARGENT	0,00	0,00
Z2RIM21	☐	MAINS COURANTES ALU ANODISÉES NOIR (Non disponible avec les roues arrière de 20"(451).)	59,00	62,25
Z2RIM12	☐	MAIN COURANTE TITANE FINITION SATIN (Non disponible avec les roues arrière 20"(451) ou 22"(501), ou les pneus 24"(540) Knobby.)	459,00	484,25
Z2RIM10	☐	MAINS COURANTES THE SURGE (TOUT-EN-UN) (Non disponible avec les roues arrière de 20"(451).)	320,00	337,60
Z2RIM11	☐	MAINS COURANTES THE SURGE LT (TOUT-EN-UN) (Non disponible avec les roues arrière de 20"(451).)	330,00	348,15
Z2RIM20	☐	MAINS COURANTES Q GRIP TETRA (Non disponible avec les roues arrière de 20"(451).)	378,00	398,79

The Natural-Fit® (Original, profil plus large)

(Non disponible avec les roues arrière de 20"(451)).

Z2RIM14	☐	MAINS COURANTES NATURAL FIT® GRIP STANDARD (Non disponible avec des pattes courtes ou des roues arrière à baïonnette Spinergy Carbon.)	297,00	313,34
Z2RIM15	☐	MAINS COURANTES NATURAL FIT® SUPER GRIP (Non disponible avec des pattes courtes ou des roues arrière à baïonnette Spinergy Carbon.)	378,00	398,79
Z2RIM16	☐	MAINS COURANTES NATURAL FIT® SANS GRIP	320,00	337,60

The Natural-Fit® LT (Poids réduit, profil plus petit)

(Non disponible avec des roues arrière de 20"(451)).

Z2RIM17	☐	MAINS COURANTES LT NATURAL FIT® GRIP STANDARD (Non disponible avec des pattes courtes ou des roues arrière à baïonnette Spinergy Carbon.)	344,00	362,92
Z2RIM18	☐	MAINS COURANTES LT NATURAL FIT® SUPER GRIP (Non disponible avec des pattes courtes ou des roues arrière à baïonnette Spinergy Carbon.)	297,00	313,34
Z2RIM19	☐	MAINS COURANTES LT NATURAL FIT® SANS GRIP	244,00	257,42

Options supplémentaires pour les mains courantes

Z2RIM5	☐	MAINS COURANTES ANTI-DÉRAPANTES PLASTIQUE NOIR	148,00	156,14
--------	--------------------------	--	--------	--------

Tab length

Z2RIM7	☐	MAINS COURANTES PATTES LONGUES	0,00	0,00
Z2RIM8	☐	MAINS COURANTES PATTES COURTES (Non disponible avec les roues arrière Mag ou les mains courantes Natural-Fit® avec poignée de pouce.)	23,00	24,27

VERROUS DE ROUE**Verrous de roue par OUT FRONT**

Z2WLK7	☐	FREINS COMPACT COMPOSITEÀ POUSSER (Disponible uniquement avec un écartement J des roues arrière de 0,75" à 1,5".)	0,00	0,00
Z2WLK8	☐	FREINS COMPACT COMPOSITEÀ TIRER (Disponible uniquement avec un écartement J des roues arrière de 0,75" à 1,5".)	0,00	0,00
Z2WLK10	☐	EXTENSION DE POIGNÉES DEFREINS	64,00	67,52

Verrous de roue supplémentaires

Z2WLK11	☐	MBL COMPOSITE SCISSOR LOCK	68,00	71,74
Z2WLK3	☐	FREINS UNI-LOCK ☐ Push ☐ Pull	157,00	165,64
Z2WLK4	☐	EXTENSION DE POIGNÉES POUR FREINS UNI-LOCK	64,00	67,52
Z2WLK15	☐	EXTENSION DE FREIN (Non disponible avec des pneus arrière pleins)	219,00	231,05

PROTECTIONS LATÉRALES

Aluminium

Z2SDG2-S	☐	PROT.-VÊTEMENTS ALU AMOVIBLES, NON AJUSTÉS, PETIT	0,00	0,00
		☐ Small ☐ Std		
Z2SDG3-S	☐	PROTÈGE-VÊTEMENTS ALU AMOVIBLES TÉTRA	99,00	104,45
		☐ Small ☐ Std		
Z2SDG4-S	☐	PROT.-VÊTEMENTS ALU PLIAGE S/ L'ASSISE, PETIT	227,00	239,49
		☐ Small ☐ Std		
		(Non disponible avec l'assise ergonomique.)		
Z2SDG6	☐	GARDE-BOUES ALU RÉGLABLES EN H. ET EN P.	253,00	266,92
		(Disponible avec des roues arrière de 24" et 25". Requiert une hauteur d'assise arrière D comprise entre 14,5" et 18,5".)		

Nouvelle fibre de carbone 3k Weave

Z2SDG7-S	☐	PROTÈGE-VÊTEMENTS AMOVIBLES CARBONE, PETIT	204,00	215,22
		☐ Small ☐ Large		
Z2SDG8-S	☐	PROTÈGES-VÊTEMENTS (CARBONE) ESCAMOTABLES TÉTRA	325,00	342,88
		☐ Small ☐ Large		
Z2SDG9-S	☐	PROT.-VÊTEMENTS CARBONE PLIAGE S/ L'ASSISE, PETIT	390,00	411,45
		☐ Small ☐ Large		
		(Non disponible avec l'assise ergonomique ou l'édition Carbone.)		
Z2SDG11	☐	GARDE-BOUES CF FIXES ET AJUSTABLES	0,00	0,00
		(Disponible avec des roues arrière de 24" et 25". Requiert une hauteur d'assise arrière D comprise entre 14,5" et 18,5".)		

Disponible sur les protections latérales sans garniture en aluminium et en fibre de carbone.

Z2SDG13	☐	PROTÈGE VÊTEMENTS SUR MESURE (AJUSTÉS AUX PNEUS)	0,00	0,00
---------	--------------------------	--	------	------

ACCOUDOIRS

(Les tablettes avec bras de support sont livrés avec des protections latérales intégrées).

Accoudoirs tubulaires

Z2ARM1-9	☐	ACCOUDOIRS TUBES ESCAMOTABLES 23-30 CM	☐ 9.5"- 12.5"	227,00	239,49
		(Non disponible avec le châssis Heavy Duty ou les poignées de poussée réglables en hauteur.)			
Z2ARM4-9	☐	ACCOUDOIRS TUBES ESCAMOTABLES RELEVABLES 23-30 CM		285,00	300,68
		(Non disponible avec le châssis Heavy Duty.)			

Tablette avec un bras de support unique

Z2ARM2-9-S	☐	ACCOUDOIRS ESCAM, RÉG. EN H. PV RIGIDES 23-30 STD	☐ 12"-15"	308,00	324,94
		☐ Longueur du coussinet de l'accoudoir STD (10")	☐ Longueur totale (12")		
		(Nécessite une profondeur d'assise B minimale de 14". Non disponible avec l'assise ergonomique.)			
Z2ARM3-9-S	☐	ACC.ESC.ET REG. PV RIGIDES + PGN.DE TRSF. 23-30CM	☐ 12-15"	308,00	324,94
		☐ Longueur du coussinet de l'accoudoir STD (10")	☐ Longueur totale (12")		
		(Nécessite une profondeur d'assise B minimale de 15". Non disponible avec une assise ergonomique.)			

Options d'accoudoirs disponibles

Z2ARM5	☐	ACCOUDOIRS RECOUVERTS D'ALCANTARA NOIR	87,00	91,79
		(Non disponible avec des accoudoirs de bureau)		

CEINTURES D'ASSISE

Z2BLT1	☐	CEINTURE D'ASSISE RÉGL. PAR VELCRO EN NYLON NOIR	52,00	54,86
Z2BLT2	☐	CEINTURE D'ASSISE (BOUTON À POUSSER 2" TYPE AUTO)	99,00	104,45
Z2BLT4	☐	CEINTURE D'ASSISE (BOUTON À POUSS. 1" BOUCLE AUTO)	0,00	0,00
		(Non disponible avec les largeurs d'assise arrière A de 19" ou 20".)		
Z2BLT5	☐	CEINTURE D'ASSISE (BOUTON À POUSS 1.5"BOUCLE AUTO)	0,00	0,00
		(Non disponible avec les largeurs d'assise arrière A de 19" ou 20".)		
Z2BLT10	☐	ATTACHE DE MONTAGE OPTIONNEL DE CEINTURE BODYPOINT	0,00	0,00
Z2BLT16	☐	BODYPOINT 1" WIDE EVOFLEX, PUSH-BUTTON BUCKLE	219,00	231,05

SANGLES DE MOLLET

Z2CLF2-S	☐	SANGLE DE MOLLET AJUSTABLE PAR VELCRO S (Recommandé pour les largeurs de repose-pieds de 9" à 12".)	35,00	36,93
Z2CLF2-M	☐	SANGLE DE MOLLET AJUSTABLE PAR VELCRO M (Recommandé pour les largeurs de repose-pieds de 11" à 15".)	35,00	36,93
Z2CLF2-L	☐	SANGLE DE MOLLET AJUSTABLE PAR VELCRO L (Recommandé pour les largeurs de repose-pieds de 14" à 17".)	35,00	36,93
Z2CLF2-XL	☐	SANGLE DE MOLLET AJUSTABLE PAR VELCRO XL (Recommandé pour les largeurs de repose-pieds de 16" à 19".)	35,00	36,93
Z2CLF3-S	☐	SANGLE DE MOLLET REMBOURRÉE AJUSTABLE PAR VELCRO S (Recommandé pour les largeurs de repose-pieds de 8" à 11".)	104,00	109,72
Z2CLF3-M	☐	SANGLE DE MOLLET REMBOURRÉE AJUSTABLE PAR VELCRO M (Recommandé pour les largeurs de repose-pieds de 11" à 15".)	104,00	109,72
Z2CLF3-L	☐	SANGLE DE MOLLET REMBOURRÉE AJUSTABLE PAR VELCRO L (Recommandé pour les largeurs de repose-pieds de 16" à 19".)	104,00	109,72
Z2CLF1	☐	SANGLE DE MOLLET AVEC BOUCLE DE RÉGLAGE	29,00	30,60

SUPPORT DE MEMBRE RÉSIDUEL

Z2RSL1-L	☐	RESIDUAL LIMB SUPPORT, LEFT	0,00	0,00
Z2RSL1-R	☐	RESIDUAL LIMB SUPPORT, RIGHT	0,00	0,00
Z2RSL2	☐	RESIDUAL LIMB SUPPORT, PAIR	0,00	0,00

SAC À DOS

Z2BCK3	☐	SAC À DOS EN NYLON NOIR	99,00	104,45
--------	--------------------------	-------------------------	-------	--------

POCHETTE D'ASSISE

Z2PCH3	☐	POCHETTE D'ASSISE EN NYLON NOIR	64,00	67,52
Z2PCH5	☐	BODYPOINT MOBILITY BAG	115,00	121,33

PROTEGE-RAYONS

Z2GRD1	☐	PROTÈGE-RAYONS TRANSPARENTS AVEC LOGO TILITE (Non disponible avec les roues arrière Mag.)	134,00	141,37
--------	--------------------------	--	--------	--------

ANTI-BASCULE

Z2TIP1	☐	ANTI-BASCULE ALU NOIR NON RELEVABLE	157,00	165,64
Z2TIP2	☐	ANTI-BASCULEMENT ARRIÈRE REPLIABLE (X2)	232,00	244,76

ACCESSOIRES

Z2UEST1-12	☐	TABLETTE POUR MEMBRES SUPÉRIEURS 12-14"	☐ 13-15"	0,00	0,00
		(Nécessite des accoudoirs.)			
Z2LUG1	☐	PORTE-BAGAGES AVANT	146,00	154,03	
Z2MPCT2-BL	☐	PROTECTION DE CADRE EN NÉOPRÈNE NOIR	104,00	109,72	
Z2CH1	☐	SUPPORT BÉQUILLE	174,00	183,57	

Tarifs publics

permobil

2024

Prix valables à partir de: 01/01/2024

SmartDrive MX2+

**Nouveau
prix 2024**

5200 € TTC



Information client	
Client (Nom / No.)	/
Contact	
Numéro de commande	
Adresse	
CP / Ville	/
Tél / Fax	/

Numéro d'article	Tarif Public (€)	Tarif LPPR	Information
	HT	TTC	Code LPPR

SmartDrive			
SMARTDRIVE MX2+ 9KMH SPEED CONTROL DIAL EU	MX2-S004	☐	4928,91 5200,00
			Code LPPR: 4371791 2187,03 € TTC

Accessoires			
PushTracker			
PUSHTRACKER E3 PREINSTALLE (NOIR)	MX2-33P-C	☐	0,00 0,00
<i>PushTracker prêt à l'emploi et préinstallé : Allumez, définissez la langue et c'est parti !</i>			

Accessoires			
CHARGEUR USB PRISE EU	MX2-926	☐	36,00 37,98

Adaptateur (1 au choix)-trouvez le bon en utilisant la charte de compatibilité			
KIT NOIX DE FIXATION STD 24"/540	MX2-44S-C	☐	0,00 0,00
KIT NOIX DE FIXATION STD 25"/560	MX2-45S-C	☐	0,00 0,00
KIT NOIX DE FIXATION STD 26"/590	MX2-46S-C	☐	0,00 0,00
KIT NOIX DE FIXATION LARGE	MX2-43L-C	☐	0,00 0,00
KIT FIXATION FAUTEUIL PLIANT 24"/540 20 cm - 53 cm	MX2-443-C	☐	0,00 0,00
KIT FIXATION FAUTEUIL PLIANT 25"/559 20 cm - 53 cm	MX2-453-C	☐	0,00 0,00
KIT FIXATION FAUTEUIL PLIANT 26"/590 20 cm - 53 cm	MX2-463-C	☐	0,00 0,00
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE PANTHERA U/S	MX2-43P	☐	258,00 272,19
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE KUSCH CHAMP fabrication sur-mesure	MX2-KCS	☒	551,00 581,31
SANS KIT FIXATION FAUTEUIL		☐	0,00 0,00

Adaptateurs supplémentaire spécifique			
FIXATION SPECIALE POUR TUBE CARROSSAGE 0.5"/13MM	MX2-955	☐	20,00 21,10
FIXATION SPECIALE POUR TUBE CARROSSAGE 0.75"/19MM	MX2-956	☐	20,00 21,10
FIXATION SPECIALE POUR TUBE CARROSSAGE 0.875"/22MM	MX2-957	☐	20,00 21,10
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE ARIA	MX2-ARI	☐	551,00 581,31
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE ICON	MX2-ICN	☐	128,00 135,04
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE KUSCH R33	MX2-KRT	☐	551,00 581,305
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIAL SHOCKBLADE	MX2-SHB	☐	97,00 102,34
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIAL TUBE CLAMPS/PLIANT	MX2-TCC	☒	683,00 720,57
ENSEMBLE FIX. MONT. TILT IN SPACE	MX2-TSC	☒	500,00 527,50
ENSEMBLE FIX. MONT. COLOURS SHOCKBLADE (2018->)	MX2-SBN	☐	128,00 135,04
ENSEMBLE FIX. MONT. PER4MAX SHOCKWAVE	MX2-SHW	☐	551,00 581,31

*1 Informations complémentaires adaptateur spécifique			
MX2-KCS	Taille de la roue arrière	540/24" 559/25" 590/26"	Mesure rapide de l'axe de la pointe à la pointe : mm
MX2-TSC	Taille de la roue arrière	☐ ☐ ☐	Marque de fauteuils roulants: Modèle :
MX2-TCC	Diamètre du tube	mm	
Accessoires			
POIGNÉE REMBOURRÉE UNIVERSELLE	MX2-986	☐	20,00 21,10
SAC DE TRANSPORT SMARTDRIVE/NOIR	MX2SD-BAG	☐	78,00 82,29
BOUTON COMM. DE COMMUTATEUR (UN) OPTION MONO JACK	MX2-TBSC	☐	296,00 312,28



<https://smartdrive.permobil.com/>



MX2-44S
MX2-45S
MX2-46S



MX2-43L



MX2-443
MX2-453
MX2-463



MX2-43P



MX2-KCS *1



MX2-986



MX2SD-BAG



MX2-TBSC