

Rollfiets - Vélo-pousseur

Informations générales :

Prix **Janvier 2023** en € hors TVA (5,5%) - 250€ frais de port.

Ces prix peuvent être modifiés sans préavis

Fauteuil roulant doté d'un siège coquille démontable, ceinture de sécurité ventrale dossier pliable et inclinable en 3 positions, coussins lavables, freins à disques sur les roues avant du fauteuil, repose-pied inclinable, réglable en hauteur et démontable.

Partie motrice "type vélo", 3 ou 8 vitesses, système éclairage sur batteries, support vélo, pompe, cadenas, selle avec suspension,



Référence client: _____

Date d'essai: _____

Couleurs

Couleur châssis : ☐ Bleu (10) ☐ Rouge (11) ☐ Gris métal (12)

N° d'article		Désignation		Prix
Rollfiets				
4500xx		Rollfiets équipé sachs SRAM moyeu 3 vitesses avec freins à disques à l'avant, freins patins à l'arrière et rétropédalage	pièce	indisponible
4500xx + 490081	☐	Rollfiets équipé moyeu Shimano Nexus 8 vitesses avec freins à disques à l'avant, freins patins à l'arrière et rétropédalage	pièce	5.465
Assistance électrique				
469801 + 400063	☐	Assistance électrique Moteur électrique dépendant du pédalage (senseur), 1x batterie Li-ION (43V / 750 Wh), 7 vitesses, chargeur batterie, display au guidon avec indicateur de batteries, 5 niveaux d'assistance, ordinateur vélo, aide au démarrage, freins à disques à l'avant, freins patins à l'arrière.	pièce	3.501
Accessoires				
491001	☐	Appui tête réglable	pièce	258
491003	☐	Protège rayons (flasques transparentes)	paire	293
491011	☐	Ceinture de sécurité type bretelles	pièce	93
491006	☐	Accoudoirs	paire	199
491007	☐	Protection des mains (entre roue et garde-boue)	paire	218
491046	☐	Roulettes anti-bascule	pièce	293
49102x	☐	Attaches rapides : ☐ repose-pieds (4x) 3 ☐ direction (2x) 4 ☐ repose-tête (1x) 5	pièce	47
491060	☐	Fixation dossier renforcée (dossier fixe)	set	99
49104x	☐	Coussin pour adaptation (réduction) de la largeur ☐ 8cm (2) ☐ 12cm (3) ☐ 20cm (4)	set	207
49104x	☐	Coussin pour adaptation (réduction) de la profondeur ☐ 5cm (1) ☐ 10cm (0)	set	258
430001	☐	Imperméable spécifique (sorte de poncho)	pièce	158
491012	☐	Sangle pantalon	pièce	119
491013	☐	Ceinture pieds ou mollets	pièce	49
409853	☐	Batterie supplémentaire Li-Ion 43V 750 Wh	pièce	1108
491063	☐	Livraison sans coque	set	-270