



18.68E

HILO ELECTRIQUE

**Caractéristiques du fauteuil:**

Les largeurs d'assise standard annoncées sont réglables jusqu'à + 6 cm.  
Les profondeurs d'assise standard annoncées sont réglables :  
Largeur 36 (Junior): profondeur minimum 36 cm réglable jusqu'à + 8 cm. Poids maxi : 75 kg  
Largeurs 42 et 46: profondeur minimum 42 cm réglable jusqu'à + 8 cm.

Verticalisation électrique avec commande sur joystick. Assise et dossier réglables en tension et rembourrés. Dossier réglable en inclinaison et en hauteur et rabattable vers l'avant. Poignées réglables en hauteur et sangle thoracique de maintien. Appui sous rotulien rembourré, réglable et amovible. Accoudoirs réglables en largeur et en hauteur. Protège-vêtements en ABS réglables en largeur et amovibles. Repose-pieds amovibles et palettes réglables en hauteur. Coussin appui-mollets. Roues avant Ø200 et roues arrière à traction Ø320. Roulettes avant stabilisatrices réglables montée sur les repose-pieds. Paire de batteries de 40 Ah sans entretien et amovibles. Deux moteurs de traction de 160 Watt avec électro-freins et débrayage manuel (roues libres). Commande électronique (joystick) de 60 Ah avec régulateur de vitesse à 5 niveaux jusqu'à 7 Km/h maximum. Autonomie jusqu'à max. 5 heures ou 35 Km en conditions normales et avec un utilisateur de 90 Kg. Chargeur de batteries de 4 Ah. Poids max. 120 Kg en version adulte.

	Largeur d'assise	Profondeur assise	Segment jambier	Hauteur dossier	Prix public HT	Prix public TTC	Tarif LPPR	X
STANDARD	36 cm				4 917,04 €	5 187,48 €	5 187,48 €	LPPR 9178840
	42 cm				4 917,04 €	5 187,48 €	5 187,48 €	
	46 cm				4 917,04 €	5 187,48 €	5 187,48 €	

<b>Couleur châssis</b>	Noir métallisé VR000100N	Rouge brillant VR000303R	Vert brillant VR000601V
<b>Entourer votre choix</b>	Bleu foncé brillant VR000204BL	Orange brillant VR000400A	
	Bleu clair brillant VR000205BL	Vert/jaune fluo VR000502G	

Référence	Désignation		Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	X
<i>SUPPL 13.74H</i>	<i>LARGEURS D'ASSISE HORS STANDARD - FABRICATION SPECIALE</i>	50 cm	<i>NOUS CONTACTER</i>			
		55 cm				
		65 cm				
13.03S5	Hauteur d'assise	+ 5 cm	483,60 €	510,20 €		
13.03S10	Hauteur d'assise	+ 10 cm	483,60 €	510,20 €		

Assise/dossier/RJ électriques						X
13.22LE	Bascule d'assise électrique - <i>Inclinaison d'assise de 22°</i>		967,20 €	1 020,40 €		
14.92LE	Dossier inclinable électrique - <i>Inclinaison de 40°</i>		1 134,00 €	1 196,37 €		
14.74SIEM**	Relève-jambes inclinables électrique séparés amovibles** <i>inclinaison de 83° à 0°</i>		1 794,90 €	1 893,62 €		
13.31HE	Relève-jambes monobloc inclinables électrique - <i>Inclinaison de 83° à 50°</i>		1 525,20 €	1 609,09 €		

**\*\* ATTENTION** Cette option empêche le déplacement du fauteuil lorsqu'il est en position verticale.

Roues/roulettes et options sur roues						X
<b>DE SERIE</b>	Roues AV pneus DIAM 200X50					
13.79A	Roues AV 200X50 à bandage souple		96,72 €	102,04 €		
<b>DE SERIE</b>	Roues AR sur pneumatiques gonflables DIAM 320					
13.79HV	Roues AR 320 à bandage souple		325,00 €	342,88 €		
13.79S	Roues AV et AR renforcées/pneu		483,60 €	510,20 €		
13.79P	Roues AV et AR renforcées/bandage souple		483,60 €	510,20 €		
<b>C-COLOR-TP</b>	Jantes couleur châssis		483,60 €	510,20 €		
13.43	Roulettes anti-basculer		130,20 €	137,36 €		
13.43B	Roulettes anti-basculer /balancier		156,24 €	164,83 €		
13.43RA	Roulettes anti basculer réglables en hauteur		149,04 €	157,24 €		
13.43RM	Roulettes anti basculer/roues renforcées		130,20 €	137,36 €		

Moteurs/batteries						X
<b>DE SERIE</b>	2 moteurs 160 Watts					
13.24MH	Kit moteur + puissant et roues renforcées/pneu		1 581,00 €	1 667,96 €		
13.24MP	Kit moteur + puissant et roues renforcées/bandage		1 581,00 €	1 667,96 €		
<b>DE SERIE</b>	Batteries 42Ah					
13.09	Batteries 65 Ah- <i>Non compatible /version Junior 36</i>		446,40 €	470,95 €		



Référence	Désignation	LPPR	Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	
<b>COMMANDES/SUPPORTS DE COMMANDES</b>						<b>X</b>
<i>DE SERIE</i>	<i>Manipulateur VR2 ou R-NET selon configuration monté sur support fixe</i>	<i>Droite</i>		<i>Gauche</i>		
13.26C	Pantographe		226,92 €	239,40 €		
14.95S	Double commande	9384976	677,03 €	714,27 €	<b>714,27 €</b>	14.95S
14.94U	Déplacement support de commande	9384982	212,04 €	223,70 €	<b>35,71 €</b>	14.96S
13.11	Protection manipulateur		74,40 €	78,49 €		14.97-68
14.96	Commande sur tablette	9384982	394,32 €	416,01 €	<b>35,71 €</b>	14.98/R
14.96S	Commande sur tablette escamotable		829,56 €	875,19 €	<b>35,71 €</b>	
14.97-68	Commande au menton sur bras électrique + 2 buddy button + omni plus + joystick JCM - Bluetooth intégré		3 356,40 €	3 541,00 €	<b>35,71 €</b>	14.98/R
14.98/R	Commande au menton/bras articulé		1 395,00 €	1 471,73 €	<b>35,71 €</b>	14.98/R
14.99BR	Commande au menton sur harnais		1 450,80 €	1 530,59 €	<b>35,71 €</b>	14.98/R
14.94-50	Kit commande omniplus+JCM+2 contacteurs/Rnet		3 106,20 €	3 277,04 €		14.94-50
14.94-80	2 contacteurs pour R-Net		613,80 €	647,56 €		14.94-50

<b>DOSSIER</b>						<b>X</b>
<i>DE SERIE</i>	<i>Toile de dossier montée sur sangles réglables en tension</i>					
13.15SH	Coussin de dossier anatomique rembourré/sangles réglables en tension.		323,64 €	341,44 €		13.15SH/SD
13.15SC	Coussin de dossier anatomique rembourré/plaque.		647,28 €	682,88 €		

<b>ASSISE</b>						<b>X</b>
<i>DE SERIE</i>	<i>Toile d'assise montée sur sangles réglables en tension</i>					
13.15SB	Coussin d'assise anatomique rembourré/sangles réglables en tension		323,64 €	341,44 €		13.15SB/SD
13.15SD	Coussin d'assise anatomique rembourré/plaque		647,28 €	682,88 €		13.15SB/SD
22.56E	Coussin d'assise mousse 5 cm		130,20 €	137,36 €		22.56


<b>RELEVE-JAMBES/POTENCES</b>						<b>X</b>
<i>DE SERIE</i>	<i>Palettes séparées. Appui sous-rotulien escamotable et amovible</i>					
14.73HLM**	Potences escamotables et amovibles**		320,00 €	337,60 €		14.73HLM
21.84HC	kit repose-pied central monobloc + appui sous rotulien central		372,00 €	392,46 €		21.84HC
14.73HM	Palette repose-pieds monobloc à hauteur variable électrique		1 406,16 €	1 483,50 €		14.73HM

**\*\* ATTENTION** Cette option empêche le déplacement du fauteuil en position verticale

<b>APPUI-TETE</b>						<b>X</b>
14.82E	Prolongateur de dossier		133,92 €	141,29 €		14.82E
21.80E	Appui-tête enveloppant occipital		297,60 €	313,97 €		21.80E
21.78E	Appui-tête orientable		279,00 €	294,35 €		
21.82E	Appui-tête postural enveloppant		316,20 €	333,59 €		21.82E
14.81EN	Appui-tête postural fixe		483,60 €	510,20 €		
14.81A	Appui-tête avec côtés réglables en angle		520,80 €	549,44 €		14.81A



AUTRES OPTIONS	Désignation		Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	LPPR	x		
14.51UR	Tablette transparente		252,96 €	266,87 €				
14.54UR	Tablette en ABS gris		223,20 €	235,48 €				
13.48	Câble tronc	Droite      Gauche	98,58 €	104,00 €				
13.48A	Câble tronc orientable	Droite      Gauche	172,98 €	182,49 €				13.48A
13.00/S	Accoudoirs enveloppant 90°		255,00 €	269,03 €				13.00/S
13.00/N	Accoudoirs enveloppant 45°		255,00 €	269,03 €				13.00/N
DE SERIE	Protège-vêtements							
14.23H	Protège-vêtements rembourrés		165,54 €	174,64 €				
13.68HE	Kit feux de route		885,81 €	934,53 €				13.68HE
DE SERIE	Appui sous-rotulien escamotable et amovible							
13.42	Appui sous-rotulien / sangles réglables amovible		205,84 €	217,16 €				13.42
14.89S	Accroche-taxis		279,00 €	294,35 €				
DE SERIE	Sangle thoracique							
14.62N	Harnais		297,60 €	313,97 €				14.62N
14.66PL	Sangles pelvienne		108,50 €	114,47 €				14.66PL
13.37	Sangles maintien du pied		69,30 €	73,11 €				13.37
13.37R	Sangles talonnières		78,12 €	82,42 €				13.37R
14.73H	Palettes repose-pieds aluminium réglables en inclinaison		148,00 €	156,14 €				14.73H
14.73H6	Palettes repose-pieds réglables en inclinaison + longues de 6 cm		212,00 €	223,66 €				
14.76	Plaque aluminium/palettes plastique		186,00 €	196,23 €				14.76/14.76H
14.76H	Plaque aluminium/palettes aluminium		223,20 €	235,48 €				
14.78SA	Manchettes accoudoir 40x10		148,80 €	156,98 €				
14.78SAC	Manchettes accoudoir 40x10 incurvées		148,80 €	156,98 €				
21.86	Manchette acoudoir 1 côté incurvé		102,92 €	108,58 €				21.86
21.88	Manchettes accoudoir 2 côtés incurvés		122,76 €	129,51 €				21.88



Observations/Fabrications spéciales

"Bon pour commande" - Nom et fonction du signataire + cachet de la société

Adresse de livraison

Adresse de facturation si différente