

**RUPIANI***Mobilité et Posture vers l'autonomie...*

74, avenue du 8 Mai 1945 69120 Vaulx-en-Velin

Tél : (33) 04 37 45 02 54  
Fax : (33) 04 37 45 02 55  
Web : www.rupiani.fr  
Courriel : n.lafi@rupiani.fr**Weely**Date :  
Nom de l'utilisateur :  
Code client :  
Cachet du distributeur :**Equipement de série**

Fauteuil de confort avec **bascule d'assise à 35° assistée par 2 vérins**, pour une posture améliorée, une dispersion des pressions optimisée; et avec une inclinaison de dossier par vérins, de 85° à 115°; de longueur compacte, ajustable en largeur et profondeur.

- > **Châssis 6 roues** à propulsion par roues centrales
- > **Franchissement d'obstacles jusqu'à 13cm**, activation par pédale
- > **Roues avant et arrière 6" à suspensions**
- > **Roues centrales à démontage rapide**
- > **Reposes jambes avec réglage en continu de l'inclinaison**, avec appui mollets
- > Palettes d'appui pieds réglables en profondeur, en angle, relevables, avec sangles talonnières
- > **Appui-tête** orientable multi positions
- > Poignées de poussée réglables en hauteur, en angle latéral, et amovibles
- > Frein à tirer allongé, et sangle de bassin ajustable par velcro
- > Dossier rigide équipé d'un coussin en mousse visco-élastique
- > Coussin d'assise galbé
- > Largeur d'assise ajustable de -3cm à +4cm
- > **Profondeur d'assise réglable en continu du 39cm à 51cm**
- > Hauteur sol / siège de 42cm, 45cm ou 48cm (voir matrice de réglage page 2)
- > Poids maxi utilisateur 140kg

- (a) **LPPR 4118193** : Fauteuil à dossier inclinable **603,65€**  
 (b) **LPPR 4375116** : VHP, Propulsion manuelle, pliant, coussin de siège ou de dossier avec housse **34,90€ x 2**  
 (c) **LPPR 4342654** : Repose jambes réglables en inclinaison avec palettes articulées **105,76€ x 2**  
 (d) **LPPR 4325302** : Appui-tête **63,41€**

\*\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société Rupiani.

- (1) Incompatible avec l'option Tablette  
 (2) Incompatible avec l'option Gouttière

		Prix public € Franco TVA 5.5%		LPPR**
		HT	TTC	
• Equipement standard    ○ Option sans supplément en remplacement de l'équipement standard				
FMW2012	<b>WEELY : bascule manuelle à 35 degrés</b> <input checked="" type="checkbox"/>	1886.26	<b>1990.00</b>	948.38

<b>Assise</b>				
FAW1001	Largeur : 39 cm = Assise réglable de 39 à 44 cm ( <b>Délai : nous consulter</b> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FAW1002	Largeur : 44 cm = Assise réglable de 44 à 49 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FAW1003	Largeur : 49 cm = Assise réglable de 49 à 54 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>Accoudoirs</b>				
FAW1070	Accoudoir avec protège vêtement rembourré, réglable en hauteur de 27cm à 34cm, et en profondeur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FAW1071	Supplément pour Gouttière Gauche régl. en rotation, hauteur, et profondeur (1)	<input type="checkbox"/>	124.48	<b>131.33</b> 119.39
FAW1072	Supplément pour Gouttière Droit régl. en rotation, hauteur, et profondeur (1)	<input type="checkbox"/>	124.48	<b>131.33</b> 119.39

Bon de commande à retourner par Fax, par le distributeur, au: (33) 04 37 45 02 55

TARIF PUBLIC MARS 2017

Page 1/3

Document de vente destiné aux professionnels de santé

**RUPIANI***Mobilité et Posture vers l'autonomie...*

74, avenue du 8 Mai 1945 69120 Vaulx-en-Velin


Tél : (33) 04 37 45 02 54  
Fax : (33) 04 37 45 02 55  
Web : www.rupiani.fr  
Courriel : n.lafi@rupiani.fr

		Prix public € Franco TVA 5.5%		LPPR**
		HT	TTC	
• Equipement standard    ○ Option sans supplément en remplacement de l'équipement standard				
<b>Roues avant et arrière</b>				
FAW1030	Roues 6'' x 1-1/4'' avec bandage	<input type="checkbox"/>	•	•
FAW1032	Roues 6'' x 1-1/4'' avec pneumatiques et chambres à air	<input type="checkbox"/>	149.00	157.20
<b>Roues centrales</b>				
FAW1038	Accessoire : Roues composite <b>12'' avec freins tambour</b> , bandages Hauteur sol / siège pré réglée à 42cm	<input type="checkbox"/>	458.54	<b>483.76</b>
FAW1035	Roues rayonnées <b>22''</b> avec bandage, main courante aluminium Hauteur sol / siège pré réglée à 45cm <b>Recommandé pour une propulsion ergonomique optimisée</b>	<input type="checkbox"/>	•	•
FAW1037	Supplément pour roues rayonnées <b>22'' avec freins tambour</b> Avec bandages, mains courantes aluminium Hauteur sol / siège pré réglée à 45cm <b>Recommandé pour une propulsion ergonomique optimisée</b>	<input type="checkbox"/>	362.00	<b>381.91</b>
FAW1036	Supplément pour roues rayonnées <b>24''</b> avec bandage, main courante aluminium Hauteur sol / siège pré réglée à 45cm	<input type="checkbox"/>	47.09	<b>49.68</b>
<b>Options supplémentaires</b>				
FAW1052	Tablette amovible (incompatible avec l'option gouttières) (2)	<input type="checkbox"/>	139.20	<b>146.86</b> 76.84
FAW1053	Support porte sérum	<input type="checkbox"/>	157.14	<b>165.78</b>
FAW1054	Accroches Taxi	<input type="checkbox"/>	137.44	<b>145.00</b>
FAW1024	Palette monobloc (en remplacement des palettes d'appui pieds)	<input type="checkbox"/>	123.93	<b>130.75</b>
<b>Options de siège</b>				
FAW1086	<b>Dossier Dynamique (3)</b>	<input type="checkbox"/>	331.75	<b>350.00</b>
FAW1085	Poignée pour inclinaison de dossier par l'utilisateur (1) (2)	<input type="checkbox"/>	70.69	<b>74.58</b>
FAW1160	Bascule d'assise et inclinaison de dossier électrique	<input type="checkbox"/>	900.47	<b>950.00</b>
FAW1019	Bascule d'assise électrique	<input type="checkbox"/>	616.11	<b>650.00</b>
<b>TOTAL</b>				

(3) Option permettant d'absorber les schémas d'extension et les spasmes, tout en conservant un réglage d'inclinaison de dossier avec un vérin à gaz

**Données Techniques**

Largeur d'assise	39 cm , 44 cm , 49 cm Réglables de -3cm à +4cm
Profondeur d'assise	De 39cm à 51 cm (réglage en continu)
Réglage antéro postérieur de l'assise	3 positions
Hauteur de la coque de dossier	50 cm
Hauteur du dossier	De 56 cm à 78 cm
Bascule d'assise	De 0° à 35° (par double vérins)
Inclinaison du dossier	De 85° à 115°
Largeur totale du fauteuil	Largeur d'assise maxi +19cm
Longueur totale du fauteuil sans repose jambes	95 cm
Longueur totale du fauteuil avec repose jambes	118 cm
Longueur du segment jambier	Réglable de 29 cm à 47 cm Réglable de 19 cm à 32 cm (sur demande)
Poids du fauteuil avec accessoires	38 kg
Poids du fauteuil sans accessoires	22 kg
Poids maxi utilisateur	140 kg
Couleur du châssis	Gris Titane



<b>Matrice pour le réglage de la hauteur Sol / Siège</b>			
<b>Diamètre de la Roue centrale</b>	<b>Position de la Roue centrale</b>	<b>Hauteur Sol / Siège (cm)</b>	<b>Position de la vis sur les Fourches avant / arrière</b>
12"	4	42	Haut
22"	1	42	Haut
22"	2	45	Intermédiaire
22"	3	48	Bas
24"	1	45	Intermédiaire
24"	2	48	Bas