

FAUTEUILS DE REPOS  
ET DE SOINS

Fauteuil  
de repos et de soins  
électrique

# SWANN

Fauteuil électrique  
*The electric armchair*



## POSITIONS

Position d'assise  
*Seat position*

Position de relaxation  
*Relaxation position*

Inclinaison totale  
*Total inclination*

Déclive d'urgence  
*Urgent slope*

## LES POINTS FORTS

Fauteuil de repos électrique adapté  
à différents pôles hospitaliers  
*Electric armchair adapted to different  
hospital departments*

4 positions différentes :  
assise/ allongée/ relaxation / déclive  
*4 different positions:  
seated/ lying/ relaxation / Trendelenburg*

Accessorisation possible  
avec de nombreuses options  
*Lots of options to accessorises*



## DÉSIGNATION

- Chassis tubulaire à hauteur fixe
- 2 roues arrière (Ø 125mm) pivotantes, à freins indépendants
- 2 roues avant (Ø 125mm) non pivotantes
- Déclive d'urgence électrique actionnée par télécommande
- Revêtement M1 non feu, 8 coloris au choix Gingko (voir p.36)
- Accoudoirs en aluminium
- Tête pivotante
- 2 supports pour tige à sérum télescopique
- Partie supérieure ergonomique avec assise "reculante"
- Relève-buste et relève-jambe électriques, IP 66
- Poignée de poussée
- Télécommande IPX66, vérins et boîtier IPX4
- Tubular chassis with fixed height
- 2 pivoting back wheels (Ø 125mm), with independent brakes
- 2 non-pivoting front wheels (Ø 125mm)
- Electric urgent slope, powered by remot control
- M1 fire-resistant coating, 8 colours
- Aluminium armrests
- Pivoting headrest
- 2 supports for telescopic IV rod
- Ergonomic top part with "retreating" seat
- Electric back upper and legrest, IP 66
- Push handle
- IPX66 remote control, cylinders and housing IPX4

## DIMENSIONS SWANN

	LONGUEUR Length	LARGEUR Width	HAUTEUR Height
HORS TOUT <i>Overall dimensions</i>	100 cm (replié) 185 cm (déplié)	80 cm	126 cm en position assise
ASSISE <i>Seat</i>	50 cm	58 cm	51 à 78 cm
REPOSE-JAMBE <i>Legrest</i>	40 cm	55 cm	
DOSSIER <i>Backrest</i>	80 cm	58 cm	
REPOSE-TÊTE <i>Headrest</i>		55 cm	

Poids maximum admissible : 160 Kg - Maximum allowable weight: 160 Kg

## OPTIONS

- Faisceaux lumineux au sol (FA027)
- 2 roues avant (Ø 100mm) pivotantes, à freins indépendants (FA029)
- Blocage centralisé des roues arrière (Ø 150mm) par pédales (FA026)
- Pédale de déclive aux pieds bi-latérale uniquement avec hauteur variable (FA017)
- Tige à sérum (FA008)
- Lampe de lecture + Port USB (FA007)
- Support tablette repas seul (FA018)
- Tablette repas escamotable + Support tablette repas (FA009)
- Batterie d'autonomie (FA010)
- Porte-rouleau pour draps d'examen (FA011)
- 1 X Accoudoir orientable (prélèvement) avec 2 fixations (FA012)
- **(avec option (FA015) accoudoir escamotable)**
- Accoudoirs escamotables (la paire) 3 positions (FA015) **uniquement avec option hauteur variable (FA014)**
- Accoudoirs aluminium escamotables 2 positions (FA015B)
- Protection plastifiée du relève-jambe (FA028)
- Hauteur variable électrique (FA014)
- Coloris hors standard gamme Gingko (voir p.36) (FC108)
- Coussin cylindrique de calage de la nuque (FA031)
- Light beams
- 2 pivoting front wheels (Ø 100mm) with independent brakes
- Central blocking of the back wheels (Ø 150mm) by pedals
- Urgent slope with bi lateral feet for variable height only
- IV rod
- Reading lamp + USB port
- Support for lunch tray
- Retractable lunch tray + Support for lunch tray
- Autonomy battery
- Roll holder for exam sheets
- Rotating armrest (sample) with two fixings (with option retractable armchair)
- Retractable armrests (the pair) 3 positions only with option variable height
- Retractable aluminium armrests 2 positions
- Plasticised protection for the legrest
- Electric variable height
- Other colours, Gingko range
- Cylindrical neckrest cushion

Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre - Warranty 2 years parts and labor

Modèle exclusif - protégé par Tena technologies - Exclusive model - protected