



Dynamico extérieur

Code LPPR 6264898 + 6264875 + 6264912 - Code ISO 120609

Réf. 02516 / 02526 / 02536 / 02537

Dynamico est une aide à la verticalisation et à la déambulation qui entoure l'enfant ou l'adulte, réglable sans outils en quelques secondes.

Dynamico est équipé d'une culotte réglable (style "Youpala"), servant essentiellement de sécurité anti-chute. Grâce à sa large base, Dynamico est très stable. Il existe également en version utilisable en intérieur ou sur sol lisse.



CARACTÉRISTIQUES

- Anneaux thoracique et pelvien réglables en hauteur (seuls les anneaux T2 et T3 sont interchangeables) ;
- Equipé en standard d'un soutien pelvien et d'un soutien thoracique amovibles ;
- Soutiens thoracique et pelvien (revêtus mousse) s'ouvrant par l'arrière pour l'installation de l'enfant ou de l'adulte ;
- 2 roues avant Ø 18 cm et 2 roues arrière Ø 30 cm ;
- Equipées de freins de stationnement et de pare-chocs (roues-avant) permettant la protection des murs ;
- Disponible en 4 tailles.

Coloris




JAUNE
TAILLES
1, 2 et 3



NOIR
TAILLES
4 et 5

ACCESSOIRES POUR DYNAMICO D'EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES	RÉF.
Supports d'avant-bras*	
• T 1 / T 2 - T 3 / T 4 - T 5	02507 / 02517 / 02527
Guidon réglable*	
• T 1 / T 2 / T 3	02504 / 02514 / 02524
• T 4 - T 5	02534
Lest*	
• T 2 / T 3 / T 4	02511 / 02521 / 02531
• T 5	02539



DIMENSIONS

EN CM



Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur

www.cree.fr

Dimensions en cm	TAILLE	RÉF.	ÂGE APPROXIMATIF USAGER	HAUTEUR SOUS AXILLAIRE*	HAUTEUR ANNEAU PELVIEN	PÉRIMÈTRE ANNEAU THORACIQUE	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	CHARGE MAXI	POIDS
Dynamico d'extérieur	T3	02526	8-11 ans	94-121	82-107	85	97	74	70	19,3
	T4	02536	12-14 ans	97-131	90-117	110	104	78	85	20,4
	T5	02537	adulte	113-148	103-125	120	114	82	100	22,7