



# Dynamico

CODE LPPR 1266846 + 1238152 + 1207507 - CODE ISO 120609

Réf. 02500 / 02510 / 02520 / 02530 / 02538

Dynamico est une aide à la verticalisation et à la marche qui entoure l'enfant ou l'adulte.

Dynamico est équipé d'une culotte réglable (style "Youpala"), servant essentiellement de sécurité anti-chute. Grâce à sa large base, Dynamico est très stable et existe en 2 versions : une version utilisable en intérieur ou sur sol lisse et une version d'extérieur.

## Caractéristiques

- Anneaux thoracique et pelvien réglables en hauteur.
- Equipé en standard d'un soutien pelvien et d'un soutien thoracique amovible.
- Soutiens thoracique et pelvien (revêtus mousse) s'ouvrant par l'arrière pour l'installation de l'enfant ou de l'adulte.
- 4 roues Ø 8 cm, équipées de freins de stationnement et de pare-chocs permettant la protection des murs.
- Disponible en 5 tailles.



Dynamico d'intérieur



Tailles 1, 2, 3



Tailles 4, 5



Dimensions en cm

Dynamico d'intérieur

	âge										
Taille	Réf	Âge Approximatif Usager	Hauteur sous Axillaire*	Hauteur Anneau Pelvien	Périmètre Anneau Thoracique	Longueur Hors Tout	Largeur Hors Tout	Charge Maxi	Poids	Poids du Lest (accessoire)	
T1	02500	3-5 ans	52-70	44-60	65	79	66	40	12	3,7	
T2	02510	6-8 ans	77-95	66-82	75	84	66	55	14,6	5	
T3	02520	8-11 ans	89-116	77-102	85	88	66	70	15,6	6,2	
T4	02530	12-14 ans	92-126	85-112	110	95	71	85	17	7,4	
T5	02538	adulte	108-143	98-120	120	106	77	100	19,7	8,7	

\* hauteur so-laisselle de l'usager en position debout : mesure principale à prendre en compte lors du choix de la taille du Dynamico.



Accessoires (uniquement Dynamico d'intérieur)	Réf.
Supports d'avant-bras* • T 1 / T 2 - T 3 / T 4 - T 5	02507 / 02517 / 02527
Guidon réglable* • T 1 / T 2 / T 3 • T 4 - T 5	02504 / 02514 / 02524 02534
Tablette • T 1 - T 2 - T 3 / T 4 - T 5	02506 / 02513
Selle d'abduction • T 2 / T 3 / T 4 • T 5	02518 / 02528 / 02548 02558
Séparateur de jambes • T 1 / T 2 / T 3 • T 4 / T 5	02505 / 02515 / 02525 02535 / 02541
Freins réglables pour roues avant (paire) • T U	02502
Blocage de direction sur roues arrière • T U	02503
Lest* • T 1 / T 2 / T 3 • T 4 / T 5	02501 / 02511 / 02521 02531 / 02539

\*Utilisable aussi sur Dynamico d'extérieur.



### DYNAMICO D'EXTÉRIEUR

Grâce au diamètre plus important de ses roues (18 cm à l'avant et 30 cm à l'arrière), ce Dynamico permet une utilisation à l'extérieur. Les roues arrière, fixes, à bandage, sont à démontage rapide et équipées de freins à main à cliquets. Quant aux roues avant, elles sont à bandage et pivotantes.

## Dynamico d'extérieur

Dimensions en cm	Taille	Réf	âge	âge	âge	âge	âge	âge	âge	âge
			Âge Approximatif Usager	Hauteur sous Axillaire*	Hauteur Anneau Pelvien	Périmètre Anneau Thoracique	Longueur Hors Tout	Largeur Hors Tout	Charge Maxi	Poids
Dynamico d'extérieur	T2	02516	6-8 ans	82-100	71-87	75	93	74	55	17,9
	T3	02526	8-11 ans	94-121	82-107	85	97	74	70	19,3
	T4	02536	12-14 ans	97-131	90-117	110	104	78	85	20,4
	T5	02537	adulte	113-148	103-125	120	114	82	100	22,7

\* hauteur sol-aisselle de l'utilisateur en position debout : mesure principale à prendre en compte lors du choix de la taille du Dynamico.