



## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN FAUTEUIL RELEVEUR DEUX MOTEURS

*Vous disposez d'une combinaison infinie de positions. Vous pouvez actionner le moteur du dossier et/ou le moteur du repose-jambes. Lorsque vous relevez le repose-jambes, juste avant qu'il n'atteigne la position horizontale, le fond de l'assise s'incline légèrement vers le bas pour une meilleure position dans le fauteuil afin d'éviter la position inconfortable en équerre. Dans ce cas de figure, le dossier étant solidaire de l'arrière de l'assise, il suit le mouvement tout en conservant le même angle d'inclinaison qu'il forme avec l'assise. Ce principe de fonctionnement dans cette configuration télé, diminue les « contraintes » au niveau des hanches, des lombaires et des fessiers.*

### POSITIONS

