

## FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT À HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE BLOOD SAMPLING CHAIR WITH ELECTRIC HEIGHT ADJUSTMENT



Design  
Design

Hygiène  
Hygiene

Adaptabilité  
Adaptability

Ergonomie  
Ergonomic

Confort  
Comfort

### OPTIONS



• ACC537 :  
Paire d'étaux équipée de 2 molettes de serrage  
Pair of clamps



• ACC105 :  
Paire d'étriers en acier chromé  
Pair of stirrups



• ACC964 :  
Paire d'appui-jambes  
Pair of leg rests



• SL0964 :  
Housse pour repose jambe ACC964  
Revêtement de classe anti-feu M1,  
20 coloris au choix  
Cover for leg rest, M1 class,  
20 colours available



• ACC54005 :  
Tête 1/2 lune largeur 550  
Revêtement de classe anti-feu M1,  
20 coloris au choix  
Head-rest, width 550, M1 class,  
20 colours available



• ACC110POLY :  
Gouttière en polyuréthane noir pour prise de sang adaptable sur divan  
Equipée d'une tige permettant le réglage en hauteur et en profondeur  
Equipée d'un mécanisme sécurisé permettant son inclinaison  
Polyurethane blood test splint  
Every position adjustable by serrated blocks system

• ACC113 :  
Paire de poignées  
Pair of handles

• ACC125 :  
Porte rouleau draps d'examen  
Exam sheet roller

• ACC9505 :  
4 roulettes doubles galets avec freins  
4 castors Ø 50 mm with full brakes

• ACC514 :  
Protection plastique pour jambière ou assise  
Plastic protection for leg rest

• ACC514 - GOUT :  
Protection plastique pour gouttière  
Plastic protection for blood test splint

• ACC910PLAT02 :  
Plateau inox  
Stainless steel tray

• ACC993 :  
Support roulettes escamotables (pour 512)  
Built-in retractable roller system (for 940)

• ACC995 :  
Support roulettes escamotables (pour 940)  
Built-in retractable roller system (for 940)

• ACC32012 :  
tige porte-sérums 2 crochets  
IV stand with 2 hooks

• ACC51224 / ACC51225 :  
Réglage de la jambière en toutes positions par 1 vérin électrique  
Leg rest adjustment via 1 electric jack

• ACC516 :  
Commande simultanée dossier / jambière  
Simultaneous leg rest and back rest adjustment

Coloris  
Colours

Sellerie  
Upholstery



Piètement  
Base



Produits distribués par  
Products distributed by

## 512 08

• **Fauteuil de prélèvement à hauteur variable électrique**  
*Blood sampling chair with electric height adjustment*

• **Châssis composé d'une colonne télescopique**  
*Frame comprised of 1 telescopic column*

• **Qualité acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix**  
*Steel quality, epoxy coat, 16 colours range*

• **Commande : télécommande au pied (manuelle en option)**  
*Control: Pedal (hand remote on option)*

• **Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 8 cm largeur 550 non feu classé M1, 20 coloris au choix : Standard ou tendue**  
*Comfortable shaped upholstery with good density on 80 mm foam, width 550, M1 class, 20 colours available: Standard or Stretched*

• **Réglage du dossier et de la jambière en toutes positions par 2 vérins à gaz**  
*Back rest and leg rest adjustment via 2 gas jacks*

• **La jambière peut être mise en position verticale**  
*The legrest maybe positioned vertically*

• **Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables**  
*Equipped with 2 blood test splints, every position adjustable by serrated blocks system*

• **Position de Trendelenburg**  
*Trendelenburg position*

• **Capacité de charge : 130 Kg en dynamique**  
*Load capacity: Dynamic 130kg*

## 940 01

• **Fauteuil de prélèvement à hauteur variable électrique**  
*Blood sampling chair with electric height adjustment*

• **Piètement mécano-soudé, toutes les articulations sont montés sur des bagues bronzes. Châssis composé d'un vérin électrique**  
*Are all the articulations mount on rings bronzes. Frame comprised of 1 electric jack*

• **Qualité acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix**  
*Steel quality, epoxy coat, 16 colours range*

• **Commande : télécommande au pied (manuelle en option)**  
*Control: Pedal (hand remote on option)*

• **Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 8 cm largeur 550 non feu classé M1, 20 coloris au choix :**

- **Sellerie standard**

- **Sellerie tendue**

*Comfortable shaped upholstery with good density on 80 mm foam, width 550, M1 class, 20 colours available:*

- *Standard upholstery*

- *Stretched upholstery*

• **Réglage du dossier et de la jambière en toutes positions par 2 vérins à gaz**  
*Back rest and leg rest adjustment via 2 gas jacks*

• **La jambière peut être mise en position verticale**  
*The legrest maybe positioned vertically*

• **Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables**  
*Equipped with 2 blood test splints, every position adjustable by serrated blocks system*

• **Position de Trendelenburg (-7°)**  
*Trendelenburg position (-7°)*

• **Capacité de charge : 130 Kg en dynamique**  
*Load capacity: Dynamic 130kg*



512 08



940 01T  
+ ACC95 05



940 01 + ACC537  
+ ACC 105



940 01T

