



Lampes à fente, à main HEINE HSL 150®

Pour l'examen du segment antérieur



Pour l'examen du segment antérieur en médecine humaine et vétérinaire.

- ∴ Fente réglable de 0,2mm x 10mm à 4mm x 14mm.
- ∴ Grossissement 6x.
- ∴ Filtre interférentiel bleu (FITC) combinable pour l'examen de la cornée.
- ∴ Optique multicouche pour une transmission maximum de la lumière.
- ∴ Technologie XHL Xénon Halogène en 2,5V ou 3,5V. Pour une lumière blanche brillante, comparable à celle d'une lampe à fente classique.
- ∴ La tête HSL 150 ne pèse que 70g. La lampe à fente la plus légère de sa catégorie.

HSL 150 pour poignée BETA ou BETA SLIM	2,5V	3,5V
HSL 150, tête seule	C-001.14.602	C-002.14.602

Ampoule de rechange XHL Xénon halogène	X-001.88.098	X-002.88.099
Filtre de rechange pour HSL 150		C-000.14.605

- ∴ Fente continuellement réglable
- ∴ Filtre interférentiel bleu
- ∴ Idéale pour les visites à domicile

Loupe accessoire HEINE HSL 10x®

Loupe accessoire grossissement 10x



Pour HSL 150. Avec grossissement optique de précision pour des images claires et nettes.

- ∴ Grossissement 10x en combinaison avec la loupe HSL 150.
- ∴ Distance de travail augmentée entre patient et examinateur.
- ∴ Grand champ de vision.
- ∴ Avec un embout détachable en élastomère TP pour stabiliser l'instrument et éviter les lumières parasites. Peut être remplacé par une pièce oculaire en élastomère TP souple, pour les porteurs de lunettes.

Loupe accessoire HSL 10x	C-000.14.606
--------------------------	--------------

Trousses de lampes à fente, à main HEINE HSL 150®



Trousse avec HSL 150 et **Poignée BETA SLIM** (taille compacte), avec :

Trousses de lampes à fente, à main	2,5V	3,5V
BETA SLIM Poignée à piles, en étui tissu souple, sans ampoule de recharge	C-252.10.105	
idem, avec loupe accessoire HSL 10x, ampoule de recharge, en étui rigide	C-268.10.105	
BETA SLIM Poignée rechargeable et chargeur NT 300, ampoule de recharge, en étui rigide		C-266.20.470
idem, avec loupe accessoire HSL 10x, en étui rigide		C-268.20.470



Trousse avec HSL 150 et **Poignée BETA** (taille standard), ampoule de recharge, dans un étui rigide, avec :

Trousses de lampes à fente, à main	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V
BETA Poignée à piles	C-265.10.118		
idem, avec loupe accessoire HSL 10x	C-267.10.118		
BETA R Poignée rechargeable		C-265.20.376	C-265.27.376
idem, avec loupe accessoire HSL 10x		C-267.20.376	C-267.27.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur		C-265.20.384	C-265.27.384
idem, avec loupe accessoire HSL 10x		C-267.20.384	C-267.27.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT 300		C-265.20.420	
idem, avec loupe accessoire HSL 10x		C-267.20.420	
BETA L Poignée rechargeable et chargeur NT 300			C-265.29.420
idem, avec loupe accessoire HSL 10x			C-267.29.420

: Poignée rechargeable avec affichage du statut de charge dans le culot.

Tension standard: 230V. Si une autre tension est requise, veuillez l'indiquer lors de la commande.