

EURO 3000



EURO 3000 SECURIS
Merisier




EURO 3002 SECURIS
S Mod



EURO 3000 SECURIS

Exclusif :
moteur
sans fusible



Relève buste à translation (en option)



AVANTAGES

- Robuste et fiable
- Confortable et pratique
- Sécurité maximale

NOMBREUX MODÈLES DE PANNEAUX DE BOISERIE

Merisier
Hêtre de Bavière

2 coloris de boiserie au choix



Large choix de couleurs en option

Large choix de couleurs en option

Large choix de couleurs en option

EURO 3002 SECURIS

Style Louis II



Télécommande : verrouillage par clé magnétique, simple d'emploi et sûre.



Relève jambe électrique à plicature

EURO 3002 SECURIS Louis II avec habillage châssis (en option)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plan de couchage : 90 x 200 cm
- Sommier lattes ABS, grilles époxy ou lattes bois (multicool®)
- Revêtement époxy Ivoire (autres couleurs au choix)
- Hauteur électrique variable : 29 à 82 cm
- Relève-buste électrique : 0 à 85°
- Relève-jambes manuel à crémaillères avec pré équipement pour relève jambes électrique à plicature
- Télécommande avec inhibition par clé magnétique
- Moteurs Dewert IP 66 classe 1a
- Prise de terre et prise d'équipotentialité
- Panneaux hêtre massif et mélaminé avec main courante
- 2 supports pour potence ou porte-sérum
- 4 roues ABS carrossées à frein indépendant (ø 100 mm)
- Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg (dont patient 135 kg)
- Livré sur trolley
- Démontable en trois parties
- Montage et démontage facilités : une personne en trois minutes
- Désinfection simple par produit de contact

OPTIONS

- Encadrement de châssis
- Kit Boiserie
- Relève-jambes électrique (Euro 3001)
- Relève-jambes électrique à plicature (Euro 3002)
- Freinage centralisé
- Relève-buste débrayable d'urgence
- Télécommande infra rouge (sans fil)
- Rallonge de 20 cm
- Barrières Sécuris III®
- Potence 2.0®
- Relève buste à translation
- Pattes rabattables pour panneaux
- Fonction proclive, inclinaison du sommier à 12°.

DIMENSIONS



Euro 3000 Sécuris	29/82 cm	212 cm	99 cm	205 cm	90 cm	13,5 cm	59,3 kg	135 kg
Euro 3001 Sécuris	29/82 cm	212 cm	99 cm	205 cm	90 cm	13,5 cm	60,8 kg	135 kg
Euro 3002 Sécuris	29/82 cm	212 cm	99 cm	205 cm	90 cm	13,5 cm	60,8 kg	135 kg

Références normatives :

- Qualité de fabrication et de service : • ISO 9001 version 2008
- Conformité produit : CE • NF EN ISO 14971
• NF EN 1970/A1

Siège social - Parc Eurasanté
243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse
B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

www.hms-vilgo.com