

Invacare® | **Octave**®



Conforme à la norme
EN1970/AI

Lit pour patient à forte corpulence

Ce lit à croisillon de très haute qualité à été conçu spécifiquement pour les patients de forte corpulence jusqu'à 350 kg pour leur apporter un maximum de confort et d'accessibilité. *Invacare Octave* est un lit en largeur 120 cm, 4 fonctions électriques équipé d'une télécommande haut de gamme avec fonctions combinées. Doté d'un freinage centralisé et de nombreuses fonctionnalités, il sera également adapté à la tierce personne pour faciliter l'accessibilité au patient.



Yes, you can.®



Un maximum de confort

Le lit *Invacare Octave* est équipé d'une télécommande haut de gamme permettant de combiner les fonctions du lit à translation.

Ce mouvement de recul du relève-buste minimise le glissement du patient vers

le pied du lit et atténue les risques de pression et de friction des zones sensibles tels que le sacrum et les talons.

Ce lit est livré sur Kit de transport pour faciliter l'installation.

Options & Accessoires



Potence d'angle droit ou gauche renforcée



Extension de lit intégrée



Poignée d'appui renforcée
H40 x L25 cm

Caractéristiques techniques

<i>Invacare Octave</i>		1190 mm		2000 mm longeur hors tout 2210 mm		Hauteur variable 400 - 800 mm Hauteur totale 1720 - 2120 mm		810 - 340 - 330 - 520 mm 4 fonctions		Angle RB 0° - 57°		Angle plicature 0° - 30°		Angle RJ 0° - 17°

<i>Invacare Octave</i>		Poignées Epoxy : 180 kg barrières bois : 199 kg		Charge de fonctionnement: 385 kg Poids patient max. : 350 kg



Le lit ne doit pas être utilisé pour des patients dont l'âge est inférieur à 12 ans ou dont la taille est équivalente ou plus petite à celle d'une personne de moins de 12 ans.

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes - France
Tel. : +33 (0) 2 47 62 64 66
Fax : +33 (0) 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

© 2011 Invacare International Sàrl
Tous droits réservés.

Coloris plan de couchage et bois



Gris

Hêtre

Garantie

Section de tube : 30 x 30 mm

5 ans sur les parties électriques
5 ans sur les parties mécaniques

Indications données à titre d'information (information non contractuelle).
Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.

Octave - FR - 12/2011

**Normes : NF EN 14971
NF EN 1970/AI**



Yes, you can.®