



[CONFORME]



Ref. SE 3511/3512

- Plan de couchage :
60 x 150 cm ou
60 x 120 cm
- Sommier lattes métalliques soudées
- Fonction proclive 5 positions
- 2 barrières latérales coulissantes avec verrou de sécurité
- Ecartement entre les barreaux : 57 mm
- 4 roues à frein carrossées pare-fil Ø 100 mm
- Charge maximale supportée : 35 Kg
- Revêtement époxy couleur au choix
- Matelas M1 non-feu inclus
- Garantie 5 ans

Options :

- Supports porte-sérum
- Tige porte-sérum



Roues carrossées à frein



Verrou de sécurité de barrière



Fonction proclive 5 positions



Poignée large et accessible



- Conforme à la décision de police sanitaire de l' AFSAPS du 31 juillet 2008
- Ecartement et résistance des barreaux certifiés par l'APAVE (articles 4.3.2.1 et 5.3.1 de la norme NF EN 716-2)

Siège social - Parc Eurasanté
243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax : +33 (0)3 20 59 58 08
Route de Sainte-Alvère - Creysse
B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax : +33 (0)5 53 63 06 07
www.hms-vilgo.com

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical