

Vario 18



POLYVALENCE ET EFFICACITÉ



Aspirateur médical Vario 18

Vario 18

Une aspiration efficace et polyvalente

Vario 18 est un aspirateur médical très efficace. Adapté aussi bien à un usage en hôpital, en clinique ou à la maison, il offre fiabilité et mobilité, tout en étant peu bruyant. Son système innovant QuatroFlex permet un entretien facile.

Vario 18 peut être utilisé avec un système à usage unique, selon les besoins et les exigences de chaque client.

Fabriqué avec qualité et précision suisses, **Vario 18** offre une gamme de fonctionnalités utiles :



- a** Protection contre les trop-pleins/filtre antibactérien
- b** Manomètre en kPa et mmHg
- c** Signal lumineux de la batterie
- d** Poignée de transport
- e** Régulateur de vide à membrane
- f** Support de tuyau
- g** Prise pour câble allume-cigare 12 V

Technologie suisse unique

Le système innovant de piston/cylindre à 4 modules, QuatroFlex, crée une aspiration en quelques secondes. Il est également convaincant par sa petite taille et son utilisation silencieuse. Outre sa conception et sa technologie uniques, il est également facile à vider et entretenir. Des qualités hautement appréciées par les techniciens médicaux. Le régulateur de vide à membrane permet un réglage précis du vide. Collection System Le Medela Vario 18 peut donc aussi être utilisé au chevet du patient.



Réglage précis du vide avec un bouton à cran

Polyvalent, pour une vaste gamme d'applications

Léger, Vario 18 est facilement transportable dans les différents services des hôpitaux ou cliniques, ainsi qu'à la maison. Il peut être utilisé lors d'interventions chirurgicales bénignes ainsi que pour l'aspiration des voies respiratoires. Différents niveaux d'aspiration peuvent être aisément définis grâce au régulateur de vide. Le Vario 18 peut être équipé d'un système à usage unique ou réutilisable.



Une hygiène optimale pour de nombreuses applications

Hygiénique et facile à utiliser

Vario 18 permet une manipulation facile et intuitive. Tous les accessoires sont conçus pour compléter l'aspirateur à la perfection, ainsi que pour éviter les mauvaises connexions. Les accessoires facultatifs incluent notamment un chariot, un sac de transport et diverses fixations. Sans oublier un chargeur de batterie interne permettant une utilisation mobile. Des alarmes spéciales émettent des signaux sonores et visuels lorsqu'il faut recharger la batterie.



Peut s'adapter aux besoins de chaque individu.

En bref

- Medela met au service des professionnels de la santé 50 ans d'expertise en technologie d'aspiration médicale.
- Nos processus de développement et de fabrication suisses offrent une précision mécanique qui nous permet de garantir un excellent fonctionnement.
- Technologie QuatroFlex : fonction silencieuse peut être utilisée dans les endroits qui doivent rester calmes.
- Réglage précis et formation rapide du vide : l'aspirateur est prêt lorsque vous en avez besoin.
- Un seul appareil pour répondre à divers besoins.
- Les nouveaux utilisateurs n'ont pas besoin de beaucoup d'instructions.
- Fonctionne hors secteur pendant 30 minutes.
- Gestion acoustique et optique de la batterie.
- Une vaste gamme d'accessoires est disponible pour les différentes applications.
- Vario 18 associe fiabilité à facilité d'utilisation, comme les aspirateurs Medela destinés aux blocs opératoires.
- 2 ans de garantie pour l'appareil et 6 mois de garantie pour la batterie/QuatroFlex.

Accessoires

Filtres

pour protéger l'aspirateur des trop-pleins, empêcher la contamination par des bactéries et neutraliser les odeurs.



Chariot

avec des rails pour le transport de l'aspirateur et des accessoires.



Gamme système réutilisable

les petits pots et couvercles autoclavables récoltent facilement et de manière économique les sécrétions. Tailles disponibles : 1, 2, 3 et 5 litres.



Supports et assiettes

peut servir à fixer Vario 18 à des rails standards.



Gamme système à usage unique

avec des poches jetables et des bouchons désinfectables faciles à manipuler et hygiénique. Tailles disponibles : 1,5 et 2,5 litres.



Sac de transport

pour transporter l'aspirateur.



Utilisez les accessoires Medela pour encore davantage de flexibilité et d'aisance d'utilisation.

Prise pour le câble allume-cigare 12 V

pour utiliser l'aspirateur en voiture.



Caractéristiques techniques



High vacuum
-75 kPa
-563 mmHg



AC 3,5 kg
AC/DC 4,2 kg



IPX1



low flow
18 L/min.



H x W x D
380 x 170 x 285 mm



ISO 9001
ISO 13485
CE (93/42/CEE), Ila
2 years warranty

CE 0123

Medical Vacuum Technology for Healthcare Professionals

Veuillez prendre contact avec nous ou avec votre représentant local Medela pour plus de détails.



Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar / Switzerland
www.medela.com

Contact local :

Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB's-Hertogenbosch
Belgium
Phone +31 73 690 40 40
Fax +31 73 690 40 44
info@medela.be
www.medela.be

Medela Canada Inc.
4160 Sladeview Cres., Unit #8
Mississauga, ON, L5L 0A1
Canada
Phone +01 905 608 7272
Fax +01 905 608 8720
info@medela.ca
www.medela.ca

Medela France
14 rue de la Butte Cordière
91154 Etampes Cedex
France
Phone +33 (0)1 69 16 10 30
Fax +33 (0)1 69 16 10 32
info@medela.fr
www.medela.fr

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 (0)848 633 352
Fax +41 (0)41 769 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch