

**OMRON****Nébuliseur OMRON Compair Elite C30****CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

- Connexion du tube à air sur le compresseur très simple
- Modèle portable, fonctionnant sur batteries (environ 250 utilisations)
- Système VVT (Virtual Valve Technologie), nébulisation optimum sans valve de silicone.
- Taux de nébulisation : 0.35ml par minute
- Taille des particules nébulisées : 5 microns

Cet appareil est plus particulièrement destiné au traitement de l'asthme des enfants de 0 à 4 ans et des maladies respiratoires des personnes âgées

Ref : **DOCOMPAIRELITE**

<b>Modèle</b>	OMRON NE-C30-E
<b>Type</b>	Nébuliseur à compresseur non chauffant
<b>Taux de nébulisation</b>	0,35 ml / min
<b>Taille des particules</b>	MMAD 3,0 µm
<b>Dimensions</b>	186 (L) × 180 (H) × 216 (P) mm
<b>Capacité réservoir</b>	7 ml
<b>Poids</b>	440g (compresseur uniquement)
<b>Contenu du kit</b>	Compresseur, kit de nébulisation, tube à air (PVC, 207 cm), filtres de rechange (5 pièces), embout buccal, masque pour adulte (PVC), masque pour enfant (PVC), embout nasal, mode d'emploi, sac de transport.
<b>Alimentation électrique</b>	100-240V, 50/60HZ
<b>Consommation électrique</b>	12 watts