

<i>Description générale</i>	Nettoyeur à ultrason MINICOMED 0.6 L avec panier	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo, mode d'emploi
<i>Référence lot</i>	Oui	Numéro de série
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec un tissu doux sans essence.
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant l'acier inoxydable, l'ABS, le polystyrène.	
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	Un couvercle et un panier
<i>Matières</i>	Cuve en acier inoxydable SUS 304, coffret extérieur et panier en ABS (acrylonitrile butadiène styrène) (UL anti-feu), couvercle en polystyrène.	
<i>Étiquetage</i>	Non	
<i>Conditionnement</i>	Oui	Carton individuel
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre
<i>Marquage sur le DM</i>	Non	
<i>Références</i>	46 702 00	47 812 00
<i>Désignation</i>	Nettoyeur	Panier
<i>Dimension Lo x La x P(mm)</i>	Cuve = 170 x 90 x 55	159 x 84 x 47
<i>Capacité (mL)</i>	600	
<i>Résistance Température</i>	0 à 30°C	0 à 22°C
<i>Minuteur</i>	Arrêt automatique après 5 min	
<i>Puissance</i>	50 W	
<i>Tension</i>	220/240V 50Hz	
<i>Poids net (kg)</i>	0.9	
<i>Couleurs</i>	Blanc et vert	blanc
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant de nettoyer des instruments de chirurgie ou des instruments dans le domaine médical et paramédical.	
<i>Mode d'emploi</i>	Voir mode d'emploi	
<i>Précaution d'emploi</i>	<p>Cet appareil ne doit être utilisé que par le personnel autorisé et parfaitement familiarisé à l'usage correct de l'appareil.</p> <p>Il doit uniquement servir à nettoyer des instruments de chirurgie ou des instruments dans le domaine médical et paramédical.</p> <p>Ne pas modifier, échanger ou détériorer les protections électroniques et le thermostat de l'appareil.</p> <p>Ne pas nettoyer ou réparer le nettoyeur pendant qu'il est sous-tension ou lorsque la chambre de nettoyage est chaude. Vérifier régulièrement que le câble d'alimentation est en bon état.</p>	
<i>Recyclage/Récupération</i>	Dans des bacs pour matériel électrique	
<i>DEEE/REACH</i>	Oui / NC	
<i>PVC/ PHTALATES</i>	Non/ Non	
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul      Combinaison de phrases = Nul	