

Invacare® | Accessoires pour le bain



Invacare **H112 Marina** 1525940

Sécurité et design pour toujours plus de confort

La planche de bain **H112 Marina** a été conçue pour toujours plus de confort lors de la toilette et une grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation qui s'adaptent sur toutes les baignoires pour des patients allant jusqu'à 150 kg. Le revêtement de la planche **H112 Marina** est antidérapant avec des perforations pour faciliter l'écoulement de l'eau.



- Poignée 1525942
- Pied de réglage 1525944
- Vis de fixation pied 1525945
- Patin antidérapant (à l'unité) 11197

Version XL 1471594

NOUVEAU

Fonctionnelle :

Porte-savon, découpe pour pommeau de douche, assise ergonomique



Invacare **Bula H190**

Tapis antidérapant en caoutchouc naturel.


- Multiples ventouses pour une fixation au fond de la baignoire
- Large surface
- Lavable à 60°C

Caractéristiques techniques

	Marina	Marina XL	Bula
Longueur (cm)	69	74	Longueur 81 cm x largeur 41 cm
Poids (kg)	1,6	1,6	1,7
Poids max. utilisateur (kg)	150	200	130



Yes, you can.®



Invacare Alizé H3000

Siège de bain pivotant pour baignoire, en plastique ABS haute résistance.

- Assise et dossier ergonomiques
- Système de rotation sécurisé 360°

Pièces détachées

❶ Dossier	1410053
❷ Assise	1410052
❸ Embouts caoutchouc	1418329
❹ Bouche plastique	1410500
● Kit visserie	1410491B



Invacare Alizé H3160

Siège de bain suspendu en plastique ABS haute résistance.

- Permet de se doucher et de profiter d'une immersion partielle
- Assise et dossier ergonomiques

Pièces détachées

❶ Dossier	1410053
❷ Assise	1410052
❸ Embouts caoutchouc	1418329
● Kit visserie	1410491B

Caractéristiques techniques

	H3000	H3160
Poids (kg)	11	4,8
Poids max. utilisateur (kg)	120	120

Garantie 2 ans