



SmartUp
by **acekare**

Accessoire de
chargement électrique

Allégez vos déplacements

Le SmartUp est une technologie de **chargement électrique** qui permet d'assurer **sans efforts** le transfert de votre fauteuil dans le **coffre d'une voiture**.



Compatible avec toute la gamme SmartChair

Pratique et léger, le SmartUp n'est pas encombrant et s'adapte parfaitement aux fauteuils de la gamme SmartChair.

SmartChair

Indications générales

Poids du SmartUp	9.5 kg	Hauteur charge	1.5 m
Dimension plié	72x45x23 cm	Charge max.	40 kg
Dimension ouvert	1780x85x70 cm		

Compatible avec toute la gamme **SmartChair**

L'utilisation du SmartUp s'adapte parfaitement à l'ensemble de la gamme SmartChair. Facilitez vos déplacements et limitez considérablement vos efforts !

	Home		Mixte		City		EVO		
									
	Standard	XL	Standard	XL	Standard	XL	Standard		
Poids du fauteuil*	23kg	25kg	24kg	26kg	25kg	27kg	32kg		
Poids maxi supporté (kg)	115kg	150kg	115kg	150kg	150kg	160kg	150kg		
Roues arrière	8"	8"	10"	10"	12"	12"	12"		
Autonomie	24km	24km	24km	24km	24km	28km	20km		
Usage intérieur	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ☆	★ ★ ☆	★ ☆ ☆	★ ☆ ☆	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Usage extérieur	★ ☆ ☆	★ ☆ ☆	★ ★ ☆	★ ★ ☆	★ ★ ☆	★ ★ ☆	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★

*avec les deux batteries (+2.8kg)

Les accessoires de la gamme SmartChair

Découvrez l'ensemble des accessoires de la gamme SmartChair Authentique.



Adaptateur USB



Déport tierce personne



Repose jambe



Valise de transport



Appui-tête



Kit éclairage



Support pour gobelet



Support de canne



Housse de protection



Adaptateur charge externe