

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



Lisa

Pliante, évolutive et légère



Longue durée de vie. Grâce à sa robustesse et les possibilités d'adaptation, la Lisa va de pair avec la croissance de l'enfant

Lisa

Pliante, évolutive et légère

La poussette Lisa évolue au rythme de l'enfant grâce à sa profondeur d'assise modulable. Le dossier inclinable à 30° associé à la toile de dossier baleinée procure un positionnement optimal pour l'enfant. Sa facilité de pliage "cane", le frein d'arrêt centralisé, le dispositif d'inclinaison intégré... permettent un usage pratique et facilité au quotidien.

Lisa, une poussette pour aujourd'hui et pour demain !

Otto Bock France

4 rue de la Réunion · 91940 Les Ulis · Tel 01.69.18.88.30 · Fax 01.69.18.06.17 · www.ottobock.com · reha@ottobock.fr



Lisa

Caractéristiques techniques

	Taille 1	Taille 2
Largeur d'assise (en cm)		
Sans cales	36	41
Avec cales (option)	28 / 30 / 32	33 / 35 / 37
Profondeur d'assise (en cm)	30 - 35	35 - 40
Hauteur de dossier (en cm)	65	70
Inclinaison	90° à 120°	90° à 120°
Longueur du tibia (en cm)	27 - 40	27 - 40
Diamètre de roue (en mm)		
AV	180	180
AR	250	250
Charge admise	50 kg	60 kg
Poids (équipement de base)	13,5 kg	14 kg
Dimensions plié (L x l x h)	103 x 45 x 43	103 x 45 x 43

Lisa en détail

- Poussette compacte en aluminium
- Toile Nylon baleinée
- Habillage rembourré avec emplacements pour le raccordement d'accessoires (en option)
- Dispositif d'inclinaison intégré
- Dossier inclinable (30°)
- Nombreux accessoires de positionnement : plot, appuie-tête, harnais...



Rembourrage et accoudoirs



Dossier inclinable



Pelotes latérales



Plot d'abduction



Frein d'arrêt



Dispositif d'inclinaison intégré



Buggy Board



Capote pluie / soleil

OAO Bock®

QUALITY FOR LIFE