

A man wearing sunglasses and a black jacket is sitting in a silver and orange Quickie wheelchair. He is positioned in front of a modern building with large glass windows. The wheelchair has 'QUICKIE' written on the front wheel. The background shows a paved plaza and a clear sky.

**QUICKIE**<sup>®</sup>  
Live without limits.

**LIFE  
FAMILY**



# NEW LIFE FAMILY

Vivre sa VIE pleinement  
Encore plus de liberté avec La NOUVELLE  
FAMILLE Quickie LIFE .

## FAMILLE LIFE : LEGERETE, ROBUSTESSE ET STYLE

Avec la nouvelle version cadre rigide et ses nombreuses caractéristiques, il est désormais facile de trouver le LIFE qui correspond à ses besoins et à son style de vie.

**LIFE**



Châssis pliant, repose-pieds fixes

**LIFE SA**



Châssis pliant, repose-pieds escamotables

**LIFE R**

**NOUVEAU!**



Châssis **rigide**, repose-pieds fixes



# NEW LIFE R



# RIGIDE, FIABLE ET ROBUSTE, LE LIFE R A ETE CONCU POUR AMELIORER VOTRE VIE .... MAINTENANT ET POUR LES ANNEES A VENIR.

Le LIFE R est basé sur une conception modulaire, ainsi la partie avant du châssis peut être remplacée pour augmenter la profondeur d'assise. Idéal pour les adolescents en pleine croissance et une remise à niveau si besoin.

Différents angles de repose-pieds : 75°, 85° et 85° avec ajustement de châssis de 2 cm (1cm par côté), quatre longueurs de châssis et de nombreuses configurations possibles pour gagner en mobilité et en indépendance.



CONCEPTION EFFICACE ET FIABLE POUR  
RESTER FOCALISE SUR SES ACTIVITES QUOTIDIENNES. QUELLE QUE SOIT LA JOURNEE  
QUI VOUS ATTEND, LE QUICKIE LIFE VOUS  
PERMETTRA DE GARDER LE CAP !



# QUICKIE LIFE



# VIE ACTIVE

UNE VIE ACTIVE SOLLICITE ENORMEMENT VOTRE FAUTEUIL ROULANT, DE FAÇONS AUSSI VARIÉES QUE SONT VOS ACTIVITÉS QUOTIDIENNES. QUICKIE LIFE VOUS SUIVRA DANS TOUS VOS PROJETS !

Quickie LIFE regroupe toutes les caractéristiques nécessaires pour rendre vos déplacements fluides et confortables. Ajustable et configurable à souhait à travers 3 versions de châssis, le Quickie LIFE répond parfaitement aux attentes des personnes actives, comme vous.

Personnalisez votre LIFE à vos besoins et à vos envies. Choisissez parmi une large sélection d'accoudoirs, protège-vêtements, palettes, roues ... et définissez votre style parmi 10 coloris de châssis et des harmonisations de couleur.



JOUEZ AVEC LES NOUVELLES COULEURS ET LE DESIGN MODERNE DE SON CADRE, POUR FAIRE DE VOTRE LIFE, UN FAUTEUIL A VOTRE IMAGE.



# NEW LIFE R



## DE NOMBREUSES POSSIBILITES POUR PERSONNALISER VOTRE FAUTEUIL ET VIVRE VOTRE MOBILITE AVEC STYLE...



### Hauteur d'assise réglable sur sept positions

4 possibilités de carrossage (0° à 4°), réglage du centre de gravité (très actif 8.3cm à passif 2.3cm), et plaque d'axe disponible en 3 coloris (noir, orange ou argent)



### Fourche réglable en angle

Plage d'angulation importante pour assurer une performance de conduite optimale.



### Dossier réglable en angle

Mécanisme léger et simple à ajuster. Offre un réglage de -12° à +8° par palier de 4°.



### Accoudoirs réglables en hauteur

Amovibles et légers pour faciliter les transferts



### Châssis avant actif

Compact, angle à 85° et ajustement de 2 cm pour les Utilisateurs les plus actifs.



### Support d'axe handbike

Favorise la stabilité lors de la combinaison du fauteuil et d'un handbike.



### Palette monobloc légère

Réglable en angle et en profondeur. Disponible en composite et en aluminium.



### Compact

Roues à démontage rapide, **dossier rabattable** sur l'assise, châssis avant 85° rendent le Quickie Life facile à transporter dans une voiture.

# QUICKIE LIFE



POTENCES ESCAMOTABLES



## QUEL QUE SOIT VOTRE STYLE DE VIE, QUICKIE LIFE OFFRE DE MULTIPLES POSSIBILITES DE REGLAGES ET DE CONFIGURATIONS



### Hauteur d'assise réglable sur sept positions

4 possibilités de carrossage (0° à 4°), réglage du centre de gravité (très actif 8.3cm à passif 2.3cm), et plaque d'axe disponible en 3 coloris (noir, orange ou argent)



### Accoudoirs modernes

Rigides et avec beaucoup de style



### Dossier réglable en angle

Mécanisme léger et simple à régler. Permet un réglage de -12° à +12° par paliers de 4°



### Accoudoirs réglables en hauteur

Amovibles et légers pour faciliter les transferts



### Châssis actif

Avec un angle de 85°, avec ou sans ajustement de 2 cm pour les Utilisateurs les plus actifs



### Verrou de pliage

S'opère d'une seule main, maintient le fauteuil plié en toute sécurité



### Palette monobloc relevable

Légère, réglable en angle et en profondeur



### Roulette anti-bascule

Augmente la stabilité avec un minimum de poids



## DONNEES TECHNIQUES

**QUICKIE**<sup>®</sup>  
Live without limits.

	LIFE	LIFE SA - POTENCES ESCAMOTABLES	LIFE R
Largeur Hors-Tout	LS + 20 cm	LS + 20 cm	LS + 20 cm
Largeurs d'Assise	36 - 50 cm	36 - 50 cm	34 - 48 cm
Hauteurs de Dossier	25 - 47,5 cm	25 - 47,5 cm	25 - 45 cm
Profondeurs d'Assise	36 - 50 cm	36 - 50 cm	36 - 50 cm
Hauteurs d'Assise Arrière	40 - 50 cm	40 - 50 cm	36 - 45 cm
Hauteurs d'Assise Avant	40 - 54 cm	40 - 54 cm	39 - 50 cm
Angles de dossier	-12° à +12°	-12° à +12°	-12° à +8°
Angles de Châssis Avant	75°;85°,85° avec ajustement de 2 cm	80° et 70°	75°;85°,85° avec ajustement de 2 cm
Coloris de Châssis	10	10	10
Coloris de Toile	1	1	1
Coloris Fourches et Plaques d'Axe	3	3	3
Poids Fauteuil Complet (à partir de)	12,8 kg	13,3 kg	12,5
Poids Maximum Utilisateur	125 kg	125 kg	125 kg



**SUNRISE**  
MEDICAL.

Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie - 17 Rue Michaël Faraday | 37170 Chambray-Lès-Tours · Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00 | Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03  
info@sunrisemedical.fr | www.SunriseMedical.fr