

ROHO® MOSAIC®

Confort et Protection

permobil





Conçu pour le confort


En s'adaptant systématiquement à votre morphologie et en suivant vos mouvements tout au long de la journée, le coussin MOSAIC est conçu pour votre confort. Grâce désormais à un design plus anatomique de la hauteur des cellules et une circulation de l'air plus efficace et mieux contrôlée, vous pouvez rester assis plus longtemps, sans douleur.

Protection prouvée

Le coussin MOSAIC apporte une protection préventive de la peau et des tissus mous grâce à sa technologie reconnue basée sur des cellules d'air ROHO. Elles se conformeront parfaitement aux formes de votre corps et bougent avec vous.

Les avantages du MOSAIC

Le ROHO MOSAIC a été conçu pour :



PROTECTION
DE LA PEAU ET
DES TISSUS



CONFORT

Caractéristiques

Tailles	41 cm x 41 cm (16" x 16")
	41 cm x 46 cm (16" x 18")
	44 cm x 44 cm (17" x 17")
	46 cm x 41 cm (18" x 16")
	46 cm x 46 cm (18" x 18")
	51 cm x 46 cm (20" x 18")
Poids max utilisateur	143 kg
Poids du coussin	0,6 kg*
Type de housse	Housse imperméable
Matériau du coussin	Polyvinyle sans DEHP
Garantie du coussin	Garantie limitée de 2 ans
Garantie de la housse	Garantie limitée de 6 mois
Livré avec	Une housse, une pompe de gonflage, un mode d'emploi et un kit de réparation

*Le poids du coussin varie en fonction de la taille de celui-ci.

Usage prévu

Le coussin Mosaic est prévu pour les personnes qui :

- ont un risque de lésion de peau ou des tissus mous
- ont une altération de la sensibilité au niveau de la zone d'assise
- ressentent un inconfort à la suite d'une position assise prolongée

© 2018 Permobil. Ce qui suit sont des marques déposées de ROHO Inc: MOSAIC®, ROHO®. Permobil poursuit une politique d'amélioration continue de ses produits et se réserve le droit de modifier ce document. La version actuelle de ce document est disponible sur permobil.fr