



E1 Petite taille

# Educator E1

3 tailles

**EDUCATOR E1** est un appareil modulaire de verticalisation et de déambulation, démontable, conçu pour permettre la mise en station debout et le rééducation progressive de la marche des personnes peu toniques, atteintes de paralysie des membres inférieurs.

**EDUCATOR E1** est équipé en série de :

- 5 roulettes (dont deux à freins), munies de butoirs de protection
- Coussin selle avec appui pubien (réglable en hauteur, avant /arrière)
- Appui thorax (réglable en hauteur, avant/arrière)
- Guidon

## COLORIS

Petite taille	jaune
Grande taille	bleu
Très grande taille	gris pluton

## DIMENSIONS (mm)

Par rapport au sol	Hauteur du coussin selle	Hauteur appui thorax	Dimensions au sol	Poids appareil (kg)	Poids maxi utilisateur (kg)
Petite taille	320 à 550	640 à 900	660 x 1040	7	50
Grande taille	410 à 750	800 à 1200	760 x 1250	9	80
Très grande taille	560 à 900	1000 à 1300	900 x 1250	10	90

## OPTIONS

Séparateur de jambes

Blocage directionnel de la roue arrière

Appui-bras (réglable hauteur, avant/arrière)

Selle de cheval...