



Hippo

4 tailles

HIPPO est un appareil modulaire de verticalisation et de déambulation conçu pour permettre la mise en station debout et la rééducation progressive de la marche des personnes hypotoniques atteintes de paralysie des membres inférieurs.

Le réglage de l'inclinaison du mât permet de l'adapter à chaque utilisateur afin de faciliter le déclenchement de la marche.

Le réglage indépendant de la tablette permet d'améliorer la posture de l'utilisateur.

HIPPO est équipé en série de :

- Appui-thorax + tablette inclinable + guidon
- Coussin selle + appui-fessier
- Séparateur de jambes
- Butoirs de protection et blocage directionnel de la roue arrière

COLORIS

Très petite taille	carotte	Grande taille	bleu
Petite taille	jaune	Très grande taille	gris pluton

DIMENSIONS (mm)

Par rapport au sol	Hauteur du coussin selle	Hauteur de l'appui thorax	Dimensions au sol	Poids appareil (kg)	Poids maxi utilisateur (kg)
Très petite taille	230 à 380	420 à 530	660 x 740	10	35
Petite taille	300 à 440	520 à 740	660 x 1040	12	50
Grande taille	400 à 600	760 à 1100	760 x 1250	17	80
Très grande taille	560 à 900	1000 à 1300	900 x 1250	20	90

OPTIONS

Selle monocycle

Selle de cheval

Cale-tronc

Séparateur de jambes réhaussé

