



**Hyper abduction**  
(option)



**Tablette inclinable**  
(option)

# Standing BB

Petit enfant

**STANDING BB** a été conçu pour les petits enfants dont la taille ne dépasse pas 1 m 10 ou 35 kg.

Une version équipée avec le système d'hyper abduction est également disponible. Il permet le maintien sur le même plan des appuis sous rotuliens et des cale-pieds, quel que soit l'angle d'abduction.

La mise en station debout permet :

- sur le plan osseux, la conservation de la structure du squelette;
- sur le plan musculaire et articulaire, le meilleur traitement préventif des enraidissements et rétractations;
- sur le plan psychologique, un progrès appréciable pour les handicapés vivant le plus souvent en station assise; debout, ils peuvent travailler, s'amuser ou lire grâce à la tablette.

De multiples réglages font du **STANDING BB** un appareil adapté à toutes les circonstances. La verticalisation laissant libre les membres supérieurs, une tablette sur pieds inclinable et réglable en hauteur peut être adjointe permettant la manipulation de différents objets.

## COLORIS

Rouge

## DIMENSIONS (mm)

Par rapport au sol	Ecartement appuis sous-rotuliens	Hauteur corselet sous les aisselles	Ecartement des sabots	Hauteur appuis sous-rotuliens	Encombrement larg. x long.	Poids (kg)
Petit enfant taille maxi 110 cm	80 à 250	500 à 800	60 à 250	150 à 400	450 x 550	10

## OPTIONS

Roulettes

Système pour hyper abduction

Tablette inclinable sur pieds