

Tablette transparente  
amovibleAppui fessier  
réglable en hauteur,  
avant/arrièreAppui genoux réglable  
en hauteurHauteur plateau  
réglable

Cale-pieds

**Embase sur roulettes**  
(option)

# Standing GT

Poids maxi utilisateur 90 kg.

Adulte

**STANDING GT** est un appareil modulaire de verticalisation équipé d'une base fixe.

La tablette amovible transparente permet différentes activités. La commande d'ouverture et de fermeture de l'appui fessier est d'un accès simple.

Cet appareil est équipé de coussins en mousse polyuréthane injectée.

Son embase sur roulettes en option permet de déplacer la personne verticalisée en toute sécurité sur une surface plane.

## COLORIS

Gris pluton

## OPTIONS

Embase sur roulettes

## DIMENSIONS (mm)

Par rapport au sol	Hauteur de l'appui fessier	Encombrement larg. x long.	Poids (kg)
Taille adulte	820 à 1150	650 x 970	32