

Standing NM

Adolescent
& Adulte

Poids maxi utilisateur 90 kg (modèle adulte) et 60 kg (modèle adolescent)

STANDING NM permet une verticalisation en toute sécurité grâce à son appui fessier simple bras enveloppant.

Une tablette façon bois permet différentes activités.

La commande d'ouverture et de fermeture de l'appui fessier est d'un accès simple ; elle est prévue à droite, mais peut être placée à gauche sur demande.

Cet appareil est équipé de coussins en mousse polyuréthane injectée.

Tablette réglable
avant/arrière

Appui fessier
simple bras réglable en
hauteur, avant/arrière

Appui genoux
réglable en hauteur

Commande d'ouverture
et fermeture de l'appui
fessier

Roulettes

Cale-pieds

COLORIS

Gris pluton

DIMENSIONS (mm)

Par rapport au sol	Hauteur de la tablette	Hauteur de l'appui fessier	Hauteur de l'appui genoux	Encombrement larg. x long.	Poids (kg)
Adolescent	720 à 1050	570 à 800	250 à 500	650 x 750	30
Adulte	900 à 1200	800 à 1050	380 à 700	650 x 750	30

OPTIONS

Appui dos inclinable pour un bon maintien du tronc réglable en hauteur et avant/arrière

Appui fessier double bras réglable en hauteur et avant/arrière

Appui frontal et thoracique réglable en hauteur



Appui dos inclinable
(réglable hauteur et
avant/arrière)



Appui frontal et thoracique
(réglable en hauteur)

