



Walki

3 tailles

WALKI est un appareil modulaire de verticalisation et de déambulation. Il a été conçu pour la mise en station debout et la rééducation progressive de la marche des personnes atteintes de paralysie des membres inférieurs.

Le réglage de la selle monocycle permet de corriger l'abduction et facilite la poussée.

WALKI est équipé en série de :

- Appui-thorax + tablette + guidon
- Selle monocycle, butoirs de protection
- Freins sur roues arrière et blocage directionnel permanent

COLORIS

Très petite taille	carotte
Petite taille	jaune
Grande taille	bleu
Très grande taille	gris pluton

DIMENSIONS (mm)

Par rapport au sol	Hauteur coussin selle	Hauteur appui thorax	Dimensions au sol	Poids appareil (kg)	Poids maxi utilisateur (kg)
Très petite taille	280 à 400	560 à 720	520 x 860	10	35
Petite taille	350 à 630	740 à 960	650 x 780	14	50
Grande taille	530 à 980	920 à 1290	650 x 990	16	80
Très grande taille	750 à 980	1070 à 1400	650 x 990	16	90

OPTIONS

- Appui fessier
- Cale-tronc
- Séparateur de jambes
- Selle de cheval

Vous trouverez les **infos** techniques sur nos produits, ainsi que nos bons de commandes **téléchargeables**, sur notre site internet : www.rupiani.fr