

Youpi

4 tailles

YOUPI est un appareil modulaire de verticalisation et de déambulation, style Youpala®, conçu pour faciliter la marche en position verticale. Parfaitement stable avec ses quatre roues, il procure une grande souplesse d'utilisation.

YOUPI est équipé en série de :

- Tablette transparente
- Assise culotte (5 tailles)
- Appui-dos et appui thoracique réglables
- Blocage des roues directionnelles arrières + butoirs de protection.
- Appui-dos et appui-thorax : hauteur depuis la tablette 80 à 290 cm.

Modèle **YOUPI** pour l'extérieur, équipé de roues de diamètre 140 mm.

COLORIS

Très petite taille	carotte	Grande taille	bleu
Petite taille	jaune	Très grande taille	gris pluton

DIMENSIONS (mm)

Par rapport au sol	Hauteur culotte	Hauteur de la tablette	Dimensions au sol	Poids appareil (kg)	Poids maxi utilisateur (kg)
Très petite taille	190 à 420	460 à 690	570 x 610	12	35
Petite taille	300 à 500	570 à 780	665 x 835	14	50
Grande taille	360 à 800	790 à 1210	750 x 1040	18	80
Taille adulte	450 à 870	850 à 1250	750 x 1040	18	90

OPTIONS

Séparateur de jambes

Guidon

Selle monocycle / Selle de cheval

Appui sous axillaires

