

Sièges de bain



SPIDRA

Siège de bain.
Large coque composite enveloppante et confortable.
Commandes ergonomiques et robustes.
Nettoyage aisé.
Tube acier/inox diam 25 mm et protection Epoxy.
16 coloris de tube au choix.

Ref. SPIDRA 150

Siège de bain.
Marche pied de baignoire.
Lattes plastiques.
Inox.



100 Kg

Ref. SPIDRA 400

Siège PIVOTANT à large coque composite enveloppante et confortable.

Ref. SPIDRA 500

Siège PIVOTANT à large coque composite enveloppante et confortable avec accoudoirs escamotables.




120 Kg

Ref. SPIDRA 600

Siège PIVOTANT à large coque composite enveloppante et confortable avec accoudoirs relevables, assise plus haute de 7 cm.



120 Kg



Spidra 500/600



Spidra 150 inox



Spidra 400

Côtes en cm



Spidra 150
Spidra 400
Spidra 500
Spidra 600

19
53
53
60

65
65
65
65

71
71
71
71

-7
0
0
+7

50 à 60
55 à 60
55 à 60
55 à 60

60 à 70
60 à 70
60 à 70
60 à 70

Epoxy couleur
Epoxy couleur
Epoxy couleur
Epoxy couleur

3,6 Kg
6,5 Kg
7,2 Kg
7,4 Kg



REFERENCES NORMATIVES :

Qualité de fabrication et de service :
• ISO 9001 version 2000
• ISO 13485 version 2003

Conformité produit : CE
NF EN 1441 et NF EN ISO 14971

Siège social - Parc Eurasanté
243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse
B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

www.hms-vilgo.com

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical