

**TABLE DE KINÉSITHÉRAPIE À HAUTEUR FIXE**  
**PHYSIOTHERAPY COUCH WITH FIXED HEIGHT**



Ergonomie  
Ergonomic

Design  
Design

Adaptabilité  
Adaptability

Confort  
Comfort

Hygiène  
Hygiene

**OPTIONS**

- ACC832 :  
Trou visage avec bouchon  
*face slit in head cushion*

- ACC54001, 02, 03 :  
Tête 1/2 lune largeur 600  
(ACC54001), 700 (ACC54002) ou  
800 (ACC54003)  
Revêtement de classe anti-feu M1,  
16 coloris au choix  
*Head-rest, width 600 (ACC54001), 700  
(ACC54002) or 800 (ACC54003), M1  
class, 16 colours available*



**WOODCHAISE**

- Chaise de massage pliable à hauteur variable de 60 à 85 cm  
*Folding Massage Chair with Height adjustable from 60 to 85 cm*
- Châssis en aluminium articulé et pliable  
*Folding articulated aluminium frame*
- Sellerie vinyle résistant à l'huile et à l'eau  
*Vinyl upholstery, oil and water resistant*
- Equipée de :
  - un coussin poitrine : ajustable avec cavités poitrine
  - un siège ajustable
  - un coussin tête amovible
  - une tête multi-réglable et rabattable
  - un repose bras réglable
  - un sac de transport à roulettes avec poignée réglable
- Equipée with:
  - a chest cushion: Adjustable with chest cavities e
  - An adjustable seat
  - A removable headrest cushion
  - A multi-adjustable folding headrest
  - An adjustable armrests
  - a travelling case with wheels and an adjustable handle
- Poids de la chaise = 7 Kg  
*Chair weight = 7 kg*
- Coloris : Beige, Bleu foncé, Chocolat, Noir  
*Colours: Beige, Dark Blue, Chocolate, Black*



Coloris  
Colours

Sellerie  
Upholstery



Piètement  
Base



Produits distribués par  
Products distributed by



## ECOMAXKINE

- **Table de kinésithérapie à hauteur fixe, 80 cm**  
*Physiotherapy couch with fixed height, 80 cm*
- **Qualité acier revêtement peinture époxy argent ou blanc**  
*Steel quality, epoxy coat, white or chromed coat*
- **Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 6 cm largeur 600 ou 700 mm, non feu classé M1, 13 coloris au choix**  
*Comfortable shaped upholstery with good density on 6 cm foam, width 600 or 700 mm, M1 class, 13 colours available*
- **Réglage du dossier en toutes positions par 1 vérin à gaz**  
*Headrest adjustment via 1 gas jack*
- **Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen**  
*Equipped with exam sheet roller*
- **Capacité de charge : 150 Kg en dynamique**  
*Load capacity: Dynamic 150 kg*

## 970

- **Table réglable en hauteur sur 3 positions par blocage des pieds :**
  - position haute : 74 cm
  - position intermédiaire : 66 cm
  - position basse : 58 cm
- *Physiotherapy couch with adjustable height, 3 positions :*
  - High position: 74 cm
  - Medium position: 66 cm
  - Low position: 58 cm
- **Possibilité position oblique (réglage indépendant des pieds avant et arrière)**  
*Oblique position (the foot positions are independant)*
- **Qualité acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix**  
*Steel quality, epoxy coat, 16 colours range*
- **Sellerie plate sur mousse épaisseur 5 cm largeur 570 mm, non feu classé M1, 13 coloris au choix**  
*Comfortable shaped upholstery with good density on 5 cm foam, width 570 mm, M1 class, 13 colours available*
- **Capacité de charge : 130 Kg en dynamique**  
*Load capacity: Dynamic 130 kg*

## BOBATH

- **Table Bobath à hauteur fixe, 50 cm**  
*Bobath couch with fixed height, 50 cm*
- **Qualité acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix**  
*Steel quality, epoxy coat, 16 colours range*
- **Sellerie en forme sur mousse haute densité épaisseur 4 cm, 13 coloris au choix**  
*Flat upholstery with high density on 5 cm foam, 13 colours range*
- **Capacité de charge : 150 Kg en dynamique**  
*Load capacity: Dynamic 150 kg*
- **Dimensions :**
  - Longueur = 2 m
  - largeur = 1 m ou 2 m
- *Dimensions:*
  - Length= 2 m
  - Width= 1 m or 2 m

## WOOD


- **Table de massage pliable à hauteur variable de 60 à 79 cm, 1 vis de serrage par pied**  
*Folding massage table with height adjustable from 60 to 79 cm, 1 screw per leg*
- **Sellerie vinyle, 2 couches anti-feu, largeur 71 cm, épaisseur 4 cm, résistant à l'huile et à l'eau**  
*Vinyl upholstery, 2 anti-fire layers, width 71cm, thickness 4 cm, oil and water resistant*
- **Equipée de :**
  - d'une tête multi-réglable
  - d'un repose bras amovible
  - d'un sac de transport de luxe
- *Equipped with:*
  - a multi-adjustable head rest
  - a removable arm rest
  - a luxury travelling case
- **Poids supportable = 200 Kg en dynamique**  
*Supportable weight = 200 kg*
- **Poids de la table = 14 Kg**  
*Table weight = 14 kg*
- **Dimensions :**
  - Longueur 185 cm, 211 cm avec tête
- **Dimensions:**
  - Length 185 cm, 211 cm with head rest
- **Coloris: Beige, Bleu, Chocolat, Noir**  
*Colours: Beige, Blue, Chocolate, Black*

## WOODPLUS

- **Table de massage pliable à Hauteur variable de 60 à 90 cm, 2 vis de serrage par pied**  
*Folding Massage Table with height adjustable from 60 to 90 cm, 2 screws per leg*
- **Sellerie vinyle, fine mousse haute qualité anti-feu, largeur 71 cm, épaisseur 5 cm, résistant à l'huile et à l'eau**  
*Vinyl upholstery, high quality anti-fire delicate foam, width 71 cm, thickness 5 cm, oil and water resistant*
- **Equipée de :**
  - d'un dossier avec trou visage,
  - d'un sac de transport de luxe
- *Equipped with:*
  - a back rest with a face hole, length 70 cm can be tilted from 0° to 70°
  - a luxury travelling case
- **Poids de la table = 17 Kg**  
*Table weight = 17 kg*
- **Dimensions :**
  - Longueur 185 cm, 211 cm avec dossier
- **Dimensions:**
  - Length 185 cm, 211 cm with back rest
- **Coloris : Beige, Bleu, Chocolat, Noir**  
*Colours: Beige, Blue, Chocolate, Black*




ECOMAXKINE



970



BOBATH



WOOD



WOODPLUS