

# TABLES à manger

Les tables simple plateau



Galeo



AC 207

**NOUVEAU** Galeo+ et AC207+ :  
Réglables par vérin



TA 3909



TA 3904



  
**HMS - VILGO**  
fabricants de matériel médical

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES et OPTIONS

### Galeo/ Galeo+ et AC 207/207+

- Grand plateau réglable :
  - En hauteur.
  - En inclinaison.
- Baguette de rétention
- Réglage de la hauteur manuel (Galeo / AC 207)
- Réglage de la hauteur par vérin (Galeo + / AC 207 +)
- Piétement en « U » réglable en largeur (AC 207 / AC 207 +)
- Colonne positionnable à droite ou à gauche (AC 207 / AC 207 +)
- 2 roulettes à frein (AC 207 / AC 207 +)
- Piétement cintré (Galeo / Galeo +)

#### OPTIONS:

- 2<sup>ème</sup> baguette de rétention.
- 2 roulettes à frein (Galéo, Galeo+).



### TA 3909

- Plateau réglable :
  - En hauteur.
  - En inclinaison.
  - Coulissement latéral .
- Réglage de la hauteur manuel.
- Piétement en « H ».
- 2 roulettes à frein.

### TA 3904

- Grand plateau réglable en hauteur.
- Réglage de la hauteur par vérin.
- Piétement en « H ».
- 2 roulettes à freins.

- Réglable par vérin pour les versions "+".

## COLORIS DE PLATEAUX

	Gris	Hêtre du tyrol	Poirier d'Alsace
● AC 207			
● Galeo			



Livree démontée en carton présentoir facile à emporter (Galéo, Galéo+, AC207, AC207+)

## COLORIS DE TUBES

### Les TRADITIONNELLES

- Jaune
- Rouge
- Bleu
- Vert



### Les CLASSIQUES

- Noir décor
- Blanc
- Bordeaux
- Noir



### Les PASTELS

- Bleu
- Gris
- Vert
- Rose



### Les TENDANCES

- Amande
- Lilas
- Abricot
- Lagon



## CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Côtes en cm							
Galéo/Galeo+	73/112	43	70	40x70	Epoxy couleur	15	56
AC 207/AC207+	72/110	42	56/77	40x70	Epoxy couleur	10	56
TA 3909	70/115	42	68	40x60	Epoxy gris	10	56
TA 3904	73/115	39	67	38x76	Epoxy gris	10	63