

TABLE DE PÉDIATRIE À HAUTEUR FIXE
PEDIATRIC COUCH WITH FIXED HEIGHT



Ergonomie
Ergonomic

Confort
Comfort

Design
Design

Adaptabilité
Adaptability

Hygiène
Hygiene

www.carinamedical.com

OPTIONS

• **ACC125 :**
Porte rouleau draps d'examen
Exam sheet roller



• **Tiroir 600 x 400**
Drawer 600 x 400 mm



• **Plateaux bois fixé sur le châssis**
Lower shelve white wooden stratified

• **ACC990 :**
Jeu de 4 roulettes Ø 125 mm à frein
4 castors Ø 125 mm with full brakes

Sellerie
Upholstery



Ecomax
Ecomax



Piètement
Base



Produits distribués par
Products distributed by

PEDIA 01

- **Table de pédiatrie à hauteur fixe**
Pediatric couch with fixed height
- **Piètement composé d'un meuble métallique (4 tiroirs avec une serrure centralisée) fixé sous la table, peint époxy, 16 coloris au choix**
1 metal coffer painted, 16 colours range, coffer with 4 drawers and lock system
- **Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 5 cm, avec rebords sur 3 côtés, revêtement de classe anti-feu M1, 13 coloris au choix**
Comfortable upholstery with good density on 50 mm foam, M1 class, 13 colours range

- **Equipée de 4 roulettes pivotantes à freins Ø 80mm**
4 blacks swivelling wheels with brakes Ø80 mm
- **Capacité de charge : 80 Kg en dynamique**
Load capacity: Dynamic 80kg

PEDIA 03

- **Table de pédiatrie à hauteur fixe**
Pediatric couch with fixed height
- **Qualité acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix**
Steel quality, epoxy coat, 16 colours range
- **Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 5 cm, avec rebords sur 3 côtés, revêtement de classe anti-feu M1, 13 coloris au choix**
Comfortable shaped upholstery with good density on 6 cm foam, 13 colours range
- **Capacité de charge : 80 Kg en dynamique**
Load capacity: Dynamic 80kg

PEDIADIVAN 01

- **Divan à hauteur fixe, 70 ou 80 cm**
Examination couch with fixed height, 70 or 80 cm
- **Qualité acier revêtement peinture époxy argent chromé ou blanc**
Steel quality, epoxy coat, white or chrome coat
- **Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 6 cm largeur 600, 5 coloris au choix (bleu, jaune, vert, noir et blanc)**
Comfortable shaped upholstery with good density on 6 cm foam, width 600, 5 colours range (blue, yellow, green, black and white)
- **Réglage du dossier en toutes positions par 2 crémaillères mécaniques autobloquantes**
Back rest adjustment via 2 self locking mechanism systems
- **Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen**
Equipped with exam sheet roller
- **Livré démonté avec clé et notice de montage**
Delivery in kit form to be assembled with spanner and blueprint
- **Capacité de charge : 130 Kg en dynamique**
Load capacity: Dynamic 130kg



PEDIA 01



PEDIA 04T



PEDIA 06T



PEDIA DIVAN 01

