

SIÈGES ET TABOURETS
CHAIRS AND STOOLS



Adaptabilité
Adaptability



Design
Design

www.carinamedical.com

[illegible]

• CARINA présente une large gamme de tabourets et sièges qui répond à toutes les exigences du monde médical. Effectivement, la diversité de ses options permet de répondre au mieux à toutes les spécificités du marché.

CARINA represents a large range of chairs and stools in appliance to the regulations of the medical world.

The diversity of choice allows us to reply to the different specifications required.

• Différents modèles de pieds :

- > 5 branches ABS noir, empattement 550 mm
- > 5 branches peint époxy, empattement 550 mm, 16 coloris choix
- > 5 branches chromé, empattement 550 mm
- > 5 branches aluminium poli, empattement 500 mm
- > 5 branches inox, empattement 550 mm
- > Socle chromé

Different types of bases:

- > 5 Black ABS branches, wheel base 550 mm
- > 5 epoxy painted branches, wheel base 550 mm
- > 5 chrome branches, wheel base 550 mm
- > 5 aluminium branches, wheel base 500 mm
- > 5 stainless steel branches, wheel base 550 mm
- > Chrome foot

• Hygiène :

- > Tous nos tabourets sont équipés d'un carter ABS sous l'assise (sauf la gamme PRISCA)

Hygiene :

- > All our stools are equipped with an ABS housing underneath the seat (except for the PRISCA range)

• Différents modèles de roulettes :

- > Roulettes double galets Ø 50 mm
- > Roulettes double galets Ø 50 mm avec bandage souple, idéal pour sols durs
- > Roulettes simple galet Ø 50 mm avec bandage souple, idéal pour sols durs
- > Roulettes auto freinées en charge ou hors charge

Different types of wheels :

- > Double castor wheels Ø 50 mm
- > Double castor wheels with flexible rubber bands Ø 50 mm, ideal for hard surfaces
- > Single castor wheel with flexible rubber bands Ø 50 mm, ideal for hard surfaces
- > Auto-brakes rollers with or without weight

• Différents modèles d'assises :

- > Assise ronde Ø 35 cm, épaisseur 6 cm
- > Assise ronde Ø 35 cm, épaisseur 8 cm
- > Assise bois Ø 32 cm, épaisseur 2 cm
- > Assise ergonomique rectangulaire 400x315 épaisseur 6 cm
- > Assise selle pour un excellent maintien de la colonne vertébrale

Different types of seats:

- > Round seat Ø 35 cm, foam thickness 4 cm
- > Round seat Ø 35 cm, foam thickness 8 cm
- > Round wooden seat, Ø 340, épaisseur 2cm
- > Rectangular ergonomic seat 400x315, foam thickness 6cm
- > Saddle seat, excellent seated position for the vertebral column

• Types de revêtement :

- > 23 coloris au choix, anti-feu classé M1
- > PRISCA, 5 coloris au choix, anti-feu classé M2

Types de upholstery :

- > Range of 23 colours, M1 class covering
- > PRISCA, range of 5 colours, M2 class covering

• Différents types de colonnes :

- > Hauteur basse
- > Hauteur standard
- > Hauteur haute

Different types of columns:

- > Low model
- > Standard model
- > High model

• Différentes options :

- > Dossier réglable en hauteur et profondeur : ACC10 ou ACC13
- > Repose pieds (sauf pour la commande aux pieds) : ACC15
- > Commande aux pieds (uniquement pour les bases chromée et ABS noir) : ACC14
- > Pied équipé de 5 patins fixes
- > Contact permanent pour dossier : ACC12
- > Inclinaison assis / debout : ACC17

Different options:

- > Articulated back rest adjustable height and depth: ACC10 or ACC13
- > Foot rest (except for foot control): ACC15
- > Foot control (only adaptable on the chrome and black abs bases): ACC14
- > Base with 5 pads
- > Back rest with constant contact: ACC12
- > Adjustable sit / stand: ACC17



Design
Design

Ergonomie
Ergonomic

Hygiène
Hygiene

Adaptabilité
Adaptability

Confort
Comfort

