



lid-lamps.com

# THERA

Lampe chauffante, idéale pour la kinésithérapie, les massages, l'ostéopathie, l'acupuncture...



- 250 Watts
- Garantie 5 ans
- Longévité des ampoules IR (culot E27): 5000 heures (en verre dur avec réflecteur intégré. 90% de l'énergie est transmise sous forme infrarouge.)
- Longueur de câble: 4 mètres autorisant une mobilité maximale (avec interrupteur sur la base de la lampe)
- Isolation classe I
- Couleur: blanc
- Diamètre tête de lampe: 260 mm (acier laqué époxy)
- Cote base de lampes: 69 x 69 mm, H: 115 mm, entraxe: 54,5 mm
- Longueur de flexible: 860 mm
- Interrupteur sans contact en option
- Elle améliore la récupération après l'effort par un procédé naturel et sans danger.
- En synergie avec les spécialités telles que la kinésithérapie, les massages, l'ostéopathie, l'acupuncture.
- Construction robuste : maniabilité optimale avec positionnement précis et fiable.
- Grille de protection avec trois pattes recouvertes de silicone.
- Poignée ergonomique.
- Réf : IRT250860

