

ULTRASON INTELECT® MOBILE



INFORMATIONS DE COMMANDE

2776	ULTRASON Intellect Mobile
Accessoires standards inclus :	
28501	Tête Ultrason - 5 cm ²
4248	Flacon de gel Ultrason 270 ml
Accessoires en option :	
28525	Tête Ultrason - 1 cm ²
28495	Tête Ultrason - 2 cm ²
28528	Tête Ultrason - 10 cm ²
27467	Sac de transport Gamme Mobile
27478	Bloc de batterie Gamme Mobile
2775	Guéridon : fonctionne uniquement avec l'adaptateur 2883
2883	Adaptateur pour guéridon
4238	Gel Ultrason - 5 litres

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation :	120-240 VAC, 50-60 Hz
Poids :	2,3 Kg
Dimensions LxWxH :	33 x 29 x 16,3 cm
Classe de sécurité électrique :	Catégorie 1, Type B
Tests de sécurité :	IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-5
CE	0413



CARACTÉRISTIQUES

- Fréquence d'1 à 3 MHz : changement possible en cours de séance.
- Traitement continu ou pulsé (10%, 20%, 50% et 100%).
- Intervention libre sur tous les paramètres sans arrêter la séance.
- Cycles de fonctionnement variables de 16 Hz, 48 Hz et 100 Hz.
- Les indications cliniques fournissent les protocoles et les paramètres des plus appropriés en fonction des pathologies rencontrées (tendinite aiguë ou chronique, claquage, arthrose, cicatrices adhésions...).
- 10 plages programmables.
- Conception légère, avec option d'alimentation par batterie et sac de transport portable conçu sur mesure pour faciliter les déplacements.
- Une conception innovante permet de l'utiliser sur un guéridon, une table, un mur ou de manière mobile.
- Têtes bi-fréquences totalement immergeables de conception ergonomique dans les tailles 1 cm², 2 cm², 5 cm² et 10 cm².
- Toutes les têtes sonores sont interchangeables grâce à la reconnaissance automatique (Electronic Signature™).
- Fonction de chauffage des têtes.
- Contrôle visuel et sonore de contact avec possibilité de décompte en temps effectif de traitement.
- Garantie de 3 ans.



Référence 4248
Flacon de Gel
Ultrasons 270 ml



Référence 4238
Bidon de Gel
Ultrasons 5L



10 cm² 5 cm² 2 cm² 1 cm²