

VERTIC' EASY / VERTIC' HOME



VERTIC' EASY



VERTIC' EASY : Guidon de transfert apportant une aide précieuse au quotidien pour le patient et le personnel soignant.

- Plate-forme sur plateau à billes
- Repose-pieds antidérapant pour une grande stabilité
- Roulettes de manutention
- Appui-jambes orientables et réglables en hauteur
- Poignées ergonomiques et réglables en hauteur
- Crochets de sangle et sangle disponibles en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(dimensions en cm, poids en kg)



H 130 x L 47 x P 51



Ø 45 x H 2



88 à 105 x L 45



107 à 124 x L 45



16



150

SANGLE



VERTIC' HOME : Le 2 en 1 : appareil de verticalisation et de déplacement

- Plate-forme sur plateau, 2 roues avant Ø 100 mm et 2 roues arrières double galets directionnelles à frein Ø 75 mm
- Repose-pieds antidérapant
- Barre stabilisatrice rétractable
- Poignées ergonomiques et réglables en hauteur
- Appui-jambes orientables et réglables en hauteur
- Crochets de sangle et sangle disponibles en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(dimensions en cm, poids en kg)



H 136 x L 49 x P 58



49 x 58 à 78



90,5 à 107,5 x L 45



111 à 128 x L 45



7



18



135

VERTIC' HOME

