

INNOV'SA

Fabricant de matériel médical

GAMME FMPR

Certifié CERAH

EDEN e

par INNOV'SA



FABRIQUÉ
EN FRANCE



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE

parce que votre CONFORT est au COEUR de nos préoccupations !



EDEN e coloris velours galène

l'EDEN e

est un fauteuil à pousser à inclinaison électrique. Il a été pensé pour les personnes en perte d'autonomie.



les atouts

- assise et profondeur réglables
- accueil hyper moelleux
- accès aux tables de repas
- possibilité de transferts, accoudoirs amovibles
- accoudoirs réglables proposant 3 largeurs d'assise (44, 50 ou 56 cm)
- 2 profondeurs d'assise réglable (49 ou 54 cm)
- prolongement de l'autonomie grâce à l'inclinaison électrique
- repose-jambes synchronisé à l'inclinaison de l'assise
- dossier pliable pour faciliter transport et stockage
- nettoyage facile de l'ensemble du fauteuil, couettes déhoussables et lavables en machine à 30°




tête réglable en hauteur



repose-mollets escamotables, et amovibles



repose-pieds escamotables, réglables en hauteur et amovibles



assise réglable en profondeur

56 50 44 cm



réglage d'angle de dossier de 90° à 120° (3 positions)

télécommande 2 boutons

pochette en option

coussin visco Classe II en option

oreiller ergonomique en option



kit batterie en option



respecter les Normes, la conformité et la réglementation



2 ans garantie fauteuil 2 ans



5 ans garanties vérin 5 ans




revêtements PVC/PU conforme aux Normes non-feu M1



Conformité UE (marquage CE)

coloris disponibles



velours saphir



velours galène



velours marron



tissu gris chiné



PVC gris galet



PVC bleu océan

À NOTER :

L'EDEN e est enregistré dans la catégorie « FMPR ».

À ce titre, une prise en charge est possible.

Libellé du FMPR

L'état de santé de Mr ou Mme
nécessite l'achat d'un FMPR à pousser neuf
non modulaire avec assise rigide
+ coussin visco Classe II



3 largeurs d'assise réglables	largeur hors-tout	profondeur d'assise	hauteur d'assise	hauteur hors-tout	poids du fauteuil	poids max utilisateur
440 mm	690 mm	490 mm 540 mm	500 mm	650 à 1350 mm	38kg	110kg
500 mm	690 mm					
560 mm	740 mm					

tolérance dimensionnelle et pondérale +/- 15 mm / 1,5 kg

CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE

FABRICATION FRANÇAISE



la combinaison GAGNANTE

- choix des fournisseurs • matériaux provenant majoritairement de FRANCE
- fabrication dans nos ateliers dans l'AUBE • process industriel maîtrisé

INNOV'SA

18 rue Emile coué 10004 TROYES cedex
CS 20888 / innovsa@innovsa.com
03 25 29 40 00



retrouvez tous nos produits sur notre site internet



retrouvez toutes nos actualités sur nos réseaux sociaux