

GAMME SCOOTERS



Pensés pour offrir Confort, Sécurité et Liberté de mouvement, notre gamme de scooter s'adaptera à chaque utilisateur et à chause mode de vie.
Que vous cherchiez un modèle pour les déplacements à l'INTÉRIEUR, une solution MIXTE pour la maison et les sorties ou encore un scooter robuste et performant pour un usage EXTÉRIEUR, nous avons l'équipement idéal.
Un choix varié, une **qualité garantie**. Tous nos produits sont **fabriqués en Europe**, gage de fiabilité, de performance et de durabilité.
Châssis garanti 2 ans

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :

Scooter modulaire SCO (Indiquer la classe sur l'ordonnance)

Classe A+ - Usage Intérieur

Classe B - Usage mixte

Classe C - Usage extérieure

Qui peut prescrire ?

Prescription par Médecin MPR et équipe pluridisciplinaire avec Ergothérapeute ou Kinésithérapeute

Agence de Phalempin
Tel : 03.28.55.07.98
Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Cournon
Tel : 04.73.60.82.40
Fax: 04.73.77.95.94

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

☒ = Exécution standard

○ = Option sans supplément de prix

*Prix limite de vente

POUR RAPPEL : Mode de prise en charge catégorie SCO

ACHAT	Catégorie	Prix public HT	TVA	Prix public TTC	PLV* TTC	Code remboursement
	Classe A+	1 232,23 €	5,5%	1 300,00 €	1 300,00 €	en attente
	Classe B	1 990,52 €	5,5%	2 100,00 €	2 100,00 €	9526672
	Classe C	3 601,90 €	5,5%	3 800,00 €	3 800,00 €	9573565

POUR RAPPEL : Forfait de mise à disposition MAD + Forfait Livraison

	Prix public HT	TVA	Prix public TTC	PLV* TTC	Code remboursement
FORFAIT MAD1 niveau 1 - Pour Achat	94,79 €	5,5%	100,00 €	100,00 €	4841966
FORFAIT MAD2 niveau 1 - Pour Achat en renouvellement	47,39 €	5,5%	50,00 €	50,00 €	4811876
LIVRAISON - Pour Achat	47,39 €	5,5%	50,00 €	50,00 €	1266390





POUR RAPPEL : Forfait SAV2 & SAV4 pour VHP achat

	Prix public HT	TVA	Prix public TTC	Code remboursement
Montant Forfaitaire annuel SAV2 - Sans PLV	711,81 €	5,5%	750,96 €	4859937
Montant Forfaitaire annuel SAV4 - Sans PLV (2 batteries/an pour AMG et 1 batterie par an pour Lithium)	331,75 €	5,5%	350,00 €	4891384

*Prix limite de vente

CLASSE A+

Sélectionner les modèles en cochant les cases SVP

ONE AIR+		Coloris	Km/h & Ah	Prix public HT	TVA	Prix public TTC	PLV* TTC	Code remboursement
 ONE AIR+ Réf 5146070	<p>Grâce à son faible rayon de braquage et ses dimensions le scooter One+ Air 25 Ah est un scooter compact, parfait pour les déplacements quotidiens en intérieur mais aussi en extérieur aménagé. Entièrement démontable, le stockage ou le transport n'ont jamais été aussi faciles. Idéal au quotidien, il s'adapte parfaitement au style de son utilisateur grâce à ses accessoires de 4 couleurs incluses interchangeables sans outils. Roues gonflables. Panier avant amovible. Roulettes anti-basculé</p> <p>Il est équipé d'une commande facile à utiliser avec indicateur d'autonomie des batteries, son guidon est réglable en angle et son dossier rabattable sur l'assise. Son assise est pivotante pour faciliter les transferts et ajustable en hauteur. Les accoudoirs relevables et réglables en largeur pour des transferts en toute sécurité.</p> <p>Vitesse max: 8 km/h, Puissance 270 W, Batterie 25 Ah . Rayon d'action 30 km Poids utilisateur max: 136 kg</p>	<input type="checkbox"/> 	8km/h Batterie 25Ah	1 232,23 €	5,5%	1 300 €	1 300 €	<i>en attente</i>
ONE AIR+ LED		Coloris	Km/h & Ah	Prix public HT	TVA	Prix public TTC	PLV* TTC	Code remboursement
 ONE AIR+ LED Réf 5147540	<p>Grâce à son faible rayon de braquage et ses dimensions le scooter One+ Air 25 Ah LED est un scooter compact, parfait pour les déplacements quotidiens en extérieur grâce à son équipement route LED. Démontable, stockage et transport faciles. Idéal au quotidien, il s'adapte parfaitement au style de son utilisateur grâce à ses accessoires de 4 couleurs incluses interchangeables sans outils.</p> <p>Il est équipé d'une commande facile à utiliser avec indicateur d'autonomie des batteries, son guidon est réglable en angle et son dossier rabattable sur l'assise. Son assise est pivotante pour faciliter les transferts et ajustable en hauteur. Les accoudoirs relevables et réglables en largeur pour des transferts en toute sécurité.</p> <p>Panier avant amovible & roulettes anti bascule de série Vitesse max: 8 km/h, Puissance 270 W, Batterie 25 Ah. Rayon d'action 30 km Poids utilisateur max: 136 kg</p>	<input type="checkbox"/> 	8km/h Batterie 25Ah	1 232,23 €	5,5%	1 300 €	1 300 €	<i>en attente</i>

*Prix limite de vente

LES + PRODUITS



Démontable



4 couleurs de série



Bande lumineuse



Éclairage avant & arrière sur ONE AIR+ LED



CLASSE B

Sélectionner les modèles en cochant les cases SVP

EON - 10 km/h 38Ah



Alliant modernité, autonomie et élégance, le scooter électrique Eon est une création européenne signée Vermeiren. **Extrêmement compact**, il est pensé pour un usage quotidien sécurisé, aussi bien en intérieur qu'en extérieur aménagé, il se distingue par son design innovant et la qualité de ses finitions.

C'est un modèle hautement personnalisable qui mise sur un confort sur mesure :

Assise complète : Pivotante, réglable en hauteur et en profondeur avec un dossier inclinable.

Accessibilité optimisée : Accoudoirs réglables en largeur et relevables pour simplifier les transferts latéraux.

- Système d'éclairage unique par LED avant et arrière
- Colonne de direction réglable en angle, Assise et accoudoirs ajustables
- Panier de transport disponible
- Roues noires pneumatiques lisses
- 2 Rétroviseurs de série + Roulettes anti-bascule
- Coupe circuit / antivol de série
- Vitesse : 10 km/h / Puissance 320 W / Batteries 38 Ah / Autonomie 30 km
- Poids max utilisateur : 140 kg.



Coloris

Vitesse en Km/h

Prix public HT

TVA

Prix public TTC

PLV* TTC

Code remboursement

10km/h
38 Ah

1 990,52 €

5,5%

2 100 €

2 100 €

9526672
(validation en cours)

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>  AG Artic Green
ref 5148659 + 2 rétroviseurs + panier | <input type="checkbox"/>  GE Cool Grey
ref 5148673 + 2 rétroviseurs + panier | <input type="checkbox"/>  OR Pearl Orange
ref 5148658 + 2 rétroviseurs + panier |
| <input type="checkbox"/>  GO Mat Gold
ref 5148566 + 2 rétroviseurs + panier | <input type="checkbox"/>  OG Olive Green
ref 5148567 + 2 rétroviseurs + panier | <input type="checkbox"/>  RE Burgundy Red
ref 5148568 + 2 rétroviseurs + panier |

SW74	2 rétroviseurs	<input checked="" type="checkbox"/>	-	sans supplément			-	-
00	Panier avant fixé sur la colonne de direction <i>Uniquement monté d'usine</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	sans supplément			-	-
00	SANS Panier avant et sans fixation	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	
76	Pneumatiques noirs crampon	<input type="checkbox"/>	-	22,00 €	5,50%	23,10 €	-	-
42	Jantes peintes de la même couleur que le scooter	<input type="checkbox"/>	-	59,53 €	5,50%	62,51 €	-	-

*Prix limite de vente

LES + PRODUITS



éclairage LED avant. /arrière



taille compacte



coupe-circuit / antivol



rétroviseurs



clignotants LED



panier






reddot winner 2026



Vainqueur de 2 prix du design

CLASSE B

Sélectionner les modèles en cochant les cases SVP

ERIS		Coloris	Km/h & Ah	Prix public HT	TVA	Prix public TTC	PLV* TTC	Code remboursement
 <p><i>Réf 5138096</i></p>	<p>Le Scooter Eris est un scooter 4 roues extrêmement polyvalent Il sera aussi bien à l'aise à l'extérieur grâce à son confort de conduite et sa capacité de franchissement qu'à l'intérieur grâce à sa taille compacte et son rayon de braquage réduit. Longueur et largeur réduites, ce qui en fait un des scooters les plus compacts du marché dans sa catégorie et le rend particulièrement maniable .</p> <p>Guidon ergonomique, commande analogique programmable facile à utiliser</p> <p>Colonne de direction réglable en inclinaison avec un siège pivotant réglable et un dossier rabattable.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rétroviseurs inclus de série. • Accoudoirs réglables en largeur et relevables pour faciliter les transferts en latéral. • Éclairage LED à l'avant, à l'arrière et sur la partie haut du guidon avec clignotants, warning et feu stop. • Roues gonflables pour encore plus de confort. • Coupe-circuit à l'arrière (idéal pour le transport aérien) et anti-vol • Roulettes anti-bascule et barre de protection • Vitesse : 10 km/h / Puissance : 320W/ Batterie : 2x12V / 38Ah / Franchissement : 50 mm/ Autonomie : 30km • Poids max utilisateur : 140 kg 	<input type="checkbox"/> <i>Rouge</i> 	10km/h 38 Ah	1 990,52 €	5,5%	2 100 €	2 100 €	9526672
		<input type="checkbox"/> <i>Argent</i> 	10km/h 38 Ah	1 990,52 €	5,5%	2 100 €	2 100 €	9526672
<p><i>x2 Réf 1904684</i></p>	<p>Paire de batteries 50Ah pour ERIS - Non montées</p>	<input type="checkbox"/>	-	627,58 €	20%	753,10 €	Option de confort <i>Pas de prise en charge</i>	

*Prix limite de vente

LES + PRODUITS



2 rétroviseurs



1 panier avant



Garde au sol/ Tapis amovible



Éclairage avant/arrière /colonne de direction



Coupe circuit/ Anti-vol arrière

CLASSE C

Sélectionner les modèles en cochant les cases SVP

KUARZ - 10 km/h 80Ah



Kuarz est un scooter électrique moderne alliant autonomie, confort et élégance.
 Conçu et fabriqué en Europe par Vemeiren, il offre une utilisation extérieure sûre et confortable au quotidien, un design unique et innovant, des finitions soignées et de nombreuses possibilités de personnalisation pour répondre aux besoins de chaque utilisateur.
 Dossier inclinable et assise ajustable en hauteur, en profondeur et pivotante, confortables, avec appui tête réglable et escamotable.
 Accoudoirs relevables pour faciliter les transferts latéraux et réglables en largeur

- **Système d'éclairage unique par LED** avant et arrière
- **Commande intuitive écran LCD couleur**
- Colonne de direction réglable en angle, Assise et accoudoirs ajustables
- Panier de transport disponible & **Connexion USB** inclus
- Roues noires pneumatiques lisses
- Caméra de recul disponible
- Vitesse : 10 km/h. Batteries 80 Ah . Moteurs 2x750W
- 2 Rétroviseurs de série + Roulettes anti-bascule
- Coupe circuit / antivol de série
- Vitesse : **10 km/h / Puissance 750 W / Batteries 80 Ah / Autonomie 45 km**
- Poids max utilisateur : 150 kg.



Coloris

Vitesse en Km/h

Prix public HT

TVA

Prix public TTC

PLV* TTC

Code remboursement

10km/h
80 Ah

3 601,90 €

5,5%

3 800 €

3 800 €

9573565

AG Artic Green
ref 5148490 sans caméra

AG Artic Green
ref 5148484 avec caméra

GE Cool Grey
ref 5148491 sans caméra

GE Cool Grey
ref 5148485 avec caméra

OR Pearl Orange
ref 5148494 sans camera

OR Pearl Orange
ref 5148488 avec camera

GO Mat Gold
ref 5148492 sans camera
2 rétroviseurs + Panier

GO Mat Gold
ref 5148486 avec camera

OG Olive Green
ref 5148493 sans camera
2 rétroviseurs + Panier

OG Olive Green
ref 5148487 avec camera

RE Burgundy Red
ref 5148495 sans camera
2 rétroviseurs + Panier

RE Burgundy Red
ref 5148489 avec camera

80	Caméra de recul uniquement livrée montée Sur commande intuitive LCD couleur	<input type="checkbox"/>		-	460,00 €	5,5%	485,30 €	-	-
SW74	2 rétroviseurs	<input checked="" type="checkbox"/>		-	sans supplément		-	-	
00	Panier avant fixé sur la colonne de direction Uniquement monté d'usine	<input checked="" type="checkbox"/>		-	sans supplément		-	-	
00	SANS Panier avant et sans fixation	<input type="checkbox"/>		-	-	-	-	-	
76	Pneumatiques noirs crampon	<input type="checkbox"/>		-	22,00 €	5,50%	23,10 €	-	-
42	Jantes peintes de la même couleur que le scooter	<input type="checkbox"/>		-	59,53 €	5,50%	62,51 €	-	-

*Prix limite de vente

LES + PRODUITS



Commande écran LCD couleur



Caméra de recul



Coupe circuit/ Anti-vol arrière



Bande d'éclairage LED



Rétroviseurs et panier






reddot winner 2026



Vainqueur de 2 prix du design

Sélectionner les modèles en cochant les cases SVP

		Coloris	Vitesse en Km/h	Prix public HT	TVA	Prix public TTC	PLV* TTC	Code remboursement
 <p>Réf 5145473</p>	<h2>CARPO 2 SE - 10km/h</h2> <p>Scoter d'extérieur, le Carpo 2 SE est un scooter 4 roues au design moderne pour une utilisation extérieure quotidienne. Confortable et stable, il est le compagnon idéal pour de longues promenades sous le soleil ou la pluie! Dossier inclinable et assise ajustable en hauteur, en profondeur et pivotante, confortables, avec appui tête réglable et escamotable. Accoudoirs relevables pour faciliter les transferts latéraux et réglables en largeur</p> <ul style="list-style-type: none"> •Éclairage LED avant et arrière •Tableau de bord intuitif LCD •Colonne de direction réglable en angle •Panier de transport & Connexion USB inclus •Vitesse : 10 km/h. Batteries 80 Ah . Moteurs 2x750W •Rétroviseurs de série + Roulettes anti-bascule • Coupe circuit / antivol de série • Vitesse : 10 km/h / Puissance 750 W / Batteries 80 Ah / Autonomie 45 km • Poids max utilisateur. : 150 kg. 	<input type="checkbox"/> Argent 	10km/h 80 Ah	3 601,90 €	5,5%	3 800 €	3 800 €	9573565
		<input type="checkbox"/> Rouge 	10km/h 80 Ah	3 601,90 €	5,5%	3 800 €	3 800 €	9573565

*Prix limite de vente

LES + PRODUITS



Commande LCD programmable



Garde au sol importante



Coupe circuit/ Anti-vol arrière



Confort et réglable du siège



Rétroviseurs et panier





Barre de protection avant



Design

SCOOTERS NON PRIS EN CHARGE

Sélectionner les modèles en cochant les cases SVP

			Coloris	Vitesse en Km/h	Prix public HT	TVA	Prix public TTC		
 	SYNC - 10 km/h 38Ah								
	<p>Le scooter électrique Sync de Vermeiren, de fabrication européenne, conjugue autonomie, design innovant et finitions soignées pour un usage quotidien sécurisé en intérieur comme en extérieur. Hautement personnalisable, il offre un confort sur mesure grâce à son siège ergonomique complet (pivotant, réglable en hauteur/profondeur, avec dossier inclinable et appui-tête) et une accessibilité optimisée par des accoudoirs relevables facilitant les transferts latéraux.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Système d'éclairage unique par LED avant et arrière •Colonne de direction réglable en angle, Assise ajustable •Panier de transport disponible • Roues noires pneumatiques lisses • 2 Rétroviseurs de série + Roulettes anti-bascule • Coupe circuit / antivol de série • Vitesse : 10 km/h / Puissance 450 W / Batteries 38 Ah / Autonomie 43 km • Poids max utilisateur. : 140 kg. 	<input type="checkbox"/>		10km/h 38 Ah	2 990,00 €	5,5%	3 154 €	-	-
	SYNC - 15 km/h 50Ah								
	<ul style="list-style-type: none"> • Vitesse : 15 km/h / Puissance 650 W / Batteries 50 Ah / Autonomie 28 km • Poids max utilisateur. : 140 kg. 	<input type="checkbox"/>		15km/h 50 Ah	3 280,00 €	20,0%	3 936 €	-	-

- | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/>  AG Artic Green 10km/h
ref 4097413 + 2 rétroviseurs + panier | <input type="checkbox"/>  AG Artic Green 15km/h
ref 4097415 + 2 rétroviseurs + panier | <input type="checkbox"/>  GE Cool Grey 10km/h
ref 4096903 + 2 rétroviseurs + panier | <input type="checkbox"/>  GE Cool Grey 15km/h
ref 4096905 + 2 rétroviseurs + panier | <input type="checkbox"/>  OR Pearl Orange 10km/h
ref 4097414 + 2 rétroviseurs + panier | <input type="checkbox"/>  OR Pearl Orange 15km/h
ref 4097416 + 2 rétroviseurs + panier |
| <input type="checkbox"/>  GO Mat Gold 10km/h
ref 5148570 + 2 rétroviseurs + panier | <input type="checkbox"/>  GO Mat Gold 15km/h
ref 5148573 + 2 rétroviseurs + panier | <input type="checkbox"/>  OG Olive Green 10km/h
ref 5148571 + 2 rétroviseurs + panier | <input type="checkbox"/>  OG Olive Green 15km/h
ref 5148574 + 2 rétroviseurs + panier | <input type="checkbox"/>  RE Burgundy Red 10km/h
ref 5148572 + 2 rétroviseurs + panier | <input type="checkbox"/>  RE Burgundy Red 15km/h
ref 5148575 + 2 rétroviseurs + panier |

SW74	2 rétroviseurs	<input checked="" type="checkbox"/>		-	sans supplément		-	-
00	Panier avant fixé sur la colonne de direction <i>Uniquement monté d'usine</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		-	sans supplément		-	-
00	SANS Panier avant et sans fixation	<input type="checkbox"/>		-	-	-	-	-
76	Pneumatiques noirs crampon	<input type="checkbox"/>		-	22,00 €	5,50%	23,10 €	-
42	Jantes peintes de la même couleur que le scooter	<input type="checkbox"/>		-	59,53 €	5,50%	62,51 €	-

LES + PRODUITS



éclairage LED avant. /arrière



taille compacte



coupe-circuit / antivol



rétroviseurs



clignotants LED



panier







reddot winner 2026



Vainqueur de 2 prix du design

Sélectionner les modèles en cochant les cases SVP

		Coloris	Coloris	Prix public HT	TVA	Prix public TTC	
 <p>ONE PU 15 Ah Réf 5145828</p>	<h2 style="text-align: center;">ONE PU 15 Ah</h2> <p>Grâce à son faible rayon de braquage et ses dimensions le scooter One 15 Ah est un scooter compact, parfait pour les déplacements quotidiens en intérieur mais aussi en extérieur aménagé. Le One PU est livré avec une batterie de 15 Ah et des roues bandage</p> <p>Entièrement démontable, le stockage ou le transport n'ont jamais été aussi faciles. Idéal au quotidien, il s'adapte parfaitement au style de son utilisateur grâce à ses accessoires de 4 couleurs incluses interchangeable sans outils. Panier avant amovible. Roulettes anti-bascule</p> <p>Il est équipé d'une commande facile à utiliser avec indicateur d'autonomie des batteries, son guidon est réglable en angle et son dossier rabattable sur l'assise. Son assise est pivotante pour faciliter les transferts et ajustable en hauteur. Les accoudoirs relevables et réglables en largeur pour des transferts en toute sécurité.</p> <p>Vitesse max: 8 km/h, Puissance 270 W, Batterie 15 Ah . Rayon d'action 16 km</p> <p>Poids utilisateur max: 136 kg</p>			8 km/h 15 Ah	1 296,50 €	5,5%	1 367,81 €
	<input type="checkbox"/>						

 <p>ONE AIR+ Spring Réf 5147867</p>	<h2 style="text-align: center;">ONE AIR+ Spring</h2> <p>Grâce à son faible rayon de braquage et ses dimensions le scooter One Air+ SPRING est un scooter compact, parfait pour les déplacements quotidiens en intérieur mais aussi en extérieur aménagé. Le One Air+ Spring est livré avec une batterie lithium, des roues gonflables ainsi qu'un système de suspension pour encore plus de confort.</p> <p>Entièrement démontable, le stockage ou le transport n'ont jamais été aussi faciles. Idéal au quotidien, il s'adapte parfaitement au style de son utilisateur grâce à ses accessoires de 4 couleurs incluses interchangeable sans outils. Roues gonflables. Panier avant amovible. Roulettes anti-bascule</p> <p>Il est équipé d'une commande facile à utiliser avec indicateur d'autonomie des batteries, son guidon est réglable en angle et son dossier rabattable sur l'assise. Son assise est pivotante pour faciliter les transferts et ajustable en hauteur. Les accoudoirs relevables et réglables en largeur pour des transferts en toute sécurité.</p> <p>Vitesse max: 8 km/h, Puissance 270 W, Batterie 20 Ah . Rayon d'action 26 km</p> <p>Poids utilisateur max: 136 kg</p>			8km/h Lithium 20Ah + suspensions	1 759,00 €	5,5%	1 855,75 €
	<input type="checkbox"/>						

LES + PRODUITS



Suspensions arrières



Réglable du siège en hauteur



Batterie Lithium 4,25 kg



Ecran de conduite















Led avant



Complètement démontable

SCOOTERS NON PRIS EN CHARGE

<i>Sélectionner les modèles en cochant les cases SVP</i>		Coloris	Vitesse en Km/h	Prix public HT	TVA	Prix public TTC
CERES SE						
 Réf 5135224	<p>Le Scooter Ceres SE est un scooter 4 roues très polyvalent et design. Il sera à l'aise à l'extérieur grâce à son confort de conduite et sa capacité de franchissement</p> <p>Longueur et largeur réduites, ce qui en fait un des scooters les plus compacts du marché dans sa catégorie</p> <p>Guidon ergonomique, commande intuitive programmable et facile à utiliser</p> <p>Colonne de direction réglable en inclinaison.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rétroviseurs inclus de série. <p>Siège pivotant avec 2 hauteurs d'assise au choix et dossier rabattable.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accoudoirs réglables en largeur et relevables pour faciliter les transferts en latéral. • Éclairage LED à l'avant, à l'arrière et sur la partie haut du guidon avec digonants, warning et feu stop. • Coupe-circuit à l'arrière (idéal pour le transport aérien) et anti-vol • Roues gonflables pour encore plus de confort. • Roulettes anti-bascule et barre de protection • Batterie : 2x12V / 38Ah (50 Ah en option) / Puissance 450 W / 650 W en version 50 Ah • Autonomie de 35 à 48 km en fonction des différentes versions • Coloris : Argent ou Rouge • Poids max utilisateur : 140 kg 	<input type="checkbox"/> Argent 	10km/h Batteries 38Ah	2 890,00 €	5,5%	3 048,95 €
 Réf 5135225		<input type="checkbox"/> Rouge 		2 890,00 €	5,5%	3 048,95 €
 Réf 5135152		<input type="checkbox"/> Argent 	10km/h Batteries 50Ah	2890,00€ +205,57€	5,5%	3048,95€ +216,88€
 Réf 5135154		<input type="checkbox"/> Rouge 		2890,00€ +205,57€	5,5%	3048,95€ +216,88€
 Réf 5135153		<input type="checkbox"/> Argent 	15km/h Batteries 50Ah	3 180,00 €	20%	3 816,00 €
 Réf 5135155		<input type="checkbox"/> Rouge 		3 180,00 €	20%	3 816,00 €
x2 réf 1904684	Paire de batteries seules 50Ah pour Ceres SE Non montées	<input type="checkbox"/>	-	627,58 €	20%	753,10 €

LES + PRODUITS



Confort et réglage



Eclairage avant/ arrière/ guidon



Commande facile à utiliser



Coupe circuit/ Anti-vol arrière



Réglage du guidon



Diamètre des roues

SCOOTERS NON PRIS EN CHARGE

Sélectionner les modèles en cochant les cases SVP

KUARZ - 15km/h 80 Ah & KUARZ XD



Kuarz est un scooter électrique moderne alliant autonomie, confort et élégance.
Conçu et fabriqué en Europe par Vermeiren, il offre une utilisation extérieure sûre et confortable au quotidien, un design unique et innovant, des finitions soignées et de nombreuses possibilités de personnalisation pour répondre aux besoins de chaque utilisateur.
Dossier inclinable et assise ajustable en hauteur, en profondeur et pivotante, confortables, avec appui tête réglable et escamotable.
Accoudoirs relevables pour faciliter les transferts latéraux et réglables en largeur

- **Système d'éclairage unique par LED** avant et arrière
- **Commande intuitive écran LCD couleur**
- Colonne de direction réglable en angle + Assise ajustable
- Panier de transport disponible & **Connexion USB** inclus
- Roues pneumatiques noires lisses
- Caméra de retour disponible
- **2 Rétroviseurs de série** + Roulettes anti-bascule
- **Coupe circuit / antivol de série**
- Vitesse : 15 km/h / Puissance 750 W / Batteries 80 Ah / Autonomie 45 km
- Poids max utilisateur. : 150 kg.

Coloris

Vitesse en Km/h

Prix public HT

TVA

Prix public TTC

PLV* TTC

Code remboursement

Pour scooters
SYNCForfait A
Concerne toutes les
options disponibles et au
choix pour les membres
supérieurs :
Montant forfaitaire
maximal
600€ PLV TTC

15km/h
80 Ah


3 990,00 €


20,0%


4 788 €


-


-


 **AG Artic Green**
ref 4094257 sans caméra

 **AG Artic Green**
ref 4094247 avec caméra


 **GE Cool Grey**
ref 4094258 sans caméra

 **GE Cool Grey**
ref 4094248 avec caméra


 **OR Pearl Orange**
ref 4094262 sans camera

 **OR Pearl Orange**
ref 4094251 avec camera


 **GO Mat Gold**
ref 4094259 sans camera
2 rétroviseurs + Panier

 **GO Mat Gold**
ref 4094249 avec camera

 **OG Olive Green**
ref 4094261 sans camera
2 rétroviseurs + Panier

 **OG Olive Green**
ref 4094250 avec camera

 **RE Burgundy Red**
ref 4094256 sans camera
2 rétroviseurs + Panier

 **RE Burgundy Red**
ref 4094252 avec camera

Version XD

Kuarz version XD

Pour régions montagneuses - 13km/h

13km/h
80 Ah


4 300,00 €


20%


5 160,00 €


-


-


 **AG Artic Green**
ref 4094111 sans caméra


 **AG Artic Green**
ref 4094118 avec caméra

 **GE Cool Grey**
ref 4094112 sans caméra


 **GE Cool Grey**
ref 4094119 avec caméra

 **OR Pearl Orange**
ref 4094116 sans camera


 **OR Pearl Orange**
ref 4094123 avec camera


 **GO Mat Gold**
ref 4094113 sans camera
2 rétroviseurs + Panier

 **GO Mat Gold**
ref 4094120 avec camera

 **OG Olive Green**
ref 4094114 sans camera
2 rétroviseurs + Panier

 **OG Olive Green**
ref 4094121 avec camera

 **RE Burgundy Red**
ref 4094115 sans camera
2 rétroviseurs + Panier

 **RE Burgundy Red**
ref 4094122 avec camera

Sélectionner les modèles en cochant les cases SVP

KUARZ - 15km/h 80 Ah & KUARZ XD			Coloris	Vitesse en Km/h	Prix public HT	TVA	Prix public TTC	PLV* TTC	Code remboursement
80	Caméra de recul uniquement livrée montée Sur commande intuitive LCD couleur	<input type="checkbox"/>		-	460,00 €	20%	552,00 €	-	-
SW74	2 rétroviseurs	<input checked="" type="checkbox"/>		-	sans supplément		-	-	
00	Panier avant fixé sur la colonne de direction Uniquement monté d'usine	<input checked="" type="checkbox"/>		-	sans supplément		-	-	
00	SANS Panier avant	<input type="checkbox"/>		-	-	-	-	-	
76	Pneumatiques noirs crampon	<input type="checkbox"/>		-	22,00 €	20%	26,40 €	-	-
42	Jantes peintes de la même couleur que le scooter	<input type="checkbox"/>		-	59,53 €	20%	71,44 €	-	-

LES + PRODUITS



Commande écran LCD couleur



Caméra de recul



Coupe circuit/ Anti-vol arrière



Bande d'éclairage LED



Rétroviseurs et panier













reddot winner 2026



Vainqueur de 2 prix du design

Sélectionner les modèles en cochant les cases SVP

		Coloris	Vitesse en Km/h	Prix public HT	TVA	Prix public TTC
 <p>CARPO 2 SE - 15km/h</p> <p>Réf 5145445</p>	<p>Le Scooter d'extérieur, le Carpo 2 SE est un scooter 4 roues au design moderne pour une utilisation extérieure quotidienne. Confortable et stable, il est le compagnon idéal pour de longues promenades sous le soleil ou la pluie ! Dossier inclinable et assise ajustable en hauteur, en profondeur et pivotante, confortables, avec appui tête réglable et escamotable.</p> <p>Accoudoirs relevables pour faciliter les transferts latéraux et réglables en largeur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éclairage LED avant et arrière • Tableau de bord intuitif LCD • Colonne de direction réglable en angle • Panier de transport & Connexion USB inclus • Vitesse : 10 km/h ou 15 km/h. Batteries 80 Ah (option 100Ah). <p>Moteurs 2x750W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rétroviseurs de série + Roulettes anti-bascule • Coupe circuit / antivol de série • Autonomie : 45 km. • Poids max. : 150 kg. • Coloris argent ou rouge. • Existe en version spéciale régions montagneuses.(Version XD) 	<input type="checkbox"/> Argent 	15km/h Batteries 80Ah	3 690,00 €	20%	4 428,00 €
		<input type="checkbox"/> Rouge 		3 690,00 €	20%	4 428,00 €
 <p>Réf 5145446</p>		<input type="checkbox"/> Argent 	15km/h Batteries 100Ah	3 690 €	20%	4 428 €
		<input type="checkbox"/> Rouge 		+231,26€		+ 243,98€
 <p>Réf 5145478</p> <p>(Chargeur pour batteries 100Ah réf 1911406)</p>		<input type="checkbox"/> Argent 	15km/h Batteries 100Ah	3 690 €	20%	4 428 €
 <p>Réf 5145477</p>		<input type="checkbox"/> Rouge 		+231,26€		+ 243,98€

LES + PRODUITS



Commande LCD programmable



Garde au sol importante



Coupe circuit/ Anti-vol arrière



Confort et réglable du siège



Rétroviseurs et panier








Barre de protection avant



Design

SCOOTERS NON PRIS EN CHARGE

Sélectionner les modèles en cochant les cases SVP

<h3>CARPO 2 XD SE - 13km/h</h3>		Coloris	Vitesse en Km/h	Prix public HT	TVA	Prix public TTC
 Réf 5143676	<p> Scooter d'extérieur, le Carpo 2 XD SE est un scooter 4 roues au design moderne pour une utilisation extérieure intense Confortable, stable et performant, Il sera idéal pour les régions montagneuses. Dossier inclinable et assise ajustable en hauteur, en profondeur et pivotante, confortables, avec appui tête réglable et amovible. Accoudoirs relevables pour faciliter les transferts latéraux et réglables en largeur </p> <ul style="list-style-type: none"> • Éclairage LED avant et arrière • Tableau de bord intuitif LCD • Colonne de direction réglable en angle • Panier de transport & Connexion USB inclus • Pare-choc inclus • Vitesse : 13 km/h. Batteries 80 Ah ou 100Ah. Moteurs 2x750W • rétroviseurs de série + Roulettes anti bascule • Coupe circuit / antivol de série • Poids max. : 150 kg. • Coloris argent ou rouge. • Existe en version 10 Km/h ou 15 Km/h (Carpo2 SE) 	<input type="checkbox"/> Argent 	13km/h Batteries 80Ah	3 990 €	20%	4 788 €
		<input type="checkbox"/> Rouge 		3 990 €	20%	4 788 €
		<input type="checkbox"/> Argent 	13km/h Batteries 100Ah	3 990 € +231,26€	20%	4 788 € +243,98€
		<input type="checkbox"/> Rouge 		3 990 € +231,26€	20%	4 788 € +243,98€

LES + PRODUITS



Commande LCD programmable




Eclairage Led



Franchissement ++



Coupe circuit/ Anti-vol arrière



Capacités exceptionnelles

SCOOTERS NON PRIS EN CHARGE

Sélectionner les modèles en cochant les cases SVP

MERCURIUS 4 D - 15Km/h



Réf 5134735

Solide et confortable, le scooter Mercurius 4 roues est d'une grande polyvalence.

Equipé de jantes sport, de 2 rétroviseurs, d'un éclairage LED avant et arrière, de 2 ports USB, il sera le compagnon idéal pour vos longues escapades.

Ergonomiques, dossier inclinable et assise ajustable en hauteur, en profondeur et pivotante, le Mercurius est confortable avec son appui-tête réglable et amovible.

- Accoudoirs relevables pour faciliter les transferts latéraux, et réglables en largeur
- Guidon réglable en angle et poignées ergonomiques avec une excellente préhension pour son utilisateur
- Tableau de bord intuitif LCD
- **Roulettes anti-bascule**
- Suspensions pour plus de confort
- Vitesse : 15 km/h. Batteries 80Ah. Moteurs 2x1000W
- Coloris champagne
- Poids max. : 150 kg.



Champagne

15km/h
Batteries
80Ah

4 400,00 €

20%

5 280,00 €

LES + PRODUITS



Commande LCD programmable



Éclairage avant/arrière








Batteries 80 Ah
Moteurs 1000 W
Vitesse 15 Km/H
Franchissement ++




Capacités



Design

ACCESSOIRES (Livrés séparément)

Sélectionner les modèles en cochant les cases SVP				Prix public HT	TVA 5,5% ≤ 10km/h 20% > 10km/h	PLV TTC	
SW31	PORTE BEQUILLE						
Réf 1919504	Pour scooters ONE AIR+, ONE AIR+ LED, ONE AIR+ Spring	<input type="checkbox"/>	-	72,85 €			
Réf 1919768	Pour scooter ERIS	<input type="checkbox"/>	-	72,85 €			
Réf 1906227	Pour scooter CERES SE, EON (Non compatible avec SW06, W03, MOVO)	<input type="checkbox"/>	-	72,85 €			
Réf 1923934	Pour scooter SYNC (Non compatible avec SW06, W03, MOVO)	<input type="checkbox"/>	-	72,85 €			
Réf 1923480	Pour scooter KUARZ (Non compatible avec SW06, SW03, MOVO)	<input type="checkbox"/>	-	72,85 €			
Réf 1906227	Pour scooters CARPO 2 SE & CARPO 2 SE XD	<input type="checkbox"/>	-	72,85 €			
Réf 1906227	Pour scooter MERCURIUS 4D	<input type="checkbox"/>	-	72,85 €			
SW83	PORTE OBUS Uniquement pour Scooters CERES SE, MERCURIUS 4D, CARPO2 SE et CARPO2 XD)						
Réf 1905890	Ø 11,5cm	<input type="checkbox"/>	-	205,62 €		500€ code 9903293	
Réf 1905891	Ø 13cm	<input type="checkbox"/>	-	205,62 €		500€ code 9903293	
Réf 1905892	Ø 14,5cm	<input type="checkbox"/>	-	205,62 €		500€ code 9903293	
Réf 1905893	Ø 15,5cm	<input type="checkbox"/>	-	205,62 €		500€ code 9903293	
SH08	HOUSSE DE PROTECTION						
Réf 1921616	Taille M 1200x610x900 mm Pour scooters ERIS & CERES SE	<input type="checkbox"/>	-	176,04 €			
Réf 1921617	Taille L 1500x640x1000 mm Pour scooters KUARZ, CARPO2 SE, CARPO2 XD & MERCURIUS 4D	<input type="checkbox"/>	-	203,71 €			
SW06	PORTE ROLLATOR - Non comptable avec SW 31, SW03 & MOVO						
Réf 1904796	Pour scooters CERES SE, CARPO2 SE, CARPO2 XD & MERCURIUS 4D	<input type="checkbox"/>	-	109,66 €			
Réf 1923476	Pour scooters KUARZ / Pour rollator 286i Vermeiren	<input type="checkbox"/>	-	109,66 €			
Réf 1923477	Pour scooters KUARZ / Pour rollator Quadrilight Vermeiren	<input type="checkbox"/>	-	109,66 €			
SW03	TOP CASE - Non compatible avec SW 06 & MOVO						
Réf 1908152	Pour scooters CERES SE, CARPO2 SE, CARPO2 XD & MERCURIUS 4D	<input type="checkbox"/>	-	141,66 €			
Réf 1923478	Pour scooters KUARZ		-	141,66 €			

Sélectionner les modèles en cochant les cases SVP				Prix public HT	TVA 5,5% ≤ 10km/h 20% > 10km/h	Prix public TTC	
SW09	PARE BRISE						
Réf 1908142	Pour scooters CERES SE, KUARZ, CARPO2 SE & CARPO2 XD	<input type="checkbox"/>	-	61,67 €			
SW04	PROTECTION 4 SAISONS MOVO - Non compatible avec SW31, SW06 & SW03						
Réf 1919008	Pour scooters CERES SE, CARPO2 SE, CARPO2 XD & MERCURIUS 4D	<input type="checkbox"/>	-	727,08 €			
Réf 1923933	Pour scooters SYNC	<input type="checkbox"/>	-	727,08 €			
Réf 1923479	Pour scooters KUARZ	<input type="checkbox"/>	-	727,08 €			
SW84	Cale pour segments jambiers courts						
réf 1916034	Pour scooters KUARZ	<input type="checkbox"/>	-	130,95 €			

LOGICIEL DE PROGRAMMATION

1909101+ 1909413	Logiciel de programmation (Pour PC) - fournie avec câble et réservé aux professionnels	<input type="checkbox"/>	-	365,58 €	20%	438,70 €	
------------------	--	--------------------------	---	----------	-----	----------	--

PROGRAMMATION AVANT EXPEDITION

Activation du Bip sonore de recul	ONE, ERIS, CERES SE et KUARZ	<input type="checkbox"/>					
Désactivation du Bip sonore de recul	MERCURIUS 4D, CARPO 2 SE, CARPO 2 XD SE	<input type="checkbox"/>					
Inversion de la marche avant et marche arrière sur la commande	Tous les scooters (Sauf Carpo 2 SE, Carpo 2 XD SE et KUARZ car l'inversion se fait directement sur le tableau de bord)	<input type="checkbox"/>					

PRODUITS D'ASSISTANCE À LA POSTURE (PAP)

Rappel : prise en charge Achat ou LLD

MEMBRES SUPERIEURS - Forfait A / MEMBRES INFÉRIEURS - Forfait B

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV TTC par forfait

CF Fiche de mesure PAP gamme Néoflex



FICHE À COSIGNER ET À CONSERVER PAR LE PRESTATAIRE ET LE PATIENT

Fait à :

En date du :

Règles d'utilisation :

Pour l'utilisation de tous produits **VERMEIREN**, veuillez-vous référer au manuel d'utilisation fourni avec le produit. L'utilisation des produits de catégorie FRE, FREP, FREV et SCO fait suite à la validation du médecin de rééducation fonctionnelle afin que ce dernier puisse valider les aptitudes physiques et cognitives nécessaires à la conduite du produit.

L'utilisateur final doit adapter impérativement sa conduite et sa vitesse en fonction de son environnement.

Règles du code de la route qui s'applique à l'utilisation du produit :

Dans le cas d'une utilisation sur la chaussée, il est obligatoire de se conformer au code de la route.

Code de la route

Selon l'Article R 412-34 du code de la route, les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirmes, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur sont considérées comme piétons.

Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas sont aussi considérées comme piétons.

Selon l'Article R 412-35 , «Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.

Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée»

Cette fiche à cosigner entre le prestataire et le patient concernent les classifications de produits suivants : FRE, FREP, FREV et SCO.

Selon l'Article R 412-36, Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords.

Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.

Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche. (Source : LEGIFRANCE)

Assurance:

L'utilisateur peut faire appel à sa responsabilité civile lorsque celui-ci dégrade le matériel d'un tiers. A l'inverse, la responsabilité civile du tiers peut être engagée lorsque celui-ci dégrade le matériel de l'utilisateur.

Pour les cas où la responsabilité civile seule ne peut suffire à couvrir les dégâts causés, il est préférable de contacter l'assurance de l'utilisateur afin d'assurer le matériel concerné.

Par la présente, le prestataire affirme avoir remis au patient cette fiche cosignée, rappelant les règles d'utilisation, d'assurance, de vitesse et d'entretien en vigueur qui s'appliquent au véhicule en question.

Le prestataire et le patient affirment avoir pris connaissance du manuel d'utilisation et d'entretien du produit.

Nom du produit
VERMEIREN :

PRESTATAIRE

Nom :

Prénom :

Raison Sociale :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

N° de Téléphone :

Adresse email :

Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé ») :

N° de série :

PATIENT

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

N° de Téléphone :

Adresse email :

Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé ») :