

ZIPPIE VOYAGE



zippie®

OF_Zippie Voyage_FR_072025

Bon de commande destiné aux Professionnels

PRODUIT
Poussette multi réglable et évolutive, pliante Assise multifonctions: largeur, profondeur, hauteur réglables Dossier et siège inclinables. Assise rotative Slide N-Lock: face/dos Système de pliage breveté. Châssis argent Poids châssis: 12,7 kg - Poids assise: 9,8 kg Poids max Utilisateur : 34 kg

CACHET REVENDEUR
Date de la commande :

- ☒ Standard
 ☐ Sans supplément de prix
 ☐ Avec supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 1 cm à la livraison sur la largeur, profondeur, hauteurs d'assise et de dossier.



MODELE	Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
199BS9 (EIZ18) ☐ Poussette Zippie Voyage	3 260,66	3 440,00	voir détail	1 165,35*
* Détail et désignations codes LPPR: - Poussette multi-réglable et évolutive: LPPR 9266923 = 962,20 € - Cales latérales: LPPR 9368010 = 34,92 € X2 - Appuis-tête: LPPR 9368084 = 63,47 € - Plot d'abduction: LPPR 9368115 = 69,84 €				
199KJ11 ☐ Accroche taxi	175,36	185,00		
ROUES avec DEMONTAGE RAPIDE	Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
199WQ07 ☒ Arrière 12" - pneumatique avec insert anti-crevaisson avec freins par commande au pied	std	std		
199WQ07 ☒ Avant 7" bandage - pivotantes, avec suspensions et blocage de direction	std	std		
SYSTEME D'ASSISE	Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
199KM01 ☒ Assise confort réglable en hauteur, largeur et profondeur - Largeur : 240 à 300 mm - 155 mm avec réducteur - Profondeur : 200 à 330 mm - Hauteur de dossier réglable : 410 à 610 mm - Assise inclinable, -5° à 30° - Longueur de repose-pieds réglable : 155 à 310 mm - Plateforme de repose-pieds réglable en angle	std	std		
199KM02 ☒ - Dossier inclinable de 80° à 180° - Capote de protection avec fenêtre filet - Sac de rangement sous l'assise				
HABILLAGE	Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
☒ Revêtement tissu avec protection incontinence, amovible, lavable, aérée, noire à pois blancs	std	std		
199KN01 ☐ Intérieur bleu				
199KN02 ☐ Intérieur rouge				
199KN03 ☐ Intérieur beige				
199KN04 ☐ Intérieur gris				
REPOSE-PIEDS	Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
199F329 ☒ Palette monobloc composite, réglable en angle, relevable, noire	std	std		
BARRE DE MAINTIEN	Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
199KR01 ☐ Barre de maintien, matelassée, amovible	89,10	94,00		
CALES LATERALES	Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
☒ Rembourrées, en tissu, réglables en hauteur et largeur				
199KO01 ☐ Petite taille (105 x 150 mm) - paire	std	std		
199KO02 ☐ Grande taille (110 x 200 mm) - paire	std	std		

SUNRISE

 MEDICAL.


www.SunriseMedical.fr

1/3

Zippie Voyage

☒ Standard
 ☐ Sans supplément de prix
 ☐ Avec supplément de prix

CALES CUISSES		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
199KP01	☐ Cales cuisses, rembourrées, en tissu, réglable en largeur	219,91	232,00		
199KP03	☐ Réducteur d'assise pour largeur 155 mm	152,61	161,00		
APPUIS-TÊTE MULTIREGLABLES		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
☒ Appuis-tête, rembourrés, en tissu, réglables en hauteur et largeur 199VJ01 ☐ Petit 199VJ02 ☐ Grand		std	std		
PLOT D'ABDUCTION		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
☒ Plot d'abduction, rembourré, en tissu	199KQ01 ☐ carré	std	std		
	199KQ02 ☐ triangulaire	std	std		
ACCESSOIRES DE PIEDS		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
199A68/69	☐ Cales (paire) ☐ petites (150 mm) ☐ moyennes (200 mm)	175,36	185,00		
199A79/80	☐ Sangles (paire) (1 ☐ petites (400 mm) ☐ moyennes (450 mm)	43,60	46,00		
HARNAIS JAY - 4 POINTS		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
Modèles					
199JY01	☐ Harnais dynamic, ouverture latérale	152,61	161,00	9368144	96,22
199JY02	☐ Harnais classique, ouverture latérale (ND avec taille 1)	140,28	148,00	9368144	96,22
199JY06	☐ Harnais dynamic, ouverture centrale	145,97	154,00	9368144	96,22
199JY05	☐ Harnais classique, ouverture centrale (ND avec taille 1)	134,60	142,00	9368144	96,22
Tailles - voir mesures page suivante					
199JZ05	☐ Intervention précoce (taille 1)	std	std		
199JZ06	☐ Xtra-Small	std	std		
199JZ01	☐ Small	std	std		
CEINTURES		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
Standards, 2 points, bouton poussoir, petite (25 mm)					
199ZZ11	☐ avec petit coussinet (110 mm)	std	std		
199ZZ12	☐ avec coussinet medium (140 mm)	100,47	106,00		
Standards, 2 points, bouton poussoir, large (38 mm)					
199ZZ14	☐ sans coussinet	100,47	106,00		
199ZZ15	☐ avec coussinet large (190 mm)	100,47	106,00		
V-Contour, 4 points, bouton poussoir					
199ZZ23	☐ avec petit coussinet, petit bouton poussoir (25 mm)	129,86	137,00		
199ZZ24	☐ avec coussinet medium, bouton poussoir large (38 mm)	129,86	137,00		
ACCESSOIRES		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
199LF1	☐ Plateforme pour ventilateur LTV, montage vertical	289,10	305,00	9384746	151,31
199LF11	☐ Plateforme pour ventilateur Trilogy, montage vertical	289,10	305,00	9384746	151,31
199LF2	☐ Plaque rigide sous l'assise pour batteries et ventilateur montage central, incluant 1 crochet	368,72	389,00		
199LF3	☐ Plateforme utilitaire à l'avant	289,10	305,00		
199LF4	☐ Plateforme additionnelle arrière	187,68	198,00		
199A74	☐ Tige porte sérum	137,44	145,00		
199A713	☐ Support bouteille oxygène (max. 4,5 kg)	175,36	185,00		
199A714	☐ Combinaison porte sérum + support bouteille oxygène	289,10	305,00		
199LF5	☐ Porte bouteille (max 0,5 kg)	48,34	51,00		
199LF7	☐ Crochet	43,60	46,00		
☐ Tablette à pousser, réglable en hauteur 199A91 ☐ gris clair 199A92 ☐ transparente		289,10	305,00	9384730	76,82



V-contour

PRIX TOTAL

(1) Paire, uniquement disponible en combinaison avec les cales pieds

Zippie Voyage

DONNEES TECHNIQUES

Poids max. Utilisateur	34 kg
Largeur d'assise	240 - 300 mm, avec réducteurs jusqu'à 155 mm (excluant garniture)
Profondeur d'assise	200 - 330 mm (excluant garniture)
Inclinaison d'assise	-5° à 30°
Hauteur d'assise	575 - 600 - 640 mm
Inclinaison palette de repose-pieds	50°
Longueur de jambes	155 - 310 mm
Hauteur de dossier	410 - 610 mm (excluant garniture)
Inclinaison de dossier	80° - 180°
Largeur totale	615 mm
Longueur totale	1100 mm
Hauteur totale	810 - 1220 mm
Longueur pliée	800 mm
Hauteur pliée	310 mm
Pente max. de sécurité pour frein de parking	9°
Roues arrière	12"
Roues avant	7"
Poids de l'assise	9,8 kg
Poids du châssis	12,7 kg
Éléments amovibles	assise et roues - pour transport uniquement
Coloris	4 couleurs
Crash test	oui - testé selon ISO 7176-19 (2008) Annexe A
Transport à vide	Fixer le produit de façon sûre (exemple dans une voiture ou un avion)
Usage prévu et environnement	Pour enfant à mobilité réduite: usage intérieur/extérieur, manipulation par tierce personne



HARNAIS ET CEINTURES JAY

HARNAIS JAY


Harnais, ouverture LATÉRALE

Taille	A	B
Précoce	170 mm	250 mm
XS	190 mm	320 mm
S	220 mm	380 mm



Harnais, ouverture CENTRALE

Taille	A	B
Précoce	125 mm	250 mm
XS	150 mm	280 mm
S	170 mm	310 mm



CEINTURES JAY

Standard, 2 points, bouton poussoir 25 mm ou 38 mm



V-Contour, 4 points, bouton poussoir



ACCESSOIRES



Plateforme pour ventilateur



Plaque rigide sous l'assise pour batteries et ventilateur



Plateforme utilitaire à l'avant



Plateforme utilitaire à l'arrière



Tige porte sérum



Support bouteille oxygène



Porte bouteille (max 0,5 kg)



Crochet




Barre de maintien



Réducteurs d'assise



Tablette



Interface pour rotation du siège