

## Q50 R Carbon



Prix Public TTC

**1 x LPPR : 2 702.81 €**

----- NOUVEAU -----

**3 Options supplémentaires**

----- NOUVEAU -----



### BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 02-052025

Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client		Adresse livraison	Identique facturation
Code Clt:		Code Clt:	
Magasin:		Magasin:	
Rue:		Rue:	
Ville / CP:		Ville / CP:	
E-Mail:		E-Mail:	
Tél:		Tél:	
Informations		Poids Utilisateur	
Commande	Devis	<b>Poids max. Utilisateur: 136 kg</b>	
N° commande:		<b>Poids Uti.:</b>	<b>kg</b>
<b>Art. No.:</b> Q50 R Carbon : 23200200C		<p>Prix Public TTC <b>€ 2 702,81</b></p>	
<b>Code LPPR Individuel:</b> 9178700			
Date:	Jour	Mois	Année

## DONNEES TECHNIQUES

## Données Techniques

<b>Poids sans batterie</b>	à partir de 14.5 kg (sans accessoires)	<b>Largeur Assise</b>	440 mm
<b>Poids avec batterie</b>	à partir de 15.85 kg	<b>Profondeur Assise</b>	420 mm

## Données Techniques - Base ROUES MOTRICES PROPULSION

<b>Poids max. Utilisateur</b>	136 kg	<b>Electronique</b>	nVR2 (Penny & Giles)
<b>Largeur base</b>	570 mm	<b>Motorisation</b>	6 km/h - Moteurs 2x 250 Watts (sans charbon)
<b>Longueur totale</b>	923 mm	<b>Batteries</b>	Lithium - 10 Ah - Certifié IATA
<b>Longueur fauteuil plié</b>	370 mm	<b>Chargeur</b>	24 V / 5 Amp
<b>Hauteur totale</b>	928 mm	<b>Pente de sécurité max.</b>	8°
<b>Hauteur fauteuil plié</b>	767 mm	<b>Coloris châssis</b>	Noir
<b>Hauteur de dossier</b>	464 mm	<b>Coloris inserts</b>	5 couleurs : Rouge, bleu, orange, jaune, violet
<b>Hauteur d'assise</b>	495 mm (avec coussin)	<b>Franchissement</b>	40 mm
<b>Autonomie</b>	Jusqu'à 12 km (une batterie) / Jusqu'à 24km avec batterie additionnelle		

## BASE MOTRICE

MODELE	Quantité	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QLC000098 <b>Q50R Carbon</b> (incluant 1 batterie Lithium 10ah et chargeur)		<b>2 561,91</b>	<b>2 702,81</b>	<b>9178700</b>	<b>2 702,81</b>
		+ 1.75 € HT d'éco-participation			

NOUVEAU  
1x LPPR

## Caractéristiques Standards

Cadre en fibre de carbone	Coussin d'assise, housse noire, 3 cm
Accoudoirs en fibre de carbone, relevables et verrouillables	Ceinture
Palette en fibre de carbone, relevable, réglable en hauteur	Pochette de rangement (sous l'assise)
Commande nVR2	Sangle velcro de maintien au pliage pour un rangement facile
Pantographe fixe - montage à droite	Garde-boue
Chargeur	Feux stop arrière QUICKIE
Roues avant 150 mm - roue arrière 200 mm, jante magnésium, bandage noir	Roulettes anti-bascule
	Porte gobelet

## Enjoliveurs de Couleur (châssis noir) / Options

	Quantité	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Jantes noires, sans enjoliveurs de couleur		Std	Std	-	-
QLC140002 Inserts Rouge (RAL 040 40 67)		Std	Std	-	-
QLC140003 Inserts Bleu (RAL 260 40 45)		Std	Std	-	-
QLC140006 Inserts Orange (RAL 060 60 80)		Std	Std	-	-
QLC140023 Inserts Jaune (RAL 1016)		Std	Std	-	-
QLC140024 Inserts Violet (RAL 4005)		Std	Std	-	-
QLC160036 Batterie Lithium additonnelle (10ah - stockage possible sur le fauteuil)		591,47	624,00	-	-
QLC160037 Chargeur additionnel et câble		98,58	104,00	-	-
QLC090226 Sac de transport de la batterie (pour batterie Lithium)		69,19	73,00	-	-
QLC090225 Kit éclairage avant et arrière (alimenté par batterie - chargement par USB)		119,43	126,00	-	-
QLC110212 Support pour déplacement manipulateur principal en commande tierce-personne		175,36	185,00	9368150	35,71

NOUVEAU

