

Cleo



Cleo

Le fauteuil roulant actif
ultra léger pour enfants

- châssis fixe évolutif
- sportif et actif
- multiples réglages de positionnement
- inclinaison assise (en option)
- look sympa et couleur flashy
- ultra léger et compact



bascule d'assise (option)

Le **CLEO** est un nouveau FRM actif ultra léger pour enfants. Il existe en 3 tailles avec des roues de 20, 22 ou 24 " et des largeurs d'assise de 24 à 34 cm (pas de 2cm). Chaque largeur initiale peut être agrandie de 2 cm avec un kit supplémentaire.

Les possibilités de réglages sont simples et multiples : hauteur d'assise, inclinaison assise, inclinaison dossier et carrossage.

La profondeur d'assise est réglable sur 8 cm.

Il existe différentes hauteurs de dossier fixe ou rabattable et inclinable de -5° à 35° (pas de 8°). Chaque hauteur de dossier peut varier de 0 à 5 cm.

Le **CLEO TI** offre une bascule d'assise de -5° à 45° (pas de +/- 6°).

Le **CLEO** est proposé dans de nombreuses couleurs flashy (code RAL).

En option toutes les combinaisons couleurs sont possibles: code RAL de votre choix, effet Twilight (paillettes) ou multicolores : les composants du châssis sont peints dans différentes couleurs.

De multiples accessoires permettent de personnaliser votre **CLEO**.

Un kit roue avant pivotante transforme le **CLEO** en fauteuil tout terrain.

Données techniques	T1 roues de 20"	T2 roues de 22"	T3 roues de 24"
Largeur d'assise	24-30 cm	24-34 cm	26-34 cm
Profondeur d'assise	22-36 cm	22-40 cm	24-40 cm
Hauteur d'assise	29-39 cm	32-42 cm	36 à 46 cm
Inclinaison d'assise	0° à 11°	0° à 11°	0° à 11°
Hauteur dossier	20, 25, 30, 35 cm	20, 25, 30, 35 cm	20, 25, 30, 35 cm
Dossier fixe	réglable de -10° à 10°	réglable de -10° à 10°	réglable de -10° à 10°
Dossier inclinable	ajustable de -5° à 35°	ajustable de -5° à 35°	ajustable de -5° à 35°
Hauteur mollet	13-36 cm	13-36 cm	13-36 cm
Inclin. repose pieds	-10° à 10°	-10° à 10°	-10° à 10°
Carrossage	6°, 9°, 12°	6°, 9°, 12°	6°, 9°, 12°
Poids maximal	60 kg	60 kg	60 kg
Bascule assise (option)	-5° à 45°	-5° à 45°	-5° à 45°
Poids en kg	9,3 - 10,3	9,8 - 10,8	10,1 - 11,1
Poids TI en kg	13,2 - 14,3	13,7 - 14,8	14 - 15,1



bascule assise -5° à 45°



châssis fixe avec abduction



multiples réglages



compact



option roue pivotante