



INNOV'SA

Fabricant de matériel médical

GAMME FAUTEUIL DE CONFORT

NOUVEAUTÉ 2025



ALTHEA

1 fauteuil de repos & 1 fauteuil releveur



CONFORT | STYLE | BIEN-ÊTRE

FABRICATION FRANÇAISE

parce que votre CONFORT est au COEUR de nos préoccupations !

ALTHEA

CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE

ALTHEA inclinaison manuelle coloris velours galène avec option accoudoirs finition effet bois

le fauteuil manuel ALTHEA est conçu pour s'adapter à vos envies, il propose plusieurs positions afin de vous garantir un confort optimal, que ce soit pour lire, regarder la télévision ou simplement vous relaxer.

ALTHEA fauteuil de repos

- inclinaison manuelle 3 positions
- revêtements haut de gamme
- accueil grand confort
- couettes lavables à 30° et remplaçables
- esthétique soignée



COLORIS disponibles

velours
saphir

Non-feu EN 1021.1 

velours
galène

tissu
gris chiné

Non-feu EN
1021.1 & 1021.2 

PVC
beige
amande

Non-feu M1 



couettes
remplaçables et
lavables à 30°

OEKO-TEX®
CONFORTENCE IN TESTLABS
STANDARD 100 

ALTHEA'UP fauteuil releveur

Confort, autonomie et sécurité au quotidien. L'ALTHEA'UP est conçu pour offrir un confort absolu tout en facilitant vos mouvements.

En plus de ses multiples positions et de sa couette moelleuse garnie de fibre creuse siliconée, sa fonction releveur permet de se lever et s'asseoir sans effort, en douceur et en toute sécurité. Il vous offre un réglage en 2 profondeurs d'assise et plusieurs coloris élégants. Il s'intègre parfaitement dans votre intérieur tout en offrant une aide précieuse au quotidien.

l'ALTHEA'UP s'adapte à vos besoins grâce à ses options ingénieuses :



ALTHEA'UP inclinaison électrique coloris velours saphir

OPTIONS :



poignées de préhension pour sécuriser le transfert



support téléphone



protection de tête universelle



coussin lombaire



protection de fauteuil universelle



oreiller de confort



pochette latérale



accoudoirs finition effet bois (de série pour l'ALTHEA'UP)

OPTIONS disponibles uniquement sur l'ALTHEA'UP :



télécommande intégrée avec chargeur USB A et C



accoudoirs relevables



kit batterie



pieds décoratifs

Fabrication Française Eco responsable

fabrication – 3 unités de production
Troyes - Aube

plastique ABS
Aube - 7 km

mousse
Aube - 40 km



tissus
Europe

fibre
Rhône Alpes - 360 km

une alliance LOCALE et ECOLOGIQUE



- choix des fournisseurs
- fabrication dans nos ateliers dans l'AUBE
- matériaux provenant majoritairement de FRANCE
- process industriel maîtrisé

fauteuil releveur

ALTHEA'UP	largeur d'assise	profondeur d'assise	largeur hors tout	hauteur assise	hauteur hors-tout	poids du fauteuil	poids maxi utilisateur
1 moteur	53 cm	45 ou 55 cm	70 cm	55 cm	116 cm	69 kg	160 kg
2 moteurs	53 cm	45 ou 55 cm	70 cm	55 cm	116 cm	71 kg	160 kg

fauteuil de repos

ALTHEA	largeur d'assise	profondeur d'assise	largeur hors tout	hauteur assise	hauteur hors-tout	poids du fauteuil	poids maxi utilisateur
inclinaison manuelle	53 cm	45 ou 55 cm	70 cm	52 cm	115 cm	46 kg	130 kg

tolérance dimensionnelle et pondérale + 15 mm / 1,5 kg



ALTHEA'UP
uniquement

produits distribués par :

INNOV'SA
18 rue Emile coué
10004 TROYES cedex
CS 20888
innovsa@innovsa.com
03 25 29 40 00



retrouvez tous nos produits
sur notre site internet



retrouvez toutes nos actualités
sur nos réseaux sociaux