

Forte taille XL

POINTS FORTS

- Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
- Haut du dossier ergonomique pour un meilleur maintien des cervicales
- Un revêtement Qualitex, haute résistance aux frottements (Explications p3)




VELOURS «SOFT TOUCH» (Explications p3)



TAUPE
(REF 1532)




DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Écartement** du mur : 48.5 cm

POSITIONS



Explications p3



Explications p9



Explications p8



FABRICATION USA
Golden Technologies



La marque qui fait la différence
Fabricant de fauteuils releveurs -
DEPUIS 50 ANS -

Forte Taille XXL

**Supporte jusqu'à 227kg
largeur d'assise 70cm**

POINTS FORTS

- Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
- Haut du dossier ergonomique pour un meilleur maintien des cervicales
- 2 Boudins latéraux sur la partie basse du dossier pour un meilleur maintien lombaire.
- Des revêtements Qualitex, haute résistance aux frottements (Explications p3)
- Equipé de 2 moteurs accouplés au niveau de l'assise pour supporter un poids plus important. Dans cette configuration, le fauteuil fonctionne comme un fauteuil releveur 1 moteur

Adapté pour
les personnes




VELOURS «SOFT TOUCH» (Explications p3)




TAUPE
(REF. 1552)

DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Écartement** du mur : mini 46cm

POSITIONS



Explications p3



Explications p8



FABRICATION USA
Golden Technologies



La marque qui fait la différence
Fabricant de fauteuils releveurs -
DEPUIS 50 ANS -

*: angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5% - **: distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini*)