



INNOV'SA

DESIGN  
MODERNE  
**ESTHÉTIQUE**

fauteuils de confort

pour une **EXPÉRIENCE**  
de **RELAXATION** unique





spécialiste

CONFORT    STYLE    BIEN-ÊTRE  
FABRICATION FRANÇAISE



savoir-faire

## à propos de nous

Depuis 2001, dans un esprit familial, nous nous attachons à mettre le plus grand soin dans la fabrication de nos fauteuils dans nos ateliers de Troyes en région Grand-Est.


Spécialistes en solutions d'assises et d'allègement des points de pression, nos fauteuils s'adaptent aux besoins les plus spécifiques de nos utilisateurs. De nombreux choix de tissus et revêtements permettent aux fauteuils de s'intégrer au mieux dans tous les styles d'intérieurs classiques ou modernes.

Tous nos produits sont commercialisés sur l'ensemble du territoire Français via les 2300 prestataires de santé.

## RÉDUIRE notre EMPREINTE carbone

### la combinaison gagnante

- choix des fournisseurs
- process industriel maîtrisé



- **fabrication** – 3 unités de production  
Troyes - Aube
- **bois**  
Aube - 7 km
- **mousse**  
Aube - 40 km
- **fibre**  
Rhône Alpes - 360 km
- **moteur**  
Allemagne - 691 km
- **tissus**  
Europe

- matériaux provenant majoritairement de FRANCE
- fabrication dans nos ateliers situés dans l'AUBE



découvrez-le en vidéo



# LE LUX

1 ou 2 moteurs



## CARACTÉRISTIQUES

Le LUX est un fauteuil releveur compact caractérisé par sa petite hauteur sol / assise de 47 cm, permettant ainsi aux utilisateurs de moins d'1m60 de s'asseoir et se relever sans effort.

Il est élégant et ultra confortable avec son excellent accueil et ses multi-positions (assise, TV, repos, releveur). Il est constitué de couettes amovibles et lavables à 30° (remise en état à coûts réduits). Il propose 2 profondeurs réglables d'assise 46 ou 53 cm. Il est composé de sangles élastiquées anti-affaissement (dossier et assise).

Le LUX 2 moteurs permet de gérer l'inclinaison du dossier indépendamment de l'inclinaison du repose-jambes.



essai MARTINDALE : méthode utilisée pour tester la résistance à l'abrasion d'un textile seul



# le COCOON

1 ou 2 moteurs / génération 1 ou 2



découvrez-le en vidéo

génération 1

## CARACTÉRISTIQUES

Le COCOON est un fauteuil releveur ultra confortable, multi-positions qui facilite les transferts grâce à ses accoudoirs escamotables et amovibles. Il est constitué de couettes amovibles et lavables à 30° (remise en état à coûts réduits). Il permet de s'asseoir et se relever sans effort. Il est composé de sangles élastiquées anti-affaissement (dossier et assise). Hauteur sol / assise : 52 cm.

Le Cocoon 2 moteurs permet de gérer l'inclinaison du dossier indépendamment de l'inclinaison du repose-jambes. Il propose 2 profondeurs réglables d'assise 45 ou 55 cm.



# le COCOON XXL

1 moteur / génération 1 ou 2 / poids max utilisateur 220 kg



génération 2



option tablette

## CARACTÉRISTIQUES

Le COCOON XXL est un fauteuil releveur bénéficiant d'une grande largeur d'assise de 65 cm.

Il est adapté pour des personnes pesant jusqu'à 220 kg.

Il est constitué de couettes zippées amovibles et lavables en machine à 30°.

Il propose 2 profondeurs réglables d'assise 45 ou 55 cm.

Il permet de s'asseoir et se relever sans effort.

Ultra confortable, multi-positions qui facilite les transferts grâce à ses accoudoirs amovibles et escamotables.

Plusieurs revêtements et coloris sont disponibles permettant au fauteuil de s'intégrer au mieux dans tous les styles d'intérieurs classiques ou modernes.




découvrez-le en vidéo



génération 1

# fauteuil COCOON

- ..... couettes remplaçables, amovibles et lavables à 30°
- ..... assise mousse HR 35 disponible en option
- ..... accoudoirs escamotables et / ou amovibles
- ..... couettes garnies de fibre creuse siliconée ultra confort
- ..... 2 profondeurs réglables d'assise : 45 ou 55 cm
- ..... 2 largeurs d'assise : 44 ou 50 cm
- ..... 2 design possibles : génération 1 & génération 2
- ..... sécurité : revêtement PVC/PU Non Feu M2
- ..... poids maximum : 160 kg
- ..... garantie fauteuil : 2 ans
- ..... garanties mécanique & moteur : 5 ans
- ..... hauteur sol / assise : 52 cm




# fauteuil COCOON XXL

- ..... couettes remplaçables, amovibles et lavables à 30°
- ..... accoudoirs escamotables et/ou amovibles
- ..... grande largeur d'assise : 65 cm
- ..... hauteur sol / assise : 52 cm
- ..... assise mousse HR 35 disponible en option
- ..... couettes garnies de fibre creuse siliconée ultra confort
- ..... 2 profondeurs réglables d'assise : 45 ou 55 cm
- ..... 2 design possibles : génération 1 & génération 2
- ..... sécurité : revêtement PVC/PU Non Feu M2
- ..... poids maximum : 220 kg
- ..... garantie fauteuil : 2 ans
- ..... garanties mécanique & moteur : 5 ans

l'intérêt d'un kit batterie :  
sécurité : évite les fils au sol.



autonomie : 3 jours



## les options



kit mobilité



tablette



porte-revues



protection de tête



oreiller pillow



kit accès  
lève-personne



kit batterie

## revêtements & coloris

tissus PVC/PU  
Non-feu M2



velours déperlant

Non-feu  
EN 1021.1 / 1021.2



tissus chinés

Non-feu  
EN 1021.1 / 1021.2



lavable à 30°



# LE LUX

- .....▣ petite hauteur sol / assise de 47 cm
- .....▣ couettes remplaçables, amovibles & lavables à 30°
- .....▣ assise mousse HR 35
- .....▣ couettes composées de fibre creuse siliconée
- .....▣ position TV sur les modèles 1 et 2 moteurs
- .....▣ 2 profondeurs réglables d'assise : 46 ou 53 cm
- .....▣ poids maximum : 130 kg
- .....▣ garantie fauteuil : 2 ans
- .....▣ garanties mécanique & moteur : 5 ans

l'intérêt d'un kit batterie :  
sécurité : évite les fils au sol.

autonomie : 3 jours



>155 cm à  
175 cm

Max 130 kg

## les options



kit mobilité



tablette



kit accès  
lève-personne



protection de tête



kit batterie



protection  
de fauteuil

## revêtements & coloris

tissus velours

Non-feu EN 1021.1 

galène

saphir

rubis

ambre

tissus PVC

Non-feu M1

EN 1021.1 / 1021.2 

gris galet

beige  
amande

bleu lagon




lavable à 30°





# INNOV'SA



découvrez notre gamme de fauteuils  
sur notre site internet



suivez toutes nos actualités

CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE  
FABRICATION FRANÇAISE

INNOV'SA - Zone Aéroport  
15 rue Suzanne Bernard  
10600 Barberey-saint-Sulpice

une marque d'INNOV'group