

Confort premium

Modèle compact

POINTS FORTS

- Faible encombrement : largeur hors tout 80 cm
- Protège accoudoirs et protège appui-tête de série



EXCLUSIF
mécanisme
Réhausseur (LIFT)
et/ou Releveur
au choix

Explications p7



REVÊTEMENT ALTUS


Confort et douceur pour une technologie adaptée à l'incontinence légère.



- Procédé améliorant les propriétés «Easy Clean» du revêtement. Son haut pouvoir imperméable est adapté contre le désagrément des fuites urinaires.
- Les fibres textiles sont traitées dans la masse (et non par une simple pulvérisation superficielle) pour obtenir un vrai pouvoir antimicrobiens durable dans le temps afin d'empêcher le développement des germes, bactéries, moisissures ou champignons évitant ainsi l'apparition d'odeurs causées par des micro-organismes.
- Le revêtement obtenu est respirant, déperlant (liquide et corps gras)
- Ce procédé n'altère en rien les caractéristiques du revêtement (apparence, confort...) ni ses propriétés chimiques (produit « neutre » et « stabilisé » n'évoluant pas dans le temps). Il a été conçu pour limiter son impact sur l'environnement (entretien sans produit spécifique (chiffon propre et eau tiède savonneuse), durée de vie supérieure, utilisation de traitements et composants respectueux de l'environnement (pas de métaux lourds, formaldéhydes, solvants...)).
- Les caractéristiques physiques du support sont améliorées (très haute résistance à l'abrasion et aux frottements pour des stations prolongées, zones de coutures plus résistantes).
- Il est adapté aux exigences les plus extrêmes d'une utilisation en «collectivités» sans pour autant négliger son aspect esthétique, sa douceur et son confort.
- Il répond aux normes retardant au feu (durée de non inflammabilité, vitesse de propagation, émanations...) face au test de l'exposition à 'une cigarette et à une flamme



VELOURS «SOFT TOUCH» (Explications p3)



CHAMOIS
(REF. 1041)

GRIS CENDRE
(REF. 1043)

GREMAT
(REF. 1048)

VERT FORÊT
(REF. 1042)

CHOCOLAT
(REF. 1040)

ALTUS (Explications p3&6)



GRIS
(REF. 1021)

MARRON
(REF. 1024)


Vous apprécierez

Continuité assise-repose pieds pour constituer un véritable repose jambes, composé d'un coussin de mousse mono bloc pour un parfait maintien du segment jambier

Télécommande avec port USB (pour recharger téléphone ou tablette...
Explications p8)



POSITIONS




Releveur

Assis


Relax

Repos

DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Écartement** du mur : 43 cm



*: angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5% - **: distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini*)