

Confort Premium bi-moteur

2 Moteurs : un pour le dossier, un pour le repose-jambes et la fonction releveur

POINTS FORTS

- Technologie exclusive MaxiConfort (Explications p20 & 21)
- Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
- Télécommande à mémoire possible en option (Explications p21)
- 1 poche latérale de rangement de chaque côté
- Possibilité d'adapter un mécanisme d'extension du repose pieds (Explications p 27)




VELOURS «SOFT TOUCH» (Explications p3)



CHOCOLAT
(REF. 1060)

CHAMOIS
(REF. 1061)

VERT FORÊT
(REF. 1062)



GRIS CENDRÉ
(REF. 1063)

GRENAT
(REF. 1068)

ALTUS (Explications 3&6)



GRIS
(REF. 105)


MARRON
(REF. 1054)

TELECOMMANDE BI-MOTEURS



- Les modèles Confort Premium bimoteurs sont équipés de série d'une télécommande standard 6 boutons.
- Une rangée de 2 boutons pour incliner ou redresser le dossier.
- Une seconde rangée pour actionner le repose jambes et la fonction releveur.
- La dernière rangée sert à la coordination et synchronisation des deux moteurs ensemble. 2 touches (une rouge, une bleue) pour être utilisées comme la télécommande d'un fauteuil mono moteur. Dans la pratique, nous vous conseillons d'abord d'utiliser les boutons synchronisant les 2 moteurs, pour ensuite régler de façon plus précise la position du dossier ou du repose jambes jusqu'à votre position idéale recherchée.



POSITIONS



DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Écartement** du mur : 43 cm



Explications p3



Explications p8



Explications p20 & 21



Golden Technologies



La marque qui fait la différence
Fabricant de fauteuils releveurs -
DEPUIS 50 ANS -